

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

BIOIONIC

МОДЕЛЬ m100

GÉZATONE



Артикул: 1301147



ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

BIOIONIC

МОДЕЛЬ m100

GÉZATONE



Описание и функции прибора

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ – МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

МЕТОД – ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

ТОНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ

ЛИФТИНГОВЫЙ ЭФФЕКТ

РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

УСТРАНЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

BIOIONIC

модель m100

GÉZATONE



Методика микротоковой терапии

- Воздействуют на все слои кожи сосуды и мышцы.
- Активизируют процессы естественного омоложения
- Повышают уровень энергии в клетках
- Способствуют выведения продуктов обмена веществ
- Оказывают мягкое дренажное действие.
- Улучшают внешний вид кожи её тонус и цвет.

Преимущества микротоковой терапии

- Абсолютно безболезненная и безопасная процедура.
- Наиболее физиологичный и эффективный метод коррекции эстетических недостатков.
- Процедуры просты и не вызывают дискомфорта и не занимают много времени.
- Не существует возрастных ограничений.
- При использовании с косметикой многократно усиливается эффект процедур за счет проникновения в глубокие слои кожи активных компонентов препаратов без повреждения кожных покровов.

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

BIOIONIC

МОДЕЛЬ m100

GÉZATONE



Результаты применения аппарата

- Лифтинг, повышение тонуса и эластичности кожи
- Улучшение цвета лица и состояния кожи
- Лимфодренаж, устранение отёчности.
- Уменьшение морщин, выравнивание кожного рельефа
- Уменьшение диаметра расширенных пор и нормализация работы сальных желез.
- Укрепление контуров овала лица, уменьшение второго подбородка.



ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

BIOIONIC

МОДЕЛЬ m100

GEZATONE



Результаты применения аппарата

С аппаратом BIOIONIC Gezaton, m100 у Вас есть прекрасная возможность проводить профессиональные косметические процедуры, с комфортом, не выходя из дома и в удобное для Вас время.

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

BIOIONIC

МОДЕЛЬ m100

GÉZATONE



Использование прибора



3 РЕЖИМА РАБОТЫ



ОЧИЩЕНИЕ
И МАССАЖ КОЖИ



ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ
КОЖИ



ИОНОФОРЕЗ
(ПОДТЯЖКА КОЖИ)

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

BIOIONIC

МОДЕЛЬ m100

GÉZATONE



Противопоказания

- Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы
- Онкологические заболевания
- Эпилепсия
- Беременность
- Индивидуальная непереносимость
- Острые воспалительные и гнойные процессы, обострение дерматологических заболеваний (экзема, дерматит), острый период травмы.
- Повреждение кожных покровов, нарушение кожной чувствительности.
- Наличие инородных тел под кожей в зоне воздействия микротоками (золотые нити, металлические штифты)

ВНИМАНИЕ!

- ✓ Металлические зубные протезы НЕ являются противопоказанием, рекомендуется только изолировать металл от контакта.
- ✓ После проведения депиляции или химических пилингов, процедуру рекомендуется проводить не ранее чем через 2 дня.
- ✓ При выполнении процедуры не рекомендуется затрагивать зону глазных орбит, слизистую оболочку губ, а так же зону проекции щитовидной железы.

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

BIOIONIC

МОДЕЛЬ m100

GÉZATONE



Артикул: 1301147

Технические характеристики

- Параметры входного воздействия:
- Максимальное напряжение (вход):
- В режиме «+» 5,5 В
- В режиме «-» 3 В
- Частота импульсов 1,4 кГц
- ШК 3004564029474
- Количество штук в коробке – 100шт
- Размер аппарата: 11,1х6,5х1,9 см.
- Размер коробки: 13,8х9х4,3 см.
- Батарея: 2 шт* ААА 1,5 V



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)
WWW.SOZV.RU

Присоединяйтесь:



www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty



facebook.com/sozvezdiekrasoti



vk.com/sozvezdiekrasoti