


**GÉZATONE**  
— FACE PERFECT —

# FACE PERFECT

**МИОСТИМУЛЯТОР  
ДЛЯ БЕЗОПЕРАЦИОННОГО  
ЛИФТИНГА ЛИЦА  
И СВЕТОТЕРАПИИ**



**GÉZATONE**  
FACE PERFECT

# FACE PERFECT



**ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ** проблемы обвисшей кожи, снижения тонуса каркасных мышц лица и лишних жировых отложений.

Сочетание миостимуляции и светотерапии дает превосходный эффект лифтинга и омоложения всего за **8 НЕДЕЛЬ** использования!

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРА **FACE PERFECT**

## ФУНКЦИЯ **МИОСТИМУЛЯЦИИ**

- Это воздействие слабыми импульсными токами на мышечные волокна. Технология применяется в косметологии уже более 50 лет и подтвердила свою эффективность и безопасность.
- Миостимуляция способствует подтяжке каркасных мышц, формирующих лицо, которые держат кожу и нуждаются в тренировке также, как и все мышцы тела.
- Аппарат возвращает мышцам утраченный тонус, подтягивая их.
- Импульсные токи способствуют расщеплению лишних жировых отложений.

## ФУНКЦИЯ **СВЕТОТЕРАПИИ**

- Целительная сила света, используемая для возвращения коже молодости и красоты.
- Красное излучение с длиной волны 620-640 нм широко применяется в программах профессионального омоложения, стимулирует клеточную активность, повышает выработку собственного коллагена, приводит к заметному укреплению и тонизации кожи, разглаживанию мимических морщин, улучшению цвета лица.
- Красный свет буквально наполняет кожу энергией и дарит ей сияние молодости!

# ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ **FACE PERFECT**

Форма и структура вашего лица зависит, в большей степени, от состояния мышц, расположенных под его поверхностью. Им необходимы регулярные упражнения, чтобы сохранить свою упругость и тонус.

## **ВОЗДЕЙСТВИЕ:**

**Височные** ветви нерва.

Подача на мышцы в верхней части лица.

Ветви **скулового** нерва.

Подача на мышцы вокруг глаз.

**Щечные** ветви нерва.

Подача на мышцы вокруг рта.

Ветвь **нижней челюсти**.

Подача на мышцы вокруг нижней челюсти и нижней части лица.

### Височная группа

Включает мышцы верхней части лица

### Скуловая группа


Включает мышцы вокруг области глаз

### Щечная группа

Включает мышцы вокруг рта

### Нижнечелюстная группа

Включает мышцы вокруг челюсти и нижней части лица



# ПРОЦЕДУРЫ С FACE PERFECT

GÉZATONE  
— FACE PERFECT —

ПРОСТО • УДОБНО • ЭФФЕКТИВНО!


- **Омолаживающие процедуры** с миостимулятором Perfect Face идеально подходят для домашнего ухода, максимально просты и удобны.
- **Эргономичный корпус** прибора оставляет свободными руки: просто наденьте аппарат на лицо и занимайтесь своими делами, а мышцы лица в это время будут подтягиваться и укрепляться.
- **Пульт с ЖК-дисплеем** максимально удобен для выбора косметологической программы и мощности воздействия.
- **6 программ воздействия** разработаны для полноценного воздействия на мышцы и кожу.
- **10 уровней интенсивности** процедур позволяют выбрать наиболее комфортный режим даже людям с чувствительной кожей.
- **Встроенный таймер** обеспечивает оптимальное время воздействия, которое Вы выбираете сами!
- **Прибор работает от батареек**, а это значит, что даже в дороге или в командировках Вы сможете обеспечить себе профессиональный уход.



# ПРОГРАММЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

GÉZATONE  
FACE PERFECT

- **Стимуляция (Ease)** – стимулирует кровообращение и обменные процессы, снимает мышечное напряжение, отеки, корректирует и укрепляет контуры лица.
- **Кондиционирование (Conditioning)** – улучшает кровообращение и работу лимфатической системы, ускоряет обмен веществ, улучшает здоровье кожи, нормализует pH и сужает поры.
- **Уменьшение жирности кожи (Fat-reduction)** – смягчает кожу и способствует восстановлению энергетического баланса клеток.
- **Укрепление (Compact)** – укрепляет клетки кожи, в результате чего кожа становится сияющей и омоложенной.
- **Восстановление (Rejuvenation)** – выравнивает кожу, ускоряет процесс регенерации клеток.
- **Очищение (Clean)** – Электростимуляция мышц оказывает стимулирующее воздействие на гиподерму для улучшения циркуляции крови, ускоряет обмен веществ, что способствует выведению излишков жира и загрязнений.



## ВСЯ СИЛА ИННОВАЦИЙ ДЛЯ МОЛОДОСТИ КОЖИ!

Регулярное использование массажера Perfect Face не более 20 минут в день, 5 раз в неделю на комфортном уровне интенсивности, обеспечит видимые значительные изменения лица, а именно: повышение тонуса мышц и восстановление молодых форм.

### КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПОКАЗАЛИ ЗАМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:



Уже после нескольких процедур массажер для мышц лица Perfect Face дарит ощущение подтянутости, а по истечении полного курса лицо выглядит заметно моложе и свежее.

ЭМС устраняет основные визуальные проявления возраста: глубокие морщины и нечеткие контуры, и именно поэтому столь заметен эффект, который многие называют безоперационной подтяжкой лица!

# 5 ШАГОВ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ОТ ПРОЦЕДУР ОТ **FACE PERFECT**

**1. Очищаем кожу.** Для полноценного эффекта от воздействия прибором кожу необходимо предварительно очистить от макияжа и загрязнений. Допустимо использовать скраб.




**2. Наносим гель.** Миостимулятор Perfect Face воздействует с помощью слабых импульсных токов, а для них необходим специальный проводящий гель\*.

**3. Устанавливаем прибор на лицо.** Аппарат имеет удобную эргономичную форму и надежно крепится на лице. В итоге – Вы занимаетесь своими делами, а Perfect Face возвращает лицу молодость!

**4. Выбираем программу и уровень интенсивности.** В соответствии с инструкцией выберите желаемую программу и уровень мощности. Обратите внимание: Вы должны чувствовать мягкие сокращения мышц, процедура не должна быть болезненной или дискомфортной!

**5. Завершаем уход\*.** После окончания процедуры кожа наиболее восприимчива к косметическим средствам, поэтому после использования Perfect Face на лицо необходимо нанести омолаживающую маску или крем по типу кожи.

**Правильно!**



# \* СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Производитель рекомендует к использованию токопроводящие гели Beauty Style, специально разработанные для использования с аппаратами Gezatone.



Активный гель с  
экстрактом икры  
Beauty Style  
120 мл



Гель активный  
«Ультрالیфт»,  
Beauty Style  
150 мл

Прекрасным завершением процедуры является нанесение моделирующего крема для лица Lipolift Modellage или сыворотки-скульптор Christian Breton, которые позволят повысить тургор кожи и укрепить овал лица после проведенной процедуры.



Подтягивающая  
сыворотка для шеи  
Christian Breton, Paris  
30 мл



Моделирующий крем  
для лица Beauty Style  
«LIPOLIFT», Modellage  
150 мл

## ВЫГОДНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ!


- Используя Perfect Face Gezatone, Вы получаете двойной эффект – подтяжку мышц и омоложение кожи.
- Купить аппарат для безоперационной подтяжки гораздо выгоднее, чем посещать салоны красоты, ведь его стоимость равна двум-трем посещениям салона, а служить Perfect Face Gezatone будет долгие годы.
- Больше не придется заранее записываться на прием к косметологу и тратить время на дорогу. Прибор Perfect Face поможет Вам проводить процедуры в дома.
- **СОЧЕТАНИЕ ДВУХ ДЕЙСТВЕННЫХ МЕТОДИК ДАЕТ ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**, а Вы наслаждаетесь молодостью и красотой своего обновленного лица.

- Эффективность воздействия поражает – всего за **8 НЕДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫ УВИДИТЕ ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**, которым будут восхищаться Вы и окружающие!
- Perfect Face Gezatone является прекрасным дополнением к другим косметологическим аппаратам для домашнего использования: Вы можете организовать настоящий салон красоты у себя дома!



# ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Сердечно-сосудистые заболевания, наличие кардиостимулятора
- Беременность
- Сахарный диабет, эпилепсия
- Онкологические заболевания
- Нарушение целостности кожных покровов, дерматологические заболевания
- Воспалительные процессы, гнойнички
- Подкожные имплантаты
- Наличие металлических зубных протезов, брекетов и т.п. Рекомендуется проложить между щекой и десной кусочек изолирующего материала (тонкий пластик, пленка).



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**GÉZATONE**  
FACE PERFECT

**Наименование: Миостимулятор для безоперационного лифтинга лица и светотерапии Perfect Face Gezatone**

**Артикул:**

**1301153**

Источник питания	DC 3 В., от батарей
Максимальный выходной ток	4 мА
Максимальное выходное напряжение	6 В.
Длина волны светового излучения	620-640нм
Частота импульсов	1-100Гц
Диапазон рабочих температур окр.среды	+13...+35 °С
Допустимая влажность	до 80 %
Габариты в упаковке	230x185x100мм
Вес в упаковке	0,34 кг

**Производитель: GEZANNE I.T.C. /Жезанн.**

**Адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, Франция**

**Гарантия: 12 месяцев с момента продажи**



 сеть фирменных магазинов  
**СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ**

Москва 8 (495) 925-00-34; регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный) [www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)

**Присоединяйтесь:**

 [www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty](http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty)

 [facebook.com/sozvezdiekrasoti](https://facebook.com/sozvezdiekrasoti)

 [vk.com/sozvezdiekrasoti](https://vk.com/sozvezdiekrasoti)