

Массажер для тела • ИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРА • Gezatone AMG645



PUSHUP

ЭФФЕКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ



PUSHUP
ЭФФЕКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ

ЭФФЕКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ

- Вы хотите, чтобы заинтересованные мужские взгляды провожали вас, а не ваших подруг?
- Давно мечтаете улучшить контур бедер, ягодиц и подтянуть живот, но нет времени сходить в тренажерный зал?
- Ваша кожа в зоне ягодиц потеряла упругость?
- Беспокоит чувство тяжести и усталости в области поясницы?



Не расстраивайтесь,
мы нашли **ПРОСТОЕ**
РЕШЕНИЕ ВАШИХ
ПРОБЛЕМ!

**МАССАЖЕР
ДЛЯ ТЕЛА
«ИДЕАЛЬНАЯ
ФИГУРА»
Gezatone AMG 645**



Эта процедура для вас, если...

- Вы девушка/женщина от 15 до 50 лет, которая мечтает быстро и безболезненно улучшить контур бедер и ягодиц и подтянуть живот.
- Вам не удается добиться аппетитных форм никакими спортивными упражнениями.
- Вы считаете, что выглядите непривлекательно в обтягивающих платьях.
- Вы стесняетесь носить купальник из-за целлюлита и дряблости кожи.
- Ваша самооценка на минимуме, когда вы видите красивые фото других женщин в белье.



PUSHUP
ЭФФЕКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ



ЭФФЕКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ

Современный, эффективный и простой в использовании массажер для бедер и ягодиц AMG645 Gezatone позволяет проводить косметологические профессиональные процедуры **прессомассажа** и **лимфодренажа** в домашних условиях.

Уникальная конструкция прибора помогает эффективно бороться с проблемой «обвисших» ягодиц, избыточными жировыми отложениями в области живота и боков, отеками, чувством тяжести и усталости в области поясницы.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА AMG645 Gezatone

- Упругий и подтянутый живот. Линия талии становится более выраженной.
- Уменьшаются избыточные жировые отложения в области живота, талии и бедер.
- Моделируется силуэт. Уменьшаются признаки стресса и усталости, тяжесть в области поясницы.
- Повышается тонус ягодичных мышц, эффект «бразильской попки».



МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРЕССОМАССАЖ – популярная и эффективная методика прессомассажа (или прессотерапии) обладает огромными возможностями и широко используется косметическими салонами, клиниками эстетической медицины для коррекции фигуры.

Прессомассаж является эффективной процедурой для

- коррекции фигуры и борьбы с целлюлитом,
- выведения избыточной жидкости,
- повышения тонуса и эластичности кожи,
- уменьшения объемов тела.

Этот вид воздействия очень близок к ручному массажу и поэтому абсолютно безопасен. Помимо решения проблем целлюлита и избыточных жировых отложений, прессомассаж оказывает мягкое воздействие на мышцы, снижая напряжение и повышая их работоспособность.




ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА

Прессомассаж осуществляется путем давления воздуха, который поступает в специальные камеры аппарата. Воздушные волны оказывают механическое действие на кожу и подкожно-жировую клетчатку, мышцы и сосуды. В момент мягкого, но интенсивного сдавливания воздухом тканей в зоне воздействия происходит глубокий массаж, который усиливает приток крови к тканям, активизирует обменные процессы, выводит лишнюю жидкость и токсины.

Уникальная конструкция аппарата AMG645 Gezatone позволяет с успехом корректировать проблемы в области ягодиц, живота и талии.

При воздействии аппарата AMG645 Gezatone происходит переменное пневматическое сдавливание тканей. Давление воздуха в камерах аппарата и его специальная конструкция корректируют «проблемные зоны».



ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА

Воздействие происходит на кожу, подкожные ткани, мышцы и сосуды, что позволяет добиться «моделирующего» эффекта:



1. Усиливается отток жидкости из проблемных зон, за счет чего выводятся токсины и шлаки, уменьшаются объемы в области бедер, боков и живота.
2. Активизируются обменные процессы, что ведет к уменьшению избыточного жира и проявлений целлюлита.
3. За счет уникальной конструкции аппарата укрепляются мышцы живота, ягодиц и поясницы, что способствует улучшению осанки, делает ягодицы упругими и крепкими, живот становится подтянутым.
4. Механическая стимуляция и улучшение кровоснабжения за счет прессомассажа приводит к повышению тонуса и упругости кожи, уменьшаются неровности кожного рельефа, исчезает эффект «апельсиновой корки», кожа становится гладкой и подтянутой.

Помимо этого, ритмичный массаж воздушными волнами превосходно устраняет симптомы усталости и стресса, позволяет расслабиться и устраняет спазмы мышц.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Уменьшаются избыточные жировые отложения в области живота, талии, ягодиц и бедер
- Повышается тонус ягодичных мышц, эффект «бразильской попки»
- Упругий и подтянутый живот
- Улучшается кровообращение и лимфоток, снижаются отеки.
- Линия талии становится более выраженной
- Кожа более упругая и гладкая, выравнивается рельеф, уменьшается «апельсиновая корка»



- Моделируется силуэт и улучшается осанка
- Уменьшаются признаки стресса и усталости, тяжесть в области поясницы
- Появляется возможность комфортного и эффективного восстановления после родов.

Положительный эффект от прессомассажа сразу становится заметным. Уже после первой процедуры вы ощутите приятное тепло во всем теле, легкость в ногах и прилив бодрости.



Массажер для тела • **ИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРА** • Gezatone AMG645

ВНЕШНИЙ ВИД



7 ПЛЮСОВ АППАРАТА AMG645 GEZATONE

1. ТОЧНО В ЦЕЛЬ: ВОЗДЕЙСТВИЕ ТОЛЬКО НА «ПРОБЛЕМНУЮ» ЗОНУ Используя этот аппарат, вы имеете возможность скорректировать фигуру и моделировать силуэт, воздействуя только на определенные зоны: ягодицы, живот, талию.

2. «БРАЗИЛЬСКАЯ ПОПКА» Аппарат не только устраняет отечность, борется с целлюлитом и избыточным жиром, он позволяет получить эффект «бразильской попки», повышая тонус ягодичных мышц.

3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ Благодаря 5ти программам, вы подбираете интенсивность воздействия, подходящую и комфортную именно для вас.

4. ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: БЛИЗОК ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ К РУЧНОМУ МАССАЖУ, НО В 20 РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ Плюсом прессомассажа является возможность использования его людьми, которым противопоказаны процедуры ультразвукового воздействия, МТТ, миостимуляции, ионофореза. Этот вид воздействия очень близок к ручному массажу и поэтому имеет минимум противопоказаний

5. ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ

6. УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ Аппарат предназначен для использования в домашних условиях, поэтому проводить процедуры вы можете в любое удобное для вас время, с комфортом и удовольствием.

7. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Беременность и период лактации
- Период менструации
- Миома
- Наличие металлических имплантатов и датчиков сердечного ритма
- Флебит, тромбофлебит
- Хронические воспалительные процессы в организме
- Сердечно-сосудистая недостаточность в стадиях IIВ и III
- Заболевания почек и выделительной системы
- Сахарный диабет
- Кожные заболевания, дерматиты, экземы, открытые раны, ожоги, порезы
- Гипертония
- Туберкулез
- Нарушение свертываемости крови
- Наличие медицинских искусственных частей ног, имплантатов или штифтов
- Онкологические заболевания
- Острые инфекционные заболевания

Не рекомендуется проводить процедуру при гриппе, ОРВИ, повышенной температуре.

Массажер для тела • **ИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРА** • Gezatone AMG645

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование: Массажер для тела «Идеальная фигура» Gezatone AMG 645
- Артикул: 1301168
- Напряжение питания: вход: АС 100В-240В/50-60Гц
• выход (блок питания): DC 12 В/2А
- Потребляемая мощность: не более 24 Вт.
- Количество программ: 5
- Размеры в упаковке: 615x290x120мм.
- Вес: 2,23 кг.
- ШК 3004564029801








Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

Присоединяйтесь:

 www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti