



PALOVIA®

Рекомендовано дерматологами. Идеально для Вас.



АППАРАТ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА

PaloVia Laser от PALOMAR™



Аппарат для лазерного омоложения кожи и для коррекции возрастных изменений кожи PaloVia Skin Renewing Laser - это первый домашний лазерный прибор, одобренный Управлением по контролю за продуктами и лекарствами FDA (США), клинически испытанный, для сокращения мимических морщинок и крупных морщин на лице, в том числе и на области вокруг глаз.

Откройте новую молодость Вашей кожи

Аппарат для лазерного омоложения кожи **PaloVia Laser** не просто создает видимость молодой кожи. Он фактически обновляет кожу, омолаживая ее там, где особенно заметен возраст. Эффективность и безопасность аппарата PaloVia Laser подтверждена клиническими испытаниями и сертификатом медицинской безопасности FDA США.

ДОКАЗАНО у 92% участников клинических испытаний морщины заметно сократились уже через месяц.*

ОДОБРЕНО Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США - тщательно исследовано для домашнего использования.

УДОБНО Занимает всего несколько минут в день, в любое время он эффективно работает для Вас.

ДОСТУПНО Аппарат для лазерного омоложения кожи PaloVia Laser - это экономия денежных средств по сравнению с профессиональной фракционной лазерной терапией.

ТЕХНОЛОГИЧНО Аппарат произведен одним из лидеров на рынке профессиональных косметологических лазерных аппаратов - американской компанией PALOMAR MEDICAL.

Мой внешний вид - лучшее доказательство того, что PaloVia Laser работает!

Мои мимические морщинки исчезли.

Мои глаза снова сияют и выглядят молодыми

- Ольга, 46

* Согласно наблюдениям экспертной группы врачей, специализирующихся в дерматологии и пластической хирургии. Результаты могут отличаться в каждом отдельном случае.

Потрясающие результаты всего лишь через месяц использования аппарата PaloVia Laser.

В результате у Вас естественный, потрясающе свежий и молодой вид.



До терапии



Через 4 недели

“Это выглядит так, как будто кто-то разгладил мои морщины”

- Кристина, 67

у **92%** участников
клинических испытаний *морщины*
заметно сократились уже через
*один месяц ежедневных процедур.**

* Согласно наблюдениям экспертной группы врачей, специализирующихся в дерматологии и пластической хирургии. Результаты могут отличаться в каждом отдельном случае.






Как образуются морщины

Хотя морщины появляются на поверхности кожи, источник их образования находится намного глубже.

Волокна коллагена и эластина формируют поддерживающую структуру в глубоких слоях кожи, позволяя ей внешне выглядеть гладкой и молодой. С годами эта поддерживающая структура ослабевает, что приводит к образованию морщин.

Как работает лазерный прибор PaloVia Laser?

В отличие от лосьонов и кремов, которые в большинстве своем воздействуют на внешний слой кожи, аппарат для лазерного омоложения кожи PaloVia Laser действует глубоко в коже, там, где формируются морщины.



Аппарат для лазерного омоложения кожи PaloVia Laser генерирует короткие импульсы лазерных лучей, которые проникают глубоко в кожу, воздействуя непосредственно на структурный каркас кожи и активизируя естественные механизмы обновления.

Зоны воздействия лазера представлены «столбиками» поврежденной ткани, разделенных между собой участками неповрежденных тканей, которые обеспечивают активное обновление.

А также восстанавливают их при помощи нового коллагена и эластина - ключевых составляющих элементов гладкой, молодой кожи.

Как использовать


Аппарат для лазерного омоложения кожи PaloVia Skin Renewing Laser легко войдет в вашу жизнь, потому что он прост в использовании и не отнимает много времени. Пользуйтесь им каждый вечер в течение месяца, а затем всего лишь дважды в неделю, чтобы поддерживать достигнутые результаты. Потрясающий результат Вы заметите всего через 4 недели.



1 Нанесите гель PaloVia Gel на чистую, сухую кожу по всей длине морщины.

2 Расположите лазерный аппликатор на морщинке таким образом, чтобы голубой индикатор касания загорелся.

3 Нажмите и отпустите кнопку активации. Когда голубой индикатор касания погаснет, и звуковые сигналы прекратятся, - лазер закончил работу.



4 Передвиньте аппликатор вдоль морщинки. Необходимо несколько наложений вдоль каждой морщины.

“ Благодаря простоте использования прибора и понятной схеме работы, я без проблем могу использовать аппарат в повседневной обстановке, **ВСЕГО несколько минут в день.** И результаты меня очень радуют.”

- Юлия, 54

Аппарат для лазерного омоложения кожи PaloVia Laser был разработан компанией Palomar Medical Technologies, Inc., ведущим производителем косметических лазерных аппаратов для дерматологической и пластической хирургии.

- В 2000 году компания Palomar оформила патент на фракционную лазерную технологию, которая с тех пор стала золотым стандартом в профессиональной эстетической терапии.
- Стремясь сделать лазерные процедуры для кожи более доступными, ученые компании Palomar в течение многих лет работали над адаптацией этой фракционной лазерной технологии для домашнего пользования.

После многих лет исследований и интенсивных клинических испытаний, компания Palomar выпустила в продажу **Лазерный прибор для коррекции кожи в домашних условиях PaloVia Skin Renewing Laser.**

Для кого предназначен аппарат для лазерного омоложения кожи PaloVia Laser?

Аппарат для лазерного омоложения кожи PaloVia Laser подходит для женщин и мужчин старше 30 лет, с любым типом кожи, у которых имеются мимические морщинки и крупные морщины на лице и даже вокруг глаз.

Как часто нужно им пользоваться?

Пользуйтесь им каждый вечер в течение одного месяца, затем дважды в неделю для поддержания достигнутых результатов.

Сколько времени длится каждая процедура?

Каждая процедура занимает несколько минут и может проводиться с комфортом у вас дома.

Каковы преимущества использования аппарата для лазерного омоложения кожи PaloVia Laser?

Аппарат для лазерного омоложения кожи PaloVia Laser делает доступными клинически доказанные преимущества лазерного омоложения кожи для всех женщин - даже для тех, кто не пользуется услугами профессионалов. Каждая процедура с аппаратом для лазерного омоложения кожи PaloVia Laser делает то, что не делает никакой крем, лосьон, наполнитель морщин или инъекция, - стимулирует естественную выработку нового коллагена и эластина для уменьшения признаков старения.

“Мои друзья говорят,
что я стала
выглядеть по-другому,

лучше,

при этом я **не**

наношу макияж.”

- Юлия, 53



PALOVIA®

Рекомендовано дерматологами. *Идеально* для Вас.

Узнать больше о
домашнем лазере
PALOVIA



www.palovia.ru 8 • 800 • 200 • 00 • 34