



**ЕСТЕСТВЕННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА
КОЛЛАГЕНА РОЛЛЕРЫ • КОСМЕЦЕВТИКА**

Что делать, если косметика, которой Вы пользуетесь, не дает желаемого эффекта, а на регулярные салонные процедуры у Вас недостаточно времени и денег?

Уникальные роллеры GENOSYS в комплексе с космецевтикой GENOSYS это **РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО ОМОЛОЖЕНИЯ!**

Роллеры GENOSYS, воздействуя на кожу, обеспечивают два великолепных результата:

1. Воздействие тончайшими микроиглами активно стимулирует естественные механизмы восстановления и выработки собственного здорового коллагена и эластина.

2. Активные косметические средства великолепно проникают в глубокие слои кожи через микроканалы, созданные микроиглами.

За одну процедуру создается более 500000 микроканалов!

Это повышает эффективность воздействия косметических препаратов в десятки раз!

Процедура с использованием роллеров GENOSYS не уступает по эффективности и длительности сохранения положительного результата лазерной шлифовке, микродермабразии и химическим пилингам.

При этом процедура микронидлинга с роллером GENOSYS в десятки раз менее травматична.

РОЛЛЕРЫ GENOSYS позволяют эффективно избавиться от следующих проблем:

- Возрастные изменения, морщины и дряблость кожи
- Расширенные поры
- Рубцы и застойные инфильтраты пост-акне
- Замедление роста волос, выпадение волос (при воздействии на область головы)
- Гиперпигментация различного происхождения, неровный тон кожи

МОЛОДАЯ, КРАСИВАЯ И ЗДОРОВАЯ КОЖА С РОЛЛЕРАМИ GENOSYS ЭТО

АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНО!

Что подтверждает

- наличие международных сертификатов ISO, FDA, GMP
- доверие профессионалов всего мира: в лучших салонах Европы, Азии и Америки косметологи используют роллеры GENOSYS.

МАКСИМАЛЬНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО!

В отличие от всех других роллеров

- иглы GENOSYS имеют специальную запатентованную «алмазную заточку» и лазерную нарезку
- одинаковый, высчитанный путем клинических исследований, угол наклона - 6 градусов. Что обеспечивает легкое проникновение в кожу, минимальное травмирующее действие, минимум болезненных ощущений, очень короткий период восстановления, отсутствие побочных эффектов.



ОЧЕНЬ УДОБНО!

В отличие от салонных процедур, дающих аналогичный эффект

- Роллеры GENOSYS можно использовать в любое время года. Так как они не усиливают чувствительности кожи к УФ лучам. SPF защита требуется только первую неделю после применения.
- Использование роллеров GENOSYS сочетается с любыми другими процедурами. После Фракционного лазера можно использовать через 2-3 недели, можно применять после ботокса, после глазмолифтинга.
- Вы можете не менять привычный образ жизни, так как нет видимых повреждений кожи.

ФАНТАСТИЧЕСКИ ЭКОНОМИЧНО! Гораздо дешевле, чем

- другие аппараты с аналогичным эффектом (например, фракционный лазер)
- салонные процедуры

МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ!

Вы собираетесь на вечеринку, свидание, ответственную встречу, и Вам нужно идеально выглядеть? Используйте **Набор для мезотерапии Genosys** на дому.

Уже через час после процедуры Ваша кожа будет выглядеть свежей, розовой, гладкой, как бы наполненной светом! Как будто Вы целый день провели на свежем воздухе!

А на следующий день не только Вы, но и все окружающие заметят потрясающий лифтинг Вашего лица, свежий, здоровый тон кожи и отсутствие морщин.





ПОМОЩЬ ПРИ СНИЖЕНИИ
ТОНУСА И ТУРГОРА КОЖИ

БОРЬБА С МОРЩИНАМИ,
ПИГМЕНТАЦИЕЙ

АНТИОКСИДАНТНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО
СТАРЕНИЯ

СОСТАВ НАБОРА:

- Вибрирующий роллер GENOSYS/ насадка сменная 0,5 мм
- Антивозрастная сыворотка AWS
- Ревитализирующий увлажняющий спрей RHM

ЭКОНОМИЯ:

По расходу косметических средств набор рассчитан на проведение 60 процедур!

УПАКОВКА: НАБОР
АРТИКУЛ: 539013



СВОЙСТВА:

- Длина игл – 0,5 мм
- Толщина игл – 0,2 мм
- Количество игл – 540 игл
- Угол их наклона 6°
- Алмазная заточка игл
- Дисковый роллер
- Вибрация 6000 колебаний в мин.

Роллер GENOSYS + насадка сменная 0,5 мм

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ВИБРИРУЮЩИЙ РОЛЛЕР GENOSYS

За счет мягкой вибрации роллер GENOSYS позволяет полностью снять болевые ощущения во время проведения процедуры микро-нидлинга.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легкое проникновение в кожу
- Минимальное травмирующее действие
- Минимальные неприятные ощущения
- Очень короткий период восстановления



Сыворотка, выравнивающая тон кожи/ PCS

Чистая, матовая, здоровая кожа – теперь это очень просто!

- Нормализует деятельность сальных желез
- Устраняет следы постакне
- Сужает расширенные поры
- Снимает воспаления

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: запатентованные омолаживающие пептидные комплексы, экстракт соевого молока, гаммелиса, зеленого чая, растительные стволовые клетки винограда и розы.



Ревитализирующий увлажняющий спрей/ RHM

Мгновенное возрождение Вашей кожи! Идеальная кожа в течение всего дня!

- Быстро устраняет признаки раздражения
- Оказывает тонирующее действие на кожу
- Уменьшает диаметр расширенных пор
- Нормализует секрецию кожного сала

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Бетаин, экстракт ферментированного соевого молока, экстракт центеллы азиатской, экстракт алоэ.

ТАКЖЕ ПРИ ЖЕЛАНИИ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВЕ ДРУГИЕ АКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ВАШЕЙ КОЖИ.



Антивозрастная сыворотка/ AWS

Время обращается вспять. Ваша кожа снова молода и красива!

Эффективно устраняет:

- Морщины
- Дряблость
- Сниженный тонус и тургор кожи
- Расширенные поры
- Неровный тон кожи

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: запатентованные омолаживающие пептидные комплексы, гиалуронат натрия, витамин E, церамиды, растительные стволовые клетки винограда и розы.



Омолаживающая сыворотка/ SWS

Волшебная сыворотка, возвращающая молодость и сияние кожи!

- Выравнивает тон и цвет лица
- Уменьшает яркость пигментных пятен
- Замедляет процесс старения
- Уменьшает глубину морщин, великолепно тонизирует и укрепляет кожу
- Нейтрализует свободные радикалы

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: экстракт золотой фасоли, запатентованные омолаживающие пептидные комплексы, койевая кислота, экстракт корня солодки, растительные стволовые клетки винограда и розы.

► СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОЖИ К ПРОЦЕДУРЕ



Кислородный очиститель / **SOC**

Образует обильную пену из пузырьков активного кислорода, которая не только великолепно очищает кожу и поры, но и усиливает насыщение клеток кожи кислородом, улучшает цвет лица.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: экстракты арники, тысячелистника, полыни.

УПАКОВКА: 180 мл **Артикул:** 530501



Подготовительная кислородная маска / **ECM**

Маска стимулирует процессы тканевого и клеточного дыхания, активизирует кровообращение.

Все последующие косметические процедуры наиболее благоприятно воспринимаются кожей.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: экстракты арники, тысячелистника, полыни.

УПАКОВКА: Гель: 20 г x 5 т.; Маска: 12 г x 5 саше

Артикул: 530202

► СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ МИКРОНИДЛИНГА



Смягчающая успокаивающая пептидная гелевая маска / **PGM**

Маска усиливает и продлевает эффект от процедуры.

Дарит Вашей коже ощущение абсолютного комфорта!

- Успокаивает кожу
- Усиливает регенерацию
- Мгновенно увлажняет
- Обладает легким охлаждающим эффектом

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: экстракт ромашки, пептидный комплекс, коллаген, гиалуронат натрия.

УПАКОВКА: 5 саше x 39 г **Артикул:** 539015



Смягчающий успокаивающий посткрем / **SRP**

Смягчает и успокаивает кожу. Создает великолепную защиту от внешних воздействий. Препятствует возникновению отечности.

- Без красителей
- Без отдушек
- Без парабенов
- Без спирта

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: гиалуронат натрия, сквален, масло жожоба, экстракт зеленого чая.

УПАКОВКА: 20 мл **Артикул:** 539007

Для проведения более эффективной и комфортной процедуры мезотерапии на дому компания Genosys представляет специально разработанные средства для подготовки кожи к процедуре микроидлинга, а также средства, используемые после процедуры для снятия покраснения и последующей защиты.



Матирующий ВВ-крем бальзам/ ВВС

Крем великолепно маскирует неровности кожи, обеспечивает полноценный уход, создает надежную защиту от разрушительного воздействия агрессивных факторов внешней среды, выравнивает цвет кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: минеральные пигменты, растительные стволовые клетки винограда и розы, экстракт центеллы азиатской.

УПАКОВКА: 50 шт x 4 гр **АТИКУЛ:** 530101Т



Солнцезащитный крем/ SPF 40 MSC

Рекомендуется использовать перед выходом на улицу для одновременной:

- Защиты от солнца
- Полноценного ухода
- Профилактики фотостарения
- Защиты от свободных радикалов

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: диоксид титана, растительные стволовые клетки винограда и розы, экстракт центеллы азиатской.

УПАКОВКА: 40 мл **АТИКУЛ:** 530401

УПАКОВКА: 50 шт x 4 гр **АТИКУЛ:** 530102Т

КАК ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ?


Этап/ наименование	Используемые препараты	Дополнительная информация
1 ЭТАП ОЧИЩЕНИЕ	 Кислородный очиститель SOS	<ul style="list-style-type: none"> • Равномерно нанесите Кислородный очиститель на лицо, исключая область вокруг глаз и рта. Он эффективно очищает поры, выводит токсины, обеспечивает более глубокое проникновение всех последующих средств. Легкими массажными движениями очистите кожу. Остатки тщательно смойте прохладной водой.
2 ЭТАП ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ	 Подготовительная кислородная маска ECM	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовительная кислородная маска обеспечивает комфорт во время процедуры, предупреждает появление побочных эффектов. Нанесите на кожу гель, обходя область глаз и губ. Наложите поверх геля активирующую маску. Через 10-15 мин. снимите маску и очистите кожу.
3 ЭТАП ПРОЦЕДУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОЛЛЕРА	 Роллер GENOSYS	<ul style="list-style-type: none"> • Нанесите небольшое количество активной сыворотки на лицо и равномерно обработайте кожу роллером. Необходимо деликатное воздействие в наиболее чувствительных зонах: лоб, периорбитальная область, над верхней губой. Время процедуры 10 минут. Медленное воздействие снижает неприятные ощущения. Движения должны быть прямыми: назад-вперед. Зигзагообразных, быстрых и вращающих движений быть не должно.
4 ЭТАП УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РОЛЛЕРОМ	 Смягчающая успокаивающая пептидная гелевая маска PGM	<ul style="list-style-type: none"> • Смягчающая успокаивающая пептидная гелевая маска успокаивает и увлажняет кожу после процедуры. Нанесите маску на кожу лица на 5-10 мин. Если у Вас нет времени на маску – обработайте кожу Ревитализирующим увлажняющим спреем. Он снимает раздражение и покраснение, увлажняет и защищает кожу.
	 Смягчающий успокаивающий посткрем SRP	<ul style="list-style-type: none"> • Смягчающий успокаивающий посткрем усиливает регенерацию кожи и защищает ее от агрессивных внешних воздействий.
	 Солнцезащитный крем MSC / SPF 40	<ul style="list-style-type: none"> • Использование роллеров GENOSYS не усиливает чувствительности кожи к УФ лучам, поэтому только непосредственно после процедуры и в течение первой недели после нее необходимо обязательно наносить солнцезащитный крем.
ОСНОВНОЙ КУРС	Периодичность проведения процедур - 1 раз в 2 недели, всего 6 процедур. Повторять интенсивный курс 2-3 раза в год.	
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КУРС	1 раз в месяц.	

Набор для ухода за областью вокруг глаз/ ECS, EGP, ECC


ГУСИНЫЕ ЛАПКИ



МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ



ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ



СОСТАВ НАБОРА:

- Роллер для области вокруг глаз GENOSYS
- Сыворотка для области вокруг глаз с растительными стволовыми клетками ECS
- Успокаивающие и увлажняющие пептидные гелевые патчи для области вокруг глаз EGP
- Крем для области вокруг глаз с растительными стволовыми клетками ECC

НОВАЯ МОЛОДСТЬ ВАШИХ ГЛАЗ. ПОВЕРНИТЕ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ!

Именно глаза выдают возраст и усталость, поэтому это самая первая область лица, которая требует особого внимания и коррекции.



ПОМОЩЬ ПРИ ОТЕКАХ

БОРЬБА С ТЕМНЫМИ КРУГАМИ

АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

БОРЬБА С МОРЩИНАМИ ВОКРУГ ГЛАЗ

ЭКОНОМИЯ:

По расходу косметических средств набор рассчитан на проведение 30 процедур!

УПАКОВКА: НАБОР

Артикул: 539014



Роллер для области вокруг глаз GENOSYS

Быстро и эффективно корректирует морщины, темные круги, гиперпигментацию в периорбитальной области. Может использоваться для коррекции мелких морщинок в области рта.

- длина игл 0,25 мм
- толщина игл – 0,2 мм
- количество игл – 60 игл (2 диска по 30 игл)



Сыворотка для области вокруг глаз с растительными стволовыми клетками/ ECS

Активный коктейль из инновационных, максимально эффективных компонентов подарит Вам результат превосходящий все ожидания! Комплексное и быстрое решение проблем кожи вокруг глаз.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: пептидные комплексы, аргирелин, гиалуроновая кислота, растительные стволовые клетки винограда и дамасской розы.

УПАКОВКА: 10 мл

Артикул: 530302

СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ МИКРОНИДЛИНГА



УПАКОВКА: 60 штук – баночка 100 грамм

АТИКУЛ: 530303



Успокаивающие и увлажняющие пептидные гелевые патчи для области вокруг глаз/ **EGP**

Уникальный, запатентованный пептидный гель активизируется при контакте с кожей. Нагреваясь до температуры тела, он начинает таять и великолепно проводит активные компоненты глубоко в кожу. Благодаря этому патчи действуют мгновенно!

- Снимают воспаление, раздражение и отечность
- Мягко расслабляют мимическую мускулатуру и разглаживают морщинки
- Осветляют темные круги
- Дарят уставшим глазам комфорт и ощущение легкой прохлады под глазами

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: пептидный комплекс, экстракты рожкового дерева, лаванды, перечной мяты, белой фрезии, аргилерин.

Крем для области вокруг глаз с растительными стволовыми клетками/ **EEC**

Крем эффективно смягчает, увлажняет и защищает кожу вокруг глаз, одновременно усиливая и дополняя действие активных компонентов сыворотки для глаз.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: растительные стволовые клетки винограда и дамасской розы, пептидные комплексы, аргирелин, масло жожоба, витамин Е, коллаген.

УПАКОВКА: 20 мл **АТИКУЛ:** 530302

КАК ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ?

Этап/ наименование	Используемые препараты	Дополнительная информация
1 ЭТАП ПРОЦЕДУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОЛЛЕРА	 Сыворотка для области вокруг глаз с растительными стволовыми клетками ECS	<ul style="list-style-type: none"> • На очищенную кожу вокруг глаз нанесите небольшое количество сыворотки для области вокруг глаз с растительными стволовыми клетками и равномерно обработайте кожу роллером. Кожа вокруг глаз очень нежная, поэтому требуется очень деликатное воздействие. Время процедуры 10 минут. Медленное воздействие снижает неприятные ощущения. Движения должны быть прямыми: назад-вперед. Зигзагообразных, быстрых и вращающих движений быть не должно.
2 ЭТАП УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ	 Успокаивающие и увлажняющие пептидные гелевые патчи для области вокруг глаз EGP	<ul style="list-style-type: none"> • Успокаивающие и увлажняющие пептидные гелевые патчи для области вокруг глаз успокаивают кожу и способствуют наилучшему проникновению препаратов, введенных во время процедуры. Нанесите на 5-10 мин.
	 Крем для области вокруг глаз с растительными стволовыми клетками EEC	<ul style="list-style-type: none"> • Крем для области вокруг глаз с растительными стволовыми клетками смягчит и защитит кожу после процедуры.
 Смягчающий успокаивающий посткрем SFP	<ul style="list-style-type: none"> • Смягчающий успокаивающий посткрем смягчит и защитит кожу после процедуры. 	
ОСНОВНОЙ КУРС	Периодичность проведения процедур - 1 раз в 2 недели, всего 6 процедур. Повторять интенсивный курс 2-3 раза в год.	
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КУРС	1 раз в месяц.	

Препараты HR³ MATRIX – это потрясающие результаты по восстановлению роста волос, подтвержденные клиническими испытаниями.

HR³ MATRIX



- Устраняют основную причину выпадения волос (блокируют превращение тестостерона в ДГТ)
- Усиливают прилив крови к волосяной луковице
- Активизируют регенерацию, восстанавливают структуру волос



Артикул: 536001

Роллер-штемпель GENOSYS

Идеален для воздействия на кожу головы.

- Количество игл 140 игл;
- Толщина игл: 0,2 мм
- Длина иглы: 0,5 мм



Шампунь от выпадения и для стимуляции роста волос/ CHS-2

- Эффективно очищает
- Восстанавливает энергетический и витаминный запас и улучшает защитные функции кожи головы
- Снимает раздражения, успокаивает кожу

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: экстракт софоры японской, ниацинамид, экстракт зеленого чая, экстракт корня айра, экстракт граната.

УПАКОВКА: 300 мл **Артикул:** 539012

Очищающий лосьон для кожи головы/ **CSP**



- Подготавливает кожу головы для процедуры с использованием роллера
- Снимает раздражение и устраняет шелушение
- Стимулирует процессы регенерации и восстанавливает нарушенное кровообращение

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: ментол, экстракт зеленого чая, бетаин, экстракт софоры японской, экстракт грейпфрута.

УПАКОВКА: 100 мл **АТИКУЛ:** 539010

Тоник от выпадения и для стимуляции роста волос/ **СНТ**



- Оказывает антибактериальное действие
- Снимает раздражение
- Устраняет воспаление, зуд
- Стимулирует кровообращение
- Усиливает рост волос
- Укрепляет корни волос

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: пантенол, пептидный комплекс, экстракт зеленого чая, экстракт софоры японской, экстракт тибетского барбариса.

УПАКОВКА: 70 мл **АТИКУЛ:** 539011

▶ КАК ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ?

Этап/ наименование	Используемые препараты	Дополнительная информация
1 ЭТАП ОЧИЩЕНИЕ	 Шампунь от выпадения и для стимуляции роста волос СНС-2	• шампунь от выпадения и для стимуляции роста волос подготавливает кожу головы к процедуре, предупреждает возникновение раздражения. Нанесите шампунь на кожу головы массажными движениями в течение 3-5 минут. Тщательно смойте водой.
2 ЭТАП ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ (ПИЛИНГ)	 Очищающий лосьон для кожи головы CSP	• Пилинг позволяет полностью удалить остатки жира и мертвые клетки кожи, глубоко очищает волосные фолликулы от загрязнений и облегчает доступ к ним активных компонентов. Разделяя волосы на проборы, обработайте каждый пробор ватным тампоном, смоченным очищающим лосьоном для кожи головы.
3 ЭТАП НАНЕСЕНИЕ ТОНИКА	 Тоник от выпадения и для стимуляции роста волос СНТ	• Тоник от выпадения и для стимуляции роста волос имеет высокую концентрацию активных компонентов, которые благодаря роллеру проникают непосредственно к волосяным луковицам и дают максимальный эффект. Разделите волосы на проборы, равномерно нанесите тоник по пробору.
4 ЭТАП ПРОЦЕДУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОЛЛЕРА	 Роллер-штемпель GENOSYS	• Возьмите роллер-штемпель и воздействуйте им на кожу отдельными нажатиями, медленно передвигаясь по пробору. Роллер-штемпель идеально подходит для кожи головы. Это единственный роллер, который не запутает и не повредит волосы. Максимальная эффективность процедуры достигается при нанесении тоника на кожу перед обработкой роллером и сразу после обработки. Таким образом обработайте всю кожу головы.
КУРС ПРОЦЕДУР	1 год	

КУРС ПРОЦЕДУР: 1 ГОД

МЕСЯЦ	ЯНВАРЬ-МАЙ	ИЮНЬ-ДЕКАБРЬ
ПРОЦЕДУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОЛЛЕРА	1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 20 РАЗ (5 МЕСЯЦЕВ)	1 РАЗ В 1,5 МЕСЯЦА - 4 РАЗА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД	Шампунь от выпадения и для стимуляции роста волос СНС-2 Тоник от выпадения и для стимуляции роста волос СНТ	



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ
КРАСОТЫ

Эксклюзивный дистрибутор Genosys (Корея) в России –
Компания Созвездие Красоты

Телефоны: Москва (495) 925-00-34. Для регионов РФ: 8-800-200-00-34.

www.sozv.ru

vk.com/sozvru, facebook.com/sozvru



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА WWW.GENOSYS.RU