



GÉZATONE

НАБОР ЛАЗЕРНЫХ
РАСЧЕСОК
HEALTHY HAIR SYSTEM

5 в 1

HS 575

ВИБРОМАССАЖ

ЛАЗЕР

МИКРОТОКИ

ОЗОНИРОВАНИЕ

ИК ИЗЛУЧЕНИЕ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

ПОЧЕМУ ПЛОХО РАСТУТ И ВЫПАДАЮТ ВОЛОСЫ

СТРЕСС, УСТАЛОСТЬ,
БОЛЕЗНИ, ВНЕШНИЕ
ФАКТОРЫ,
ХИМИЧЕСКИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

НАРУШЕНИЕ
КРОВООБРАЩЕНИЯ
(НЕДОСТАТОК
КИСЛОРОДА И
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ)

НАРУШЕНИЕ
ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА,
ПРИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

НЕГРАМОТНЫЙ
УХОД

ЧАСТОЕ
ОКРАШИВАНИЕ,
ХИМИЧЕСКАЯ
ЗАВИВКА

НЕПРАВИЛЬНОЕ,
НЕСБАЛАНСИРОВАННОЕ
ПИТАНИЕ, НЕДОСТАТОК
ВИТАМИНОВ,
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС, СУХОЙ И ЖИРНОЙ СЕБОРЕИ, ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HS 575 УМЕНЬШАЕТ ВЫПАДЕНИЕ, СПОСОБСТВУЕТ ИХ РОСТУ И УКРЕПЛЕНИЮ, ОЧИЩЕНИЮ КОЖИ ГОЛОВЫ, СТИМУЛИРУЕТ АКТИВИЗАЦИЮ «СПЯЩИХ» ВОЛОСЯНЫХ ЛУКОВИЦ.



ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧАСТОГО ОКРАШИВАНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОГО УХОДА



ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС В РЕЗУЛЬТАТЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ И СТРЕССА



ОСЛАБЛЕННЫЕ, ТУСКЛЫЕ ВОЛОСЫ, ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



ЖИРНАЯ И СУХАЯ ПЕРХОТЬ, ЗУД, ДИСКОМФОРТ НА КОЖЕ ГОЛОВЫ



ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ 5 в 1

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ ДВЕ ЩЕТКИ С РАЗНЫМИ ФУНКЦИЯМИ, СОЧЕТАНИЕ КОТОРЫХ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ПОЛНОЦЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИХ ЗДОРОВОГО СОСТОЯНИЯ.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ



СТИМУЛИРУЕТ АКТИВНОСТЬ РОСТКОВОЙ ЧАСТИ ВОЛОСЯНОЙ ЛУКОВИЦЫ. УСКОРЯЕТСЯ РОСТ ВОЛОС, ВОЛОСЫ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ГЛАДКИМИ И ЭЛАСТИЧНЫМИ. АКТИВИЗИРУЮТСЯ «СПЯЩИЕ» ЛУКОВИЦЫ.

ОЗОНИРОВАНИЕ



ОКАЗЫВАЕТ БАКТЕРИЦИДНОЕ И ПРОТИВОГРИБКОВОЕ ДЕЙСТВИЕ, ПОВЫШАЕТ ИММУНИТЕТ. ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ СЕБОРЕЮ, ПЕРХОТЬ, КОЖНЫЙ ЗУД. СПОСОБСТВУЕТ ОЗДОРОВЛЕНИЮ КОЖИ И ВОЛОС.

МИКРОТОКИ



УСКОРЯЮТ СИНТЕЗ КЕРАТИНА. АКТИВИЗИРУЮТ ПРОЦЕССЫ ВЫВЕДЕНИЯ ТОКСИНОВ И ШЛАКОВ, НОРМАЛИЗИРУЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ. МОЖНО ВВОДИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ И КОМПЛЕКСЫ.

ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ



СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ КРОВО И ЛИМФООБРАЩЕНИЯ, СТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕССЫ НАСЫЩЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ КИСЛОРОДОМ, ВОЛОСЫ ПРИ РАСЧЕСЫВАНИИ НЕ ЭЛЕКТРИЗУЮТСЯ И НЕ СПУТЫВАЮТСЯ.

ИК ИЗЛУЧЕНИЕ



ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МЯГКИЙ, ГЛУБОКИЙ ПРОГРЕВ ТКАНЕЙ ГОЛОВЫ, УВЕЛИЧИВАЕТ ПРИТОК КРОВИ К ВОЛОСЯНЫМ ЛУКОВИЦАМ, А ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЕТ УСИЛЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ АКТИВНЫХ СЫВОРОТОК.

ХАРАКТЕРИСТИКИ. РАСЧЕСКА I



НИЗКО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЛАЗЕР



ВИБРАЦИОННЫЙ
МАССАЖ



АКТИВИЗАЦИЯ
СПЯЩИХ ЛУКОВИЦ



НАСЫЩЕНИЕ КОЖИ
ГОЛОВЫ
КИСЛОРОДОМ



УСТРАНЕНИЕ
ПЕРХОТИ



ВОЛОСЫ
ЭЛАСТИЧНЫЕ



УСТРАНЕНИЕ
«СТАТИКИ» ВОЛОС



АНТИСТРЕССОВОЕ
ДЕЙСТВИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ. РАСЧЕСКА II



ОЗОНОТЕРАПИЯ



МИКРОТОКИ



ИК
ПРОГРЕВ



УСТРАНЕНИЕ
ПЕРХОТИ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ
СКАЛЬПА



УСИЛЕНИЕ
ДЕЙСТВИЯ
СЫВОРОТОК



НОРМАЛИЗАЦИЯ
САЛОУТДЕЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРА
6 ЧАСОВ



УДОБНАЯ БАЗА ДЛЯ ЗАРЯДКИ
И ХРАНЕНИЯ

Артикул: 1301090

- НАБОРОМ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ЖЕНЩИНЫ, ТАК И МУЖЧИНЫ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИК ПОДТВЕРЖДЕНА ОПЫТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
- КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО 20 МИНУТ.
- УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СЫВОРОТОК И КОНЦЕНТРАТОВ ДЛЯ РОСТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС.
- НАБОР ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НЕ ТОЛЬКО НА СОСТОЯНИЕ ВОЛОС, НО И УЛУЧШАЕТ ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ, ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ С УСТАЛОСТЬЮ И СТРЕССОМ.
- ЛЕГКИЙ И ПРИЯТНЫЙ МАССАЖ, ВОЛОСЫ ПРИ РАСЧЕСЫВАНИИ НЕ ЭЛЕКТРИЗУЮТСЯ И НЕ СПУТЫВАЮТСЯ.
- УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ.
- СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ, ХОРОШО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДАРКА

2

В НАБОРЕ: 2 РАСЧЕСКИ
С РАЗНЫМИ
ФУНКЦИЯМИ



ДЛЯ МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН

5


5 ВИДОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ



СПЕЦИАЛЬНОЕ
АНТИСТАТИЧЕСКОЕ
ПОРЫТИЕ



ВСЕГО
20 МИНУТ
В ДЕНЬ



ИК
ПРОГРЕВ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО В
КОМПЛЕКТЕ

РАСЧЕСКА I



МАССАЖНЫЕ
ЗУБЧИКИ

ЛАЗЕРНЫЕ
ИЗЛУЧАТЕЛИ



ИНДИКАТОР РАБОТЫ
ПРИБОРА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

БАЗА ПОДСТАВКА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И
ЗАРЯДКИ

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

РАСЧЕСКА II

МАССАЖНЫЕ
ЗУБЧИКИ



ОЗОНОВЫЙ
ИЗЛУЧАТЕЛЬ

ИК
ИЗЛУЧАТЕЛИ

КНОПКИ ВЫБОРА
ИНТЕНСИВНОСТИ

ИНДИКАТОР РАБОТЫ
ПРИБОРА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫКЛЮЧЕНИЯ


БАЗА ПОДСТАВКА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И
ЗАРЯДКИ



ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО В
КОМПЛЕКТЕ



РЕЗУЛЬТАТЫ




УСИЛЕНИЕ
РОСТА
ВОЛОС



ЗАМЕДЛЕНИЕ
ВЫПАДЕНИЯ
ВОЛОС



УМЕНЬШЕНИЕ
ЛОМКОСТИ
ВОЛОС



ВОЛОСЫ
ЭЛАСТИЧНЫЕ
И ГЛАДКИЕ



УСТРАНЕНИЕ
ПЕРХОТИ



НОРМАЛИЗАЦИЯ
САЛОУДЕЛЕНИЯ



УМЕНЬШЕНИЕ
«СТАТИКИ»
ВОЛОС



ВОЛОСЫ
БОЛЕЕ
ПЫШНЫЕ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ЭПИЛЕПСИЯ
- НАЛИЧИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА, НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ, ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ КОЖИ ГОЛОВЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ТЯЖЕЛЫЕ СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
- ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ (ОЖОГИ, ПОРЕЗЫ, ССАДИНЫ, ЦАРАПИНЫ)
- ГРИПП, ОРВИ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ
- ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСЧЕСКА-МАССАЖЕР I

Напряжение питания:	DC 2,4 В. (от встроенного аккумулятора)
Ток потребления:	не более 400 мА
Длина волны лазерного излучения:	650 нм
Класс лазерного излучения (мощность):	3А (не более 5 мВт)
Тип используемого аккумулятора:	2,4 В. / 600 мА
Время зарядки аккумулятора:	6 часов

РАСЧЕСКА-МАССАЖЕР II

Напряжение питания:	DC 2,4 В. (от встроенного аккумулятора)
Ток потребления:	не более 400 мА
Плотность озонового излучения:	2000 мкВт / см
Длительность и частота импульсов:	1 мс, 20 Гц.
Диапазон изменения выходного тока:	1,5 ... 4 мА (при нагрузке 1 кОм)
Тип используемого аккумулятора:	2,4 В. / 600 мА
Время зарядки аккумулятора:	6 часов

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАСЧЕСКА-МАССАЖЕР I	- 1 шт.
РАСЧЕСКА-МАССАЖЕР II	- 1 шт.
БАЗА-ПОДСТАВКА	- 1 шт.
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	- 1 шт.
ИНСТРУКЦИЯ	- 1 шт.

Зарядное устройство:	АС 220 В., 50 Гц / DC 3 В., 350 мА
Вес в упаковке:	0,84 кг
Габариты в упаковке:	251x270x70 мм



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

