

МОДЕЛИРОВАНИЕ,  
ЛИФТИНГ,  
УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ



АППАРАТ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

**GÉZATONE**

# Biolift m100

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

---

**ПРИБОР BIOLIFT4 M100S - ЭТО СОЧЕТАНИЕ ТРЕХ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ В ПРОБЛЕМНЫХ МЕСТАХ, УКРЕПЛЕНИЯ И ПОДТЯЖКИ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА.**

**Три косметологических метода:**

- ЭМС (электромиостимуляция)
- Микротоковая терапия
- Пластический массаж специальными многогранными насадками

**Такое сочетание воздействует на кожу, мышцы и жировую ткань и:**

- Оказывает подтягивающее и общее омолаживающее действие на кожу
- Повышает тонус и упругость кожи
- Позволяет уменьшить объем жировых отложений

Прибор Biolift4 m704 Gezatone позволит провести профессиональную процедуру омоложения кожи с комфортом, не выходя из дома.

Результаты усиливаются от процедуры к процедуре и сохраняются на длительное время.

# Biolift m100

## МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

---

### МЕТОД ЭМС

- Электромиостимуляция (ЭМС) имитирует естественные сокращения мышц. Сигналы подаются к нервным окончаниям, которые управляют движением мышц и заставляют их сокращаться естественным образом. ЭМС тренирует, укрепляет и тонизирует мышцы, устраняет дряблость кожи. ЭМС улучшает кровообращение, что способствует насыщению кислородом, выведению токсинов и избыточной жидкости.
- Стимуляция мышц восстановит овал лица естественным образом, предотвратит дряблость кожи и поможет моделировать силуэт в проблемных зонах тела (руки, бока, живот).
- Курс процедур поможет получить превосходный результат, который сохраняется долгое время.
- ЭМС - это технология, основанная на естественных процессах тела, используется более 45 лет косметологами всего мира, применяется в физиотерапии для укрепления и восстановления мышц, что помогает сотням тысяч людей каждый год.

# Biolift m100

## МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

---

### МИКРОТОКИ

- Микротоки оказывают деликатное действие на кожу, восстанавливают метаболическую активность клеток. С возрастом работа клеток замедляется, снижается их энергетический потенциал и нарушаются функции. Микротоки помогают восстановить процессы выработки энергии в клетках кожи, что ведет к восстановлению их функциональной активности, клетки «просыпаются» и начинают «работать» как в молодом возрасте.
- Микротоки воздействуют не только на клетки кожи, но и укрепляют мышцы, повышают их тонус, восстанавливают процессы кровообращения и активизируют лимфодренаж, уменьшают отечность, а также обеспечивают увлажнение глубоких слоев кожи.
- Благодаря стимулирующему действию микротоков на процессы синтеза коллагена и эластина, кожа становится более упругой, более плотной и подтянутой.
- Эффекты микротоков усиливаются при дополнительном воздействии функции миостимуляции.

# Biolift m100

## МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

---

### 3D ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ

- Металлические шарики с многочисленными гранями вращаются на 360° и оказывают глубокое массажное воздействие на кожу и мышцы. Благодаря глубокому воздействию, пластический массаж укрепляет мышцы и повышает их тонус, создавая прочный «каркас» для кожи.
- Пластический массаж роликами великолепно восстанавливает форму лица, борется с проблемой «второго подбородка», создаёт четкие контуры и линии, позволяет укрепить кожу на внутренней поверхности рук, бедра, уменьшить жировые отложения в области талии и живота, справиться с проблемой дряблости кожи.
- Активная глубокая проработка роликами повышает тонус мышц и кожи, оказывает лифтинговый эффект, активизирует кровообращение.



# Biolift m100

## ЭФФЕКТЫ

### ПОВЫШЕНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА


Пластический массаж глубоко «прорабатывает» кожу, усиливает кровообращение и обменные процессы, благодаря чему клетки получают необходимое количество питательных веществ и кислорода, что позволяет им работать более активно, вырабатывая коллаген и эластин.

### УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Активизация кровообращения ускоряет доставку к клеткам кожи питательных веществ и кислорода, а также повышает эффективность косметических средств.

### УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕКОВ

При вращении массажные насадки усиливают лимфодренаж, что способствует выведению избыточной жидкости и устранению отечности.



Микротоки проникают глубоко в кожу и активизируют клетки

Ускоряется синтез волокон коллагена и эластина


Повышается упругость и эластичность кожи

# Biolift m100

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




ЛИЦО




ШЕЯ

«ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК»



ТЕЛО



РУКИ, НОГИ

### Прибор Biolift m100(S) Gezatone

Эффективен для воздействия на любые области лица и тела, где необходимо подтянуть и укрепить кожу, уменьшить объемы.

Прибор используется:

- Для коррекции «второго подбородка» и укрепления овала лица
- Для моделирования фигуры, подтяжки кожи и уменьшения жировых отложений в области талии, живота, бедер, рук.
- Для подтяжки кожи лица и уменьшения глубины морщин.
- Четыре уровня интенсивности воздействия позволяют подобрать оптимальный режим для коррекции эстетических недостатков лица и тела.

# Biolift m100

## СОЧЕТАНИЕ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ЭМС	МИКРОТОКИ	3D ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
<ul style="list-style-type: none"><li>• Мышцы в тонусе</li><li>• Стимулирует мышцы и повышает тонус</li><li>• Устраняет дряблость</li><li>• Укрепляет овал лица</li><li>• Способствует уменьшению жировых отложений</li><li>• Улучшает цвет кожи</li><li>• Активизирует кровообращение и обменные процессы</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Упругая, плотная и подтянутая кожа</li><li>• Повышают тонус и упругость, подтягивают кожу</li><li>• Тонизируют и укрепляют мышцы</li><li>• Уменьшают отечность</li><li>• Стимулируют детоксикацию</li><li>• Способствуют увлажнению</li><li>• Улучшают цвет кожи</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Моделирование и подтяжка</li><li>• Повышает тонус и упругость кожи</li><li>• Повышает тонус мышц</li><li>• Активизирует кровообращение и обменные процессы</li><li>• Устраняет отеки</li><li>• Уменьшает объемы жировых отложений</li></ul>



# Biolift m100

## СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

---



### **ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ Beauty Style, 120 гр**

Омолаживающий увлажняющий гель для борьбы с морщинами и увлажнения кожи. Гель используется в процедурах миостимуляции и микротоковой терапии.



### **ЛИФТИНГОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА "УЛЬТРАЛИФТ", Beauty Style**

Активный омолаживающий гель прекрасно восстанавливает тонус кожи, производит лифтинговый эффект, устраняет морщины, улучшая внешний вид кожи.

# Biolift m100

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

---

- Улучшение кровообращения, устранение отеков, выведение избыточной жидкости
- Уменьшение морщин
- Улучшение цвета кожи
- Уменьшение «второго» подбородка
- Восстановление овала лица и формирование четких контуров
- Повышение тонуса и эластичности кожи лица и тела
- Моделирование силуэта
- Укрепление мышц



# Biolift m100

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность, простота в использовании и надежность
- Удобная форма обеспечивает комфортное проведение процедуры
- Процедура занимает мало времени: 20 минут
- Тройной эффект: подтяжка, уменьшение объемов и моделирование
- Универсальность: прибор может использоваться для лица и тела
- Четыре уровня интенсивности позволяют выбрать оптимальный режим воздействия
- Biolift4 m704 можно брать с собой куда угодно, он компактен и мало весит



# Biolift m100

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---

- Беременность
- Онкологические заболевания
- Острые воспалительные процессы
- Инородные тела и импланты, располагающиеся внутрикожно или непосредственно под кожей
- Армирование золотыми нитями, ботокс
- Заболевания сердечно-сосудистой системы
- Купероз в области воздействия
- Наличие кардиостимулятора
- Дерматиты и дерматозы различной этиологии
- Гнойничковые заболевания, акне
- Повреждения кожи в области воздействия (ссадины, царапины, порезы, ожоги)
- Эпилепсия
- Лихорадочные состояния, грипп, ОРВИ



# GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

## СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

**МОСКВА: (495) 120 10 80**

**РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)**

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>