



НАБОР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
с **АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫМ**
ЭФФЕКТОМ
«**Slim Body**»

Прибор по уходу за телом
Gezatone m380

+

Моделирующий антицеллюлитный
коктейль MESODERM

GÉZAtone

mesoderm



Набор для похудения с антицеллюлитным эффектом «Slim Body»

ХОТИТЕ ПОХУДЕТЬ И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА?

По результатам опросов, более 90% женщин недовольны своей фигурой. Среди множества причин недовольства на первом месте стоит проблема избыточного веса и целлюлита. На сегодняшний день существует масса способов избавления от «апельсиновой корки», однако зачастую они бывают достаточно болезненны и требуют временных и денежных затрат.

МОЖНО ЛИ УСТРАНИТЬ ЦЕЛЛЮЛИТ БЫСТРО И БЕЗ НЕПРИЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ?

Совместные научные исследования компаний Gezatone и Mesoderm позволили найти решение: аппарат GEZATONE CELLUSAGE M380 и антицеллюлитный коктейль Mesoderm вместе способны изменить Вашу фигуру!

Безинъекционное введение активных компонентов косметики в глубокие слои кожи – легкий путь к красивой фигуре.



Cellusage Gezatone – три в одном для красоты и стройности тела!

- ✓ Массажер для тела Gezatone Cellusage m380 разработан специально для работы по телу, для укрепления и тонизации мышц, борьбы с проявлениями целлюлита.
- ✓ Уход за кожей тела стал значительно проще с появлением этого аппарата, ведь сочетание «три-в-одном» значительно расширяет спектр деятельности прибора, становясь лучшим помощником в борьбе за красивую фигуру.
- ✓ Прибор необходимо использовать в комплексе с Моделирующим антицеллюлитным коктейлем MESODERM, что повысит эффективность от процедур, поможет уменьшить объемы тела, разгладить и выровнять кожу.
- ✓ С помощью аппарата Gezatone Cellusage m380 можно добиться максимальных результатов в кратчайшие сроки.



Великолепная альтернатива мезотерапии


Эффективность процедуры мезотерапии тела известна многим – инъекционное введение антицеллюлитных препаратов в кожу обеспечивает быстрый видимый результат, однако доставляет массу неприятных ощущений.

ЗАБУДЬТЕ О БОЛИ!

Существует альтернатива болезненной процедуре мезотерапии тела – **УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ**. Ультразвуковая волна легко проникает сквозь эпидермальный слой кожи и вводит активные ингредиенты косметических препаратов в глубокие слои кожи:

- **БЕЗ БОЛИ**
- **БЕЗ РИСКА ОТЕКОВ И СИНЯКОВ**
- **БЕЗ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА**
- **БЕЗОПАСНО**

Ультразвуковой аппарат **GEZATONE CELLUSAGE M380** проводит активные компоненты **коктейля MESODERM** в глубокие слои кожи, тем самым повышая их эффективность в десятки раз!



Набор Slim Body - идеальная фигура

Аппарат Cellusage
m 380 – безопасная
альтернатива
мезотерапии тела



Моделирующий
антицеллюлитный
коктейль
MESODERM

С помощью этого прибора Вы сможете провести процедуру безинъекционного введения антицеллюлитных средств в глубокие слои кожи.

- ✓ Глубина проникновения активных компонентов такая же, как и при инъекционном введении.
- ✓ Отсутствуют неприятные ощущения во время процедуры.
- ✓ Отсутствуют побочные эффекты.
- ✓ Еще больше функций аппарата для достижения наилучшего результата!

Cellusage Gezatone – три в одном для красоты и стройности тела!

Сочетание функций ЭМС (электромиостимуляции) с ультразвуковым воздействием и инфракрасным прогревом дают потрясающий эффект:

- ✓ Объемы тела существенно уменьшаются.
- ✓ Кожа тела подтягивается, становится более плотной и упругой.
- ✓ Выводится лишняя жидкость из проблемных зон, снимаются отеки.
- ✓ Мышцы подтягиваются, улучшаются контуры тела.
- ✓ Косметические средства проникают в глубокие слои кожи (ультрафонофорез).
- ✓ Рубцы, растяжки, спайки выравниваются, становятся менее заметными.
- ✓ Укрепляются стенки сосудов, уменьшается проявление варикоза.



Основные функции аппарата Cellusage Gezatone m380

1. Ультразвуковой микромассаж

Обеспечивает упругость и гладкость кожи.

Способствует проникновению активных компонентов
косметических средств в глубокие слои кожи.

Выводит излишки жидкости из организма.

Устраняет растяжки.



**В РЕЗУЛЬТАТЕ – идеальная поверхность
кожи без признаков целлюлита и растяжек.**

Основные функции аппарата Cellusage Gezatone m380

2. Инфракрасный прогрев (ИК-прогрев)

- ✓ Одновременное воздействие ультразвукового массажа и инфракрасного прогревания способствует уменьшению объемов тела, производит глубокий согревающий эффект, насыщает клетки кожи кислородом и снимает мышечный спазм. Помимо этого, инфракрасный прогрев улучшает усвоение косметических средств – сывороток, кремов, гелей и т.д. При действии инфракрасного прогрева улучшается кровоснабжение, уменьшается застой жидкости в тканях, плотные жировые слои размягчаются и выводятся из проблемных зон.
- ✓ **Сочетанное действие ультразвука и ИК-прогрева признано косметологами прекрасным средством борьбы с лишними жировыми отложениями, проявлениями целлюлита и сниженным тонусом кожи.**
- ✓ Инфракрасное прогревание помогает мышцам восстановить естественный тонус, а коже и подкожно-жировой ткани вывести токсины и продукты метаболизма. Благодаря генерации постоянного ультразвука и инфракрасного излучения достигается мощный антицеллюлитный эффект и лифтинг кожи тела.

Основные функции аппарата Cellusage Gezatone m380

3. ЭМС функция – Электромиостимуляция мышц

- ✓ Электромиостимуляция – это методика сокращения мышц путем воздействия на них слабыми импульсными разрядами. Под воздействием электрических импульсов мышцы начинают работать так же активно, как во время тренировок в спортзале, что приводит к улучшению их тонуса, коррекции фигуры, появлению рельефа.
- ✓ Регулярные процедуры миостимуляции способствуют восстановлению дряблых мышц, уменьшают проявления целлюлита, помогают бороться с лишним весом и объемом.
- ✓ Методика ЭМС давно и успешно зарекомендовала себя в салонах красоты.
- ✓ Для работы в режиме миостимуляции к прибору подключаются клейкие гелевые электроды, которые необходимо установить на проблемную зону тела, а дальше остается только наслаждаться процедурой.



Антицеллюлитный коктейль MESODERM – эликсир стройности для непревзойденного результата

- ✓ Антицеллюлитный коктейль Mesoderm по своему составу аналогичен коктейлю для мезо-терапии тела, который очень популярен среди специалистов-косметологов.
- ✓ Для достижения наилучшего результата, концентрация активных ингредиентов препарата повышена в 10 раз.
- ✓ В состав формулы коктейля Mesoderm вошли самые эффективные ингредиенты, используемые в профессиональной косметологии и эстетической медицине для коррекции фигуры.

ЭКСТРАКТ ФУКУСА

Расщепляет жировые отложения.
Выводит токсины и шлаки.
Выводит излишки жидкости из тканей.

ЭКСТРАКТ РУСКУСА (ИГЛИЦЫ)

Укрепляет стенки сосудов.
Выводит излишки жидкости из тканей.
Обеспечивает лимфодренажный эффект.

ЭКСТРАКТ ГУАРАНЫ

Расщепляет жировые отложения.
Тонизирует кожу.
Выводит излишки жидкости из тканей.


ЭКСТРАКТ АПЕЛЬСИНА

Устранение застойных явлений.
Выводит токсины и шлаки.
Расщепляет жировые отложения.



Результат использования набора «SLIM BODY» – РАВНОЗНАЧЕН результату профессиональной процедуры МЕЗОТЕРАПИИ

-  Устранение «апельсиновой корки»
-  Уменьшение объемов тела
-  Повышение упругости и тонуса кожи,
уменьшение дряблости и растяжек
-  Уменьшение отеков, устранение застоя
в проблемных зонах
-  Уменьшение жировых отложений



Противопоказания

- ✓ Болезни крови, нарушение свертываемости
- ✓ Сосудистые заболевания (флебиты, тромбофлебиты)
- ✓ Онкологические заболевания
- ✓ Нарушения сердечного ритма
- ✓ Присутствие в зоне воздействия аппарата металлических материалов, имплантированных в кости и ткани
- ✓ Поврежденные участки кожи (царапины, ссадины, экземы и дерматит в период обострения)
- ✓ Беременность
- ✓ Психические заболевания
- ✓ Наличие кардиостимулятора
- ✓ ОРВИ, грипп
- ✓ Обострение хронических воспалительных заболеваний
- ✓ Аллергическая реакция на один или несколько компонентов коктейля



Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

Присоединяйтесь:

 www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti