

GÉZATONE

BODY SCULPTOR

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА

AMG 114

ВИБРОМАССАЖ ТЕЛА

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА AMG114 С ФУНКЦИЕЙ ВИБРОМАССАЖА И ИК ПРОГРЕВА ПОМОГАЕТ НЕ ТОЛЬКО РАССЛАБИТЬ МЫШЦЫ ВСЕГО ТЕЛА, НО И УСТРАНИТЬ ОТЕКИ, КОРРЕКТИРОВАТЬ ЦЕЛЛЮЛИТ, ПОВЫСИТЬ ТОНУС КОЖИ, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛЕЗНЕННОСТИ В НОГАХ, ШЕЕ, СПИНЕ.



ЦЕЛЛЮЛИТ ЛЮБОЙ СТАДИИ,
НЕРОВНЫЙ КОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ



МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,
НЕДОСТАТОК ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ



ИЗБЫТОЧНЫЕ ЖИРОВЫЕ
ОТЛОЖЕНИЯ,
СНИЖЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ



ГИПЕРТОНУС МЫШЦ ПРИ
ПОВЫШЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ
НАГРУЗКАХ



БОЛЕЗНЕННЫЕ И НЕПРИЯТНЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ В НОГАХ, ОТЕКИ И
ТЯЖЕСТЬ



БОЛИ И УСТАЛОСТЬ В СПИНЕ,
ПЛЕЧАХ, ШЕЕ

ФУНКЦИИ

В ОСНОВЕ РАБОТЫ МАССАЖЕРА AMG 114 ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕТОД ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА, КОТОРЫЙ ПРОРАБАТЫВАЕТ УСТАВШИЕ МЫШЦЫ, СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОДРЕНАЖ, УСКОРЯЕТ МЕТАБОЛИЗМ, УСТРАНЯЕТ ЗАСТОЙ И СПОСОБСТВУЕТ ВЫРАВНИВАНИЮ РЕЛЬЕФА КОЖИ.

ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА ЭФФЕКТИВНО ДОПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЯ ИК ПРОГРЕВА



Артикул 1301070



ВИБРОМАССАЖ
ТЕЛА



ИК ПРОГРЕВ



ЛИМФОДРЕНАЖ И
УХОД ЗА КОЖЕЙ



РЕЛАКС МЫШЦ,
СПИНЫ, ШЕИ
И ПЛЕЧ



АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
МАССАЖ

ВИБРОМАССАЖ



ВИБРОМАССАЖ

ОСНОВАН НА ВОЗДЕЙСТВИИ ВИБРАЦИИ НА НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ КОЖИ, ОКАЗЫВАЕТ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ И МЫШЦЫ. РАСШИРЯЮТСЯ СОСУДЫ, ПОВЫШАЕТСЯ ОКСИГЕНАЦИЯ ТКАНЕЙ, АКТИВИЗИРУЕТСЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОДРЕНАЖ.

ВИБРАЦИЯ СТИМУЛИРУЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ЖИДКОСТИ И ТОКСИНОВ, СОКРАЩАЮТСЯ ОТЕКИ, КЛЕТКИ ПОЛУЧАЮТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И КИСЛОРОДА.

ЭФФЕКТЫ ВИБРОМАССАЖА



ПЛАВНАЯ
РЕГУЛИРОВКА
ИНТЕНСИВНОСТИ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВО-
ОБРАЩЕНИЯ




АКТИВИЗАЦИЯ
ЛИМФОДРЕНАЖА



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
И АНТИСТРЕССОВОЕ
ДЕЙСТВИЕ



КОРРЕКЦИЯ
ЦЕЛЛЮЛИТА



ПОВЫШЕНИЕ
ОКСИГЕНАЦИИ



УСТРАНЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ

ИК ПРОГРЕВ

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛА УСКОРЯЮТСЯ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЛИМФОДРЕНАЖ, УМЕНЬШАЕТСЯ ЗАСТОЙ, ПОВЫШАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ.

ПРОГРЕВ ВОССТАНАВЛИВАЕТ НАРУШЕННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ В МЫШЦАХ, УСИЛИВАЕТ АНТИСПАСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА.

ИК ТЕПЛО ОКАЗЫВАЕТ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ ТЕЛО, РАССЛАБЛЯЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ.



ЭФФЕКТЫ ИК ПРОГРЕВА



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
И АНТИСТРЕССОВОЕ
ДЕЙСТВИЕ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ



ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕЕ ТЕПЛО

УСИЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, УСТРАНЯЕТ СПАЗМЫ, УЛУЧШАЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ОРГАНИЗМА ТОКСИНОВ, СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ БОЛЕЗНЕННОСТИ В МЫШЦАХ.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН МАССАЖЕР



ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ
ЗАБОТЯТСЯ О СВОЕЙ ФИГУРЕ, А
ТАКЖЕ ТЕ, КТО БОРЕТСЯ С
ЦЕЛЛЮЛИТОМ



ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОХУДЕТЬ,
УМЕНЬШИТЬ ОБЪЕМЫ
ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
И ПОДТЯНУТЬ КОЖУ ТЕЛА



ТЕ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ,
ПОВЫСЯТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТРЕНИРОВОК И БЫСТРЕЕ
ВОССТАНОВЯТСЯ ПОСЛЕ НАГРУЗКИ.



ДЛЯ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ ЗА
КОМПЬЮТЕРОМ, МЫШЦЫ
ЗАТЕКАЮТ И НЕМЕЮТ



ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
«СТОЯЧИХ» И «СИДЯЧИХ»
ПРОФЕССИЙ, ОФИСНЫХ
РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО УСТАЕТ



ТЕМ, КТО НАХОДИТСЯ В
СТРЕССЕ, ПОМОЖЕТ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОЩУЩЕНИЯ
«КАМЕННЫХ», ЗАЖАТЫХ
МЫШЦ И РАССЛАБИТЬСЯ



ТАКЖЕ, МАССАЖЕР ПОМОЖЕТ ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ
МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЪЕДИНЯЯ НЕСКОЛЬКО МЕТОДИК, МАССАЖЕР ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ СЕАНСЫ ТОНИЗИРУЮЩЕГО И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО МАССАЖА, А ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЕТ РАССЛАБЛЕНИЮ, ИЗБАВЛЯЕТ ОТ УСТАЛОСТИ МЫШЦ. РЕГУЛЯРНЫЕ СЕАНСЫ УЛУЧШАЮТ САМОЧУВСТВИЕ И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ.



- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНАМИ, ТАК И МУЖЧИНАМИ.
- **ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ,** И ЭТО ВРЕМЯ ВЫБИРАЕТЕ ВЫ, НЕ ПОДСТРАИВАЯСЬ ПОД ГРАФИК РАБОТЫ МАССАЖИСТА. А МАССАЖ ДЛИТСЯ 15 МИНУТ.
- **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.
- РУЧКА **НЕ СКОЛЬЗИТ** В РУКАХ И ОБЛЕГЧАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ МАССАЖА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ.
- СМЕННЫЕ НАСАДКИ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА.
- **ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА** ИНТЕНСИВНОСТИ И НАЛИЧИЕ ТКАНЕВОЙ НАСАДКИ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ ДЕЛИКАТНЫЙ МАССАЖ РАЗЛИЧНЫХ ЗОН ТЕЛА.

Артикул 1301070

4

4
НАСАДКИ



СЕАНС МАССАЖА
15 МИНУТ



НАСАДКА – ПЕМЗА
ДЛЯ СТОП



ТКАНЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ
ДЕЛИКАТНОГО МАССАЖА



МАССАЖ
ВСЕХ ЗОН ТЕЛА



МАССАЖНЫЕ НАСАДКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖНЫХ НАСАДОК РАЗНОЙ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБИРАТЬ ВИДЫ МАССАЖА И ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА РАЗНЫЕ ЗОНЫ ТЕЛА.

ТКАНЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ
ДЕЛИКАТНОГО МАССАЖА

ВОЛНОВАЯ НАСАДКА
ДЛЯ МАССАЖА ВСЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА, В ТОМ
ЧИСЛЕ ДЛЯ ОБЛАСТИ СПИНЫ
И ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ.



НАСАДКА С МАССАЖНЫМИ
ШАРИКАМИ ДЛЯ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО МАССАЖА
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В КОМПЛЕКСЕ
С КОСМЕТИЧЕСКИМИ МАСЛАМИ И
КРЕМАМИ.



Артикул 1301070



НАСАДКА – ПЕМЗА
ДЛЯ СТОП
ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО ПИЛИНГА
И ОТШЕЛУШИВАНИЯ
ОГРУБЕВШЕЙ КОЖИ.



ВНЕШНИЙ ВИД МАССАЖЕРА


Артикул 1301070



ИК ИЗЛУЧАТЕЛИ

МУФТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
НАСАДОК

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ
МАССАЖЕРА / РЕГУЛИРОВКА
ИНТЕНСИВНОСТИ МАССАЖА



СЕТЕВОЙ ШНУР

МУФТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
НАСАДОК



4


4 СМЕННЫХ НАСАДКИ
BODY SCULPTOR ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ
ПОЛНОЦЕННЫЙ МАССАЖ ВСЕХ ЗОН ТЕЛА

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



УСТАНОВИТЕ НА АППАРАТ МАССАЖНУЮ НАСАДКУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ ПРОВОДИМОГО МАССАЖА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВИТЕ СВЕРХУ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАСАДКУ С ЭЛАСТИЧНОЙ ТКАНЕВОЙ МЕМБРАНОЙ.

ПОДКЛЮЧИТЕ АППАРАТ К СЕТИ ПИТАНИЯ



ВКЛЮЧИТЕ АППАРАТ ПОВОРОТОМ РЕГУЛЯТОРА. ПЛАВНО РЕГУЛИРУЙТЕ РИТМ И ИНТЕНСИВНОСТЬ МАССАЖА.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАССАЖНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДОПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА.

ПЕРЕМЕЩАЙТЕ МАССАЖЁР ПО ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПЛАВНЫМИ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ, СЛЕДУЯ НАПРАВЛЕНИЮ МАССАЖНЫХ ЛИНИЙ.

РЕЗУЛЬТАТЫ*



РЕЗУЛЬТАТЫ МАССАЖА БУДУТ ОЩУТИМЫ УЖЕ ПОСЛЕ 1 СЕАНСА, КОТОРЫЙ ДЛИТСЯ 15 МИНУТ. ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ПРИМЕНЕНИИ МАССАЖЕРА МОЖНО СКОРРЕКТИРОВАТЬ ФИГУРУ, УСТРАНИТЬ НЕРОВНОСТИ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА И СОКРАТИТЬ ОБЪЕМЫ ТЕЛА, ЗАБЫТЬ О СКОВАННОСТИ И УСТАЛОСТИ В МЫШЦАХ, ПЛЕЧАХ И СПИНЕ, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕКОВ. ПРИМЕНЕНИЕ МАССАЖЕРА ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ И УСТАЛОСТЬЮ.




КОРРЕКЦИЯ
ЦЕЛЛЮЛИТА



УСТРАНЕНИЕ
СКОВАННОСТИ В
МЫШЦАХ




УМЕНЬШЕНИЕ БОЛИ
И ТЯЖЕСТИ
В НОГАХ



УМЕНЬШЕНИЕ БОЛИ
В СПИНЕ
И ПОЯСНИЦЕ



УМЕНЬШЕНИЕ
ОБЪЕМОВ




ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРЕНИРОВОК



УЛУЧШЕНИЕ
САМОЧУВСТВИЯ,
РЕЛАКС



УСТРАНЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ В
МЫШЦАХ ШЕИ И ПЛЕЧ



УЛУЧШЕНИЕ
ОСАНКИ

** Результаты зависят от исходного состояния здоровья и возраста могут быть достигнуты только при проведении курса массажей*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ПОСЛЕ ПРИЕМА СЕДАТИВНЫХ, ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ И
СНОТВОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, А ТАКЖЕ АЛКОГОЛЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПОЗВОНКОВ .
- МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ ГРЫЖИ РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
- ТРАВМЫ КОСТЕЙ, СУСТАВОВ И СВЯЗОК
- ХРОНИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ (РАНЫ, ЦАРАПИНЫ, ССАДИНЫ, ОЖОГИ) В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ,
- НАЛИЧИЕ ДЕРМАТИТОВ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- КАРДИОСТИМУЛЯТОР
- ОСТЕОМИЕЛИТ, КОСТНАЯ ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГИПЕРТЕНЗИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ВРАЧА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Артикул 1301070



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	АС 220 В, 50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	не более 25 Вт
ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МАССАЖА	15 минут
ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	18°C - 35°C
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА	20-85%
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ	243 x 180 x 110 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор для ухода и массажа за телом,
серии AMG, модель AMG-114- 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Сменные насадки - 4 шт.




УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА






сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>