

# GÉZATONE

---

МАССАЖЕР  
ДЛЯ ТЕЛА  
BODY SHAPER  
PRO

AMG 125

ВИБРОМАССАЖ ТЕЛА

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



### РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА AMG125 С ФУНКЦИЕЙ ВИБРОМАССАЖА, МАССАЖНЫМИ НАСАДКАМИ РАЗНОЙ КОНФИГУРАЦИИ И ФУНКЦИЕЙ ИК ПРОГРЕВА ПОМОГАЕТ НЕ ТОЛЬКО РАССЛАБИТЬ МЫШЦЫ ВСЕГО ТЕЛА, НО И УСТРАНИТЬ ОТЕКИ, КОРРЕКТИРОВАТЬ ЦЕЛЛЮЛИТ, ПОВЫСИТЬ ТОНУС КОЖИ, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛЕЗНЕННОСТИ В НОГАХ, ШЕЕ, СПИНЕ.



ГИПЕРТОНУС МЫШЦ ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ И УСТАЛОСТИ



ЦЕЛЛЮЛИТ ЛЮБОЙ СТАДИИ, НЕРОВНЫЙ КОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ



БОЛИ И УСТАЛОСТЬ В СПИНЕ, ПЛЕЧАХ, ШЕЕ



СИДЯЧАЯ РАБОТА, МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, НЕДОСТАТОК ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ



ИЗБЫТОЧНЫЕ ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, СНИЖЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ



БОЛЕЗНЕННЫЕ И НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В НОГАХ, ОТЕКИ И ТЯЖЕСТЬ

### ФУНКЦИИ

В ОСНОВЕ РАБОТЫ МАССАЖЕРА AMG 125 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА, КОТОРЫЙ ПРОРАБАТЫВАЕТ И РАЗМИНАЕТ МЫШЦЫ, СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОДРЕНАЖ, СПОСОБСТВУЕТ ДЕТОКСИКАЦИИ. ВИБРАЦИЯ УСКОРЯЕТ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, УСТРАНЯЕТ ЗАСТОЙ ЖИДКОСТИ, СПОСОБСТВУЕТ КОРРЕКЦИИ ЦЕЛЛЮЛИТА ВЫРАВНИВАНИЮ РЕЛЬЕФА КОЖИ.

ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА ЭФФЕКТИВНО ДОПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЯ ИК ПРОГРЕВА.



Артикул 1301162



ВИБРОМАССАЖ  
ТЕЛА



ИК ПРОГРЕВ



АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
МАССАЖ



РЕЛАКСИРУЮЩИЙ  
МАССАЖ



ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ  
МАССАЖ

## ВИБРОМАССАЖ



### ВИБРОМАССАЖ

ОКАЗЫВАЕТ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ И МЫШЦЫ. РАСШИРЯЮТСЯ СОСУДЫ, ПОВЫШАЕТСЯ ОКСИГЕНАЦИЯ ТКАНЕЙ, АКТИВИРУЕТСЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОДРЕНАЖ.

ВИБРАЦИЯ СТИМУЛИРУЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ЖИДКОСТИ И ТОКСИНОВ, СОКРАЩАЮТСЯ ОТЕКИ, КЛЕТКИ И ТКАНИ ПОЛУЧАЮТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И КИСЛОРОДА. ПОВЫШАЕТСЯ ТОНУС КОЖИ, ВЫРАВНИВАЕТСЯ РЕЛЬЕФ, СОКРАЩАЮТСЯ ДЕПОЗИТЫ ЖИРА.

## ЭФФЕКТЫ



ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ



СТИМУЛЯЦИЯ КРОВО-ОБРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ ЛИМФОДРЕНАЖА



УСТРАНЕНИЕ СПАЗМОВ МЫШЦ



РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ И АНТИСТРЕССОВОЕ ДЕЙСТВИЕ



КОРРЕКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА



ПОВЫШЕНИЕ ОКСИГЕНАЦИИ



УСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНЕННОСТИ

## ИК ПРОГРЕВ

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛА УСКОРЯЮТСЯ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЛИМФОДРЕНАЖ, УМЕНЬШАЕТСЯ ЗАСТОЙ, ПОВЫШАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ.

**ПРОГРЕВ** ВОССТАНАВЛИВАЕТ НАРУШЕННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ В МЫШЦАХ, УСИЛИВАЕТ АНТИСПАСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА.

**ИК ТЕПЛО** ОКАЗЫВАЕТ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ ТЕЛО, РАССЛАБЛЯЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ.



## ЭФФЕКТЫ



УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ МЫШЦ



РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ  
И АНТИСТРЕССОВОЕ  
ДЕЙСТВИЕ



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ  
БОЛЕЗНЕННОСТИ



### ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕЕ ТЕПЛО

УСИЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, УСТРАНЯЕТ СПАЗМЫ, УЛУЧШАЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ОРГАНИЗМА ТОКСИНОВ, СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ БОЛЕЗНЕННОСТИ В МЫШЦАХ.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

МАССАЖЕР AMG 125 ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ СЕАНСЫ ТОНИЗИРУЮЩЕГО И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО МАССАЖА, А ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЕТ РАССЛАБЛЕНИЮ, ИЗБАВЛЯЕТ ОТ УСТАЛОСТИ МЫШЦ. РЕГУЛЯРНЫЕ СЕАНСЫ УЛУЧШАЮТ САМОЧУВСТВИЕ И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ.



- МАССАЖЕР AMG 125 МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНАМИ, ТАК И МУЖЧИНАМИ.
- СЕАНС МАССАЖА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО 15 МИНУТ, НЕ НУЖНО ЗАПИСЫВАТЬСЯ К МАССАЖИСТУ. МАССАЖ МОЖНО ПРОВОДИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В УДОБНОМ МЕСТЕ.
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.
- СМЕННЫЕ НАСАДКИ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА И ПРОСЛУЖАТ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ.
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ И НАЛИЧИЕ ТКАНЕВОЙ НАСАДКИ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ ДЕЛИКАТНЫЙ МАССАЖ РАЗЛИЧНЫХ ЗОН ТЕЛА.

Артикул 1301162

4

4  
НАСАДКИ



НАСАДКА ДЛЯ  
РОЛИКОВОГО МАССАЖА



НАСАДКА – ПЕМЗА  
ДЛЯ СТОП



ТКАНЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ  
ДЕЛИКАТНОГО МАССАЖА

2

2 РЕЖИМА  
РАБОТЫ

## МАССАЖНЫЕ НАСАДКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖНЫХ НАСАДОК РАЗНОЙ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБИРАТЬ ВИДЫ МАССАЖА И ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА РАЗНЫЕ ЗОНЫ ТЕЛА.

**4**

НАСАДКИ



Артикул 1301162



НАСАДКА С МАССАЖНЫМИ РОЛИКАМИ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ПРОРАБОТКИ МЫШЦ И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО МАССАЖА. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КОМПЛЕКСЕ С КОСМЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ.



НАСАДКА С МАССАЖНЫМИ ВЫСТУПАМИ ДЛЯ ТОНИЗИРУЮЩЕГО И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО МАССАЖА МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В КОМПЛЕКСЕ С КОСМЕТИЧЕСКИМИ МАСЛАМИ И КРЕМАМИ.



НАСАДКА – ПЕМЗА ДЛЯ СТОП ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО ПИЛИНГА И ОТШЕЛУШИВАНИЯ ОГРУБЕВШЕЙ КОЖИ.



ВОЛНОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ МАССАЖА ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ОБЛАСТИ СПИНЫ И ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ. ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕЛАКС МАССАЖА



ТКАНЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО МАССАЖА

### ВНЕШНИЙ ВИД МАССАЖЕРА

Артикул 1301162



ИК ИЗЛУЧАТЕЛИ

МУФТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
НАСАДОК



СЕТЕВОЙ ШНУР

РЕГУЛИРОВКА  
ИНТЕНСИВНОСТИ МАССАЖА



КНОПКА  
ВКЛЮЧЕНИЯ /  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
РЕЖИМА РАБОТЫ

4

4 СМЕННЫХ НАСАДКИ  
ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ  
ПОЛНОЦЕННЫЙ МАССАЖ  
ВСЕХ ЗОН ТЕЛА





## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



УСТАНОВИТЕ НА АППАРАТ МАССАЖНУЮ НАСАДКУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ ПРОВОДИМОГО МАССАЖА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВИТЕ СВЕРХУ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАСАДКУ С ЭЛАСТИЧНОЙ ТКАНЕВОЙ МЕМБРАНОЙ.

ПОДКЛЮЧИТЕ АППАРАТ К СЕТИ ПИТАНИЯ

ВКЛЮЧИТЕ АППАРАТ В РЕЖИМ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА (ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕЛЮЧАТЕЛЯ «1») ИЛИ В РЕЖИМ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА С ИНФРАКРАСНЫМ ПРОГРЕВОМ (ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ «2»). НАЧНИТЕ МАССАЖ.

НЕ ПРИЖИМАЙТЕ НАСАДКИ К КОЖЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО

ПЛАВНО РЕГУЛИРУЙТЕ РИТМ И ИНТЕНСИВНОСТЬ МАССАЖА.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАССАЖНЫХ ГЕЛЕЙ И МАСЕЛ ДОПОЛНЯЕТ И УСИЛИВАЕТ БЛАГОТВОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА.

ПЕРЕМЕЩАЙТЕ МАССАЖЁР ПО ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПЛАВНЫМИ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ ПО МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ.



## КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУР



ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕАНСОВ МАССАЖА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИБРОМАССАЖА.

### КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

МАСЛО ИМБИРНОЕ С  
РАЗОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ  
«ТОНУС + АНТИЦЕЛЛЮЛИТ»



4501902K – 250 мл

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ  
"ЦЕЛЛЮГЕЛЬ"



4501818K – 200 мл

ГЕЛЬ  
«БОДИ ЛИФТ АКТИВ»



4501426AR – 250 мл

### КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

КРЕМ  
«ПЛОСКИЙ ЖИВОТ»



4501815K – 200 мл

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
КРЕМ «CELL LIPOSOM»



4501817K – 200 мл

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
КРЕМ «CELL ICE»



4501813K – 200 мл

### РЕЗУЛЬТАТЫ\*



РЕЗУЛЬТАТЫ МАССАЖА ПОЧУВСТВУЮТСЯ УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО СЕАНСА, КОТОРЫЙ ДЛИТСЯ ВСЕГО 15 МИНУТ. ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ПРИМЕНЕНИИ МАССАЖЕРА МОЖНО СКОРРЕКТИРОВАТЬ ФИГУРУ, УСТРАНИТЬ НЕРОВНОСТИ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА И СОКРАТИТЬ ОБЪЕМЫ ТЕЛА, ЗАБЫТЬ О СКОВАННОСТИ И УСТАЛОСТИ В МЫШЦАХ, ПЛЕЧАХ И СПИНЕ, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕКОВ. ПРИМЕНЕНИЕ МАССАЖЕРА ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ И УСТАЛОСТЬЮ.



КОРРЕКЦИЯ  
ЦЕЛЛЮЛИТА



УСТРАНЕНИЕ  
СКОВАННОСТИ В  
МЫШЦАХ



УМЕНЬШЕНИЕ  
ОБЪЕМОВ



УСТРАНЕНИЕ  
БОЛЕЗНЕННОСТИ  
В МЫШЦАХ ШЕИ И ПЛЕЧ




УЛУЧШЕНИЕ  
САМОЧУВСТВИЯ,  
РЕЛАКС



УМЕНЬШЕНИЕ  
БОЛИ И ТЯЖЕСТИ  
В НОГАХ



ПОВЫШЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ТРЕНИРОВОК



УМЕНЬШЕНИЕ БОЛИ  
В СПИНЕ  
И ПОЯСНИЦЕ



УЛУЧШЕНИЕ  
ОСАНКИ

*\* Результаты зависят от исходного состояния здоровья и возраста могут быть достигнуты только при проведении курса массажей*

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ПОСЛЕ ПРИЕМА СЕДАТИВНЫХ, ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ И СНОТВОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, А ТАКЖЕ АЛКОГОЛЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПОЗВОНКОВ .
- МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ ГРЫЖИ РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
- ТРАВМЫ КОСТЕЙ, СУСТАВОВ И СВЯЗОК
- ХРОНИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ (РАНЫ, ЦАРАПИНЫ, ССАДИНЫ, ОЖОГИ) В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ,
- НАЛИЧИЕ ДЕРМАТИТОВ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- КАРДИОСТИМУЛЯТОР
- ОСТЕОМИЕЛИТ, КОСТНАЯ ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГИПЕРТЕНЗИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ВРАЧА.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Артикул 1301162



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	АС 220 В, 50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	не более 25 Вт
ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МАССАЖА	15 минут
ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	18°C - 35°C
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА	20-85%
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ	245 x 200 x 136 мм

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор для ухода и массажа за телом,  
серии AMG, модель AMG125 - 1 шт.  
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.  
Сменные насадки - 4 шт.



УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



**GÉZATONE**



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>