

GÉZATONE

Biolift 4

ДАРСОНВАЛЬ

импульсный
массажер



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ **GEZATONE BIOLIFT4 203** ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС.



ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА АКНЕ,
ПОСТАКНЕ, ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ



РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОБЫСЕНИЯ,
СЕБОРЕЯ, ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА
ВОЛОС



ЖИРНАЯ КОЖА
ИПЕРПРОДУКЦИЯ КОЖНОГО
САЛА, САЛЬНЫЙ БЛЕСК



КОЖА СО СНИЖЕННЫМ
ТОНУСОМ, МОРЩИНАМИ



ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
СОСУДОВ, ЦЕЛЛЮЛИТ
(КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ)



ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РАНЫ,
ГЕМАТОМЫ, УШИБЫ



МЕТОДИКА ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ

МЕТОД ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ УЛУЧШАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОЖИ, ПОВЫШАЕТ ТОНУС, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ МОРЩИН, ЗАМЕДЛЯЕТ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС И РЕГУЛИРУЕТ АКТИВНОСТЬ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ. ОБЛАДАЕТ БОЛЕУТОЛЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ, СТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ, ОКАЗЫВАЕТ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ И БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ.



ДЛЯ МУЖЧИН
И ДЛЯ ЖЕНЩИН



БАКТЕРИЦИДНОЕ
ДЕЙСТВИЕ



РЕГУЛЯЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ
РОСТА ВОЛОС



ШИРОКИЙ СПЕКТР
ПРИМЕНЕНИЯ



СТИМУЛЯЦИЯ
РЕГЕНЕРАЦИИ



ПОВЫШЕНИЕ
МЕСТНОГО
ИММУНИТЕТА



УСТРАНЕНИЕ
ЗАСТОЙНЫХ
ЯВЛЕНИЙ



ТОНИЗАЦИЯ
КОЖИ



МЕТОДИКА ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ

ПРИ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДВЕ МЕТОДИКИ: КОНТАКТНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ. КОНТАКТНАЯ МЕТОДИКА - ВОЗДЕЙСТВИЕ ТИХИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ, КОГДА ЭЛЕКТРОД НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРИКАСАЕТСЯ С КОЖЕЙ. ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ МЕТОДЕ ВОЗНИКАЕТ ИСКРОВОЙ РАЗРЯД И ЭЛЕКТРОД НАХОДИТСЯ НА НЕБОЛЬШОМ РАССТОЯНИИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ.



КОНТАКТНАЯ МЕТОДИКА

ТИХИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД

- ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
- УСИЛЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА СОСУДОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА СТенок ВЕН
- УЛУЧШЕНИЕ ПРИТОКА АРТЕРИАЛЬНОЙ И ОТТОКА ВЕНОЗНОЙ КРОВИ.
- ПОВЫШЕНИЕ НАСЫЩЕНИЯ ТКАНЕЙ КИСЛОРОДОМ, УЛУЧШЕНИЕ ИХ ПИТАНИЯ
- АКТИВИЗИРУЮТСЯ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ.

ДИСТАНЦИОННАЯ МЕТОДИКА

ИСКРОВОЙ РАЗРЯД

- ИСКРОВОМУ РАЗРЯДУ ПРИСУЩИ ВСЕ ЭФФЕКТЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ТИХОГО РАЗРЯДА
- ОКАЗЫВАЕТ ЭФФЕКТ ПРИЖИГАНИЯ ПРИ УДАЛЕНИИ ЭЛЕКТРОДА ОТ КОЖИ НА НЕБОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ.
- АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ И БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ДАРСОНВАЛЯ УСИЛИВАЕТСЯ ДЕЙСТВИЕМ ВЫДЕЛИВШЕГОСЯ ОЗОНА.

ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВНА ДИСТАНЦИОННАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОСПАЛЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.





ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



- **МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:** ПРИБОР ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ШИРОКОГО СПЕКТРА КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КАК ЖЕНЩИНАМ, ТАК И МУЖЧИНАМ.
- ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ **КОМПЛЕКСНОГО УХОДА** ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ТЕЛА, ГОЛОВЫ
- АППАРАТ **УДОБНО ДЕРЖАТЬ** В РУКЕ И ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ ЛИЦА И ТЕЛА, В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
- ПРИБОРОМ ЛЕГКО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО **15 МИНУТ**
- КРАСИВАЯ, СТИЛЬНАЯ УПАКОВКА – **ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК** ДРУЗЬЯМ И БЛИЗКИМ



УДОБНО ДЕРЖАТЬ
В РУКЕ



5
ЭЛЕКТРОДОВ



СЕАНС ДЛИТСЯ
15 МИНУТ



КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР



УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ



ПЛАВНАЯ
РЕГУЛИРОВКА

1301183CP – нежно розовый
1301183CG – мятно зеленый



ЭЛЕКТРОДЫ - НАСАДКИ

5

СТЕКЛЯННЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ – НАСАДОК
В КОМПЛЕКТЕ

НАСАДКА – РАСЧЕСКА
ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
КОЖУ ГОЛОВЫ



ПРИ ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С
НАРУШЕНИЕМ РОСТА ВОЛОС,
ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВЫПАДЕНИЯ И
АКТИВИЗАЦИИ ЛУКОВИЦ.
ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ С
ПРОБЛЕМОЙ СЕБОРЕИ

НАСАДКА –
КАПЕЛЬКА



ДЛЯ КОНТАКТНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕБОЛЬШИЕ
УЧАСТКИ КОЖИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ
«ПРИЖИГАНИЯ» ВОСПАЛЕННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННО
(ПРЫЩИКИ И ГЕРПЕС).

НАСАДКА-
ЛЕПЕСТОК



ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ
ЛИЦА, ПРОВЕДЕНИЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР,
ОБРАБОТКИ ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕЛА.

Т-ОБРАЗНАЯ
НАСАДКА



ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БОЛЬШИЕ
ПЛОЩАДИ, ОБРАБОТКУ ОБЛАСТИ
ПЛЕЧ, РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ
ПОЗВОНОЧНИКА, КОНЕЧНОСТЕЙ.

НАСАДКА –
ГРИБОК



УНИВЕРСАЛЬНА. МОЖЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ПРОЦЕДУР КАК ПО ЛИЦУ, ТАК И
ПО ТЕЛУ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ МЕТОДИКИ





ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



1301183CP – нежно розовый
1301183CG – мятно зеленый



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОЦЕДУРЕ



ПРОЦЕДУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА **GEZATONE BIOLIFT4 203** ПРОВОДЯТСЯ ПО СУХОЙ КОЖЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО КОЖА ДОЛЖНА БЫТЬ ОЧИЩЕНА ОТ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

ЛИЦО

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-МУСС



4516072 – 120 мл

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ
КОЖИ "КОНТРОЛЬ"



4515477A – 150 мл

ОЧИЩАЮЩАЯ
КИСЛОРОДНАЯ ПЕНКА



4516076 – 150 мл

ЛИЦО

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«HYDRO ACTIVE 30 h»



4516079 – 120 мл

МАТИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ
ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ
КОЖИ "КОНТРОЛЬ"



4515478A – 150 мл

ТЕЛО

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
САХАРНЫЙ СКРАБ PHYTOSONIC



4516201 – 200 мл



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО УХОДА



ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ И В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ КУРСАМИ НЕОБХОДИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД, ЧТОБЫ ЗАКРЕПИТЬ И УСИЛИТЬ ЭФФЕКТ.

ЛИЦО

СЫВОРОТКА
КОРРЕКТИРУЮЩАЯ
"КОНТРОЛЬ"



4515479A – 30 мл

СЫВОРОТКА С
МАТРИКСИЛОМ



4515477A – 150 мл

РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ
УПЛОТНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА



4516038 – 30 мл

ЛИЦО

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ
КОЖИ «SEBO BALANCE»



4506012KPRO – 3 мл x 5

МАСКИ СЕРИЯ
"PLANT FERMENT NUTRITION"



4501330K
4501331K
4501332K

ТЕЛО

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ
PHYTOSONIC



4516207 – 200 мл



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС

KATIVA

ПРИ ПРОБЛЕМЕ ВЫПАДЕНИЯ И ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ВОЛОС, А ТАКЖЕ ПРИ СЕБОРЕЕ, ТОНКИХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОСАХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОДГОТОВКА И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД. ПРОЦЕДУРЫ ПРОВОДЯТСЯ ПО ЧИСТЫМ И СУХИМ ВОЛОСАМ.

ПОДГОТОВКА

ШАМПУНЬ ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС С
БИОТИНОМ



65503155 – 250 мл

МАСКА "КОНТРОЛЬ"
ПЕРЕД МЫТЬЕМ
ШАМПУНЕМ
ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС



65890216 – 200 мл

ШАМПУНЬ "КОНТРОЛЬ" для
ЖИРНЫХ ВОЛОС



65890217 – 250 мл

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД

ТОНИК ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС С
БИОТИНОМ



65503157 – 100 мл

КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС С
БИОТИНОМ



65503160 – 12 ампул x 4 мл

МАСКА "КОНТРОЛЬ"
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД для
ЖИРНЫХ ВОЛОС



65890216 – 250 мл



РЕЗУЛЬТАТЫ*




- ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ДАРСОНВАЛЯ ЗАМЕТНО СОКРАЩАЕТ РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ. БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ВОСПАЛЕНИЙ
- НАИБОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ПРИ АЛОПЕЦИИ ДОСТИГАЕТСЯ В НАЧАЛЕ ПРОЦЕССА ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС.
- ПРИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ, БОЛЕЗНЯХ СУСТАВОВ И СОСУДОВ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.



ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ
И СОКРАЩЕНИЕ
ПОР



НОРМАЛИЗУЕТСЯ
САЛОУДЕЛЕНИЕ,
УМЕНЬШАЕТСЯ БЛЕСК



СОКРАЩЕНИЕ
ВОСПАЛЕНИЙ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА




МОРЩИНЫ МЕНЕЕ
ВЫРАЖЕНЫ



АКТИВИЗАЦИЯ
РОСТА ВОЛОС



УСКОРЕНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕНИЙ



УМЕНЬШЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫХ
ПРОЦЕДУР



** Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса и регулярного использования аппарата.*



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- АРИТМИИ (МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ, ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ТАХИКАРДИЯ, ГРУППОВАЯ ЭКСТРАСИСТОЛИЯ), НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ С ВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ, ТРОМБОФЛЕБИТЫ, ПОНИЖЕННАЯ СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ
- КУПЕРОЗ И ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИИ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ГИРСУТИЗМ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ЭПИЛЕПСИЯ
- ТУБЕКУЛЁЗ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ)
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ТОКОВ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



5

СТЕКЛЯННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ – НАСАДОК В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1301183CP – нежно розовый
1301183CG – мятно зеленый

ВИД ВЫХОДНОГО СИГНАЛА	БЫСТРОЗАТУХАЮЩИЕ СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСЫ
ЧАСТОТА СЛЕДОВАНИЯ ПАЧЕК ИМПУЛЬСОВ	100 +/- 10 ГЦ
ЧАСТОТА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ	110 +/- 10 КГЦ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ	50 МКС
МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА	НЕ БОЛЬШЕ 0,2 МА
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НЕ БОЛЕЕ 60 КВ
НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	220-230 В, 50 КГЦ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор Gezatone BIOLIFT4 203 - 1 шт.
Стеклонные электроды – 5 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.



АППАРАТ УПАКОВАН В КРАСИВУЮ КОРОБКУ





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>