

# GÉZATONE



ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА  
КОЖЕЙ ЛИЦА

## BIOLIFT PLASMA

ХОЛОДНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ ДУШ

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ


ПЛАЗМОПОРАЦИЯ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ





## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПОРТАТИВНЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОМОЛАЖИВАЮЩИХ И КОРРЕКТИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША В СОЧЕТАНИИ С МИКРОТОКОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ. ПРОЦЕДУРЫ С АППАРАТОМ BIOLIFT PLASMA ПОМОГУТ ПОДТЯНУТЬ КОЖУ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ, ПОВЫСИТЬ ТОНУС КОЖИ, СОКРАТИТЬ РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, А ТАКЖЕ УЛУЧШИТЬ СОСТОЯНИЕ КОЖИ, СКЛОННОЙ К ВОСПАЛЕНИЮ.



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
И ПРОФИЛАКТИКА  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ



СНИЖЕНИЕ ТОНУСА, УПРУГОСТИ,  
ЭЛАСТИЧНОСТИ И ПЛОТНОСТИ  
КОЖИ, МОРЩИНЫ



ГИПЕРПРОДУКЦИЯ КОЖНОГО  
САЛА, САЛЬНЫЙ БЛЕСК



СКЛОННОСТЬ К ВОСПАЛЕНИЯМ,  
ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ АКНЕ,  
ПОСТАКНЕ



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ,  
«УСТАВШАЯ» КОЖА.  
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА



ОТЕЧНОСТЬ  
СТРЕССОВАЯ КОЖА

## ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

АППАРАТ GEZATONE BIOLIFT PLASMA ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИК.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА ОСНОВАН НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША, КОТОРЫЙ СОЧЕТАЕТСЯ С МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИЕЙ.



Арт. 1301268



### ХОЛОДНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ ДУШ

ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ, ТЕМПЕРАТУРА КОТОРОЙ КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ 35-40 ГРАДУСОВ, ПОЗВОЛЯЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ТРАВМИРУЮЩЕГО И ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.


МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ ОБУСЛОВЛЕН ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ АКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И СЛАБЫМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ.



### МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

- ОМОЛОЖЕНИЕ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТОК
- АКТИВИЗАЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ТОНИЗАЦИЯ И ПОДТЯЖКА КОЖИ, КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАГИ В КОЖЕ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ


- ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ КОЖИ
- АКТИВИЗАЦИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ.
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК.
- ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ И БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ.
- УСКОРЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ.




## ПЛАЗМА

**ПЛАЗМА** – ЧЕТВЕРТОЕ АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА, ИОНИЗИРОВАННЫЙ ГАЗ, ОБЛАДАЮЩИЙ СВОЙСТВОМ ПРОВОДИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. В СОСТОЯНИИ ПЛАЗМЫ РАЗРЫВАЮТСЯ АТОМНЫЕ СВЯЗИ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ С ЭЛЕКТРОНАМИ ОБРАЗУЮТ ГАЗООБРАЗНУЮ СМЕСЬ.

ТВЕРДОЕ ТЕЛО



ЖИДКОСТЬ



ГАЗ



ПЛАЗМА



**ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА** – ИОНИЗИРОВАННЫЙ ГАЗ, ОБЛАДАЮЩИЙ СВОЙСТВОМ ПРОВОДИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (ХОЛОДНАЯ) ПЛАЗМА ОБЛАДАЕТ НИЗКОЙ СТЕПЕНЬЮ ИОНИЗАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ИОНИЗИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ ДОСТИГАЕТ 1%.

МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ **ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ**, ТЕМПЕРАТУРА КОТОРОЙ КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ 35-40 ГРАДУСОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ТРАВМИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.




ПАТОГЕННЫЕ  
МИКРООРГАНИЗМЫ

- РАЗРУШЕНИЕ МЕМБРАНЫ МИКРОБНЫХ КЛЕТОК
- ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
- БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- СНИЖЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ




ЗДОРОВЫЕ КЛЕТКИ

- ВРЕМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАНЫ
- АКТИВИЗАЦИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И АКТИВНОСТИ



# ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В КОРПУСЕ АППАРАТА ПРОИСХОДИТ ИОНИЗАЦИЯ МОЛЕКУЛ ГАЗА И ОБРАЗУЕТСЯ ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА.



ЭНЕРГИЯ ПЛАЗМЫ БЫСТРО РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ И ВЫЗЫВАЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МЕСТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, КОТОРОЕ ОЩУЩАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ.

ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА **ПОВЫШАЕТ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КОЖИ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ** ЗА СЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ КАНАЛОВ, ПО КОТОРЫМ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОНИКАЮТ В КОЖУ. ЭТО ЯВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ **ПЛАЗМАПОРАЦИЕЙ**

## РЕЗУЛЬТАТЫ




ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОСМЕТИКИ



УСКОРЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ




ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ



СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ  
ДЕТОКСИКАЦИЯ




НОРМАЛИЗАЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ, УМЕНЬШЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР




КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТОНИЗАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ, УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



АКТИВИЗАЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА



БАКТЕРИЦИДНОЕ Д-Е, ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ



## МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ



УСКОРЕНИЕ СИНТЕЗА БЕЛКОВ И ДНК.  
СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КЛЕТОК  
КЛЕТКА «ПРОСЫПАЕТСЯ»  
И НАЧИНАЕТ НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ.

ПОМИМО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛЕТКИ, МИКРОТОКОВАЯ  
ТЕРАПИЯ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА КОЖУ. СОКРАЩАЕТ  
ОТЕЧНОСТЬ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ УРОВЕНЬ ВЛАГИ.  
ПОВЫШАЕТ ТОНУС, ПЛОТНОСТЬ И УПРУГОСТЬ КОЖИ,  
УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА, СПОСОБСТВУЕТ  
УМЕНЬШЕНИЮ МОРЩИН.

## РЕЗУЛЬТАТЫ



ТОНИЗАЦИЯ,  
УКРЕПЛЕНИЕ И  
ПОДТЯЖКА КОЖИ



КОРРЕКЦИЯ  
МОРЩИН




УСКОРЕНИЕ  
РЕГЕНЕРАЦИИ




АКТИВИЗАЦИЯ  
СИНТЕЗА  
КОЛЛАГЕНА



НОРМАЛИЗАЦИЯ  
САЛОУТДЕЛЕНИЯ,  
СОКРАЩЕНИЕ ПОР




КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ ТОНИЗАЦИЯ И  
УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ



ДРЕНАЖ  
ДЕТОКСИКАЦИЯ



УВЛАЖНЕНИЕ  
КОЖИ, УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА



ШНУР USB В КОМПЛЕКТЕ

Арт. 1301268

- **КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД** ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА
- СОЧЕТАЕТ 2 ВИДА ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША И МИКРОТОКОВ.
- **ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ**
- ПРОЦЕДУРА АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНА, БЕЗБОЛЕЗНЕННА И КОМФОРТНА
- **НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКАТЬ РОЗЕТКУ: ПРИБОР РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА**
- ПРОСТОТА **ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ.
- ОСНАЩЕН СМАРТ-ТАЙМЕРОМ, ЧЕРЕЗ **10 МИНУТ** ВЫКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.
- АППАРАТ **ИМЕЕТ НЕБОЛЬШОЙ ВЕС И РАЗМЕРЫ**, ЕГО МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ И ПОЕЗДКИ.

**1**

1 РЕЖИМ РАБОТЫ



БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ЭЛЕКТРОДА

**2**

2 ВИДА ВОЗДЕЙСТВИЯ



УПРАВЛЕНИЕ 1 КНОПКОЙ



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ




КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ



УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ



КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



СМАРТ –  
ТАЙМЕР  
10 МИНУТ



Арт. 1301268

- **КОМФОРТ И УДОБСТВО:** ВСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ НА БОЛЕЕ 20 – 30 МИНУТ В ДЕНЬ.
- ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮТ, ЧТО УСИЛИВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.
- ЭНЕРГИЯ ПЛАЗМЫ ЛЕГКО РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ И НЕ ОКАЗЫВАЕТ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ТОЧЕЧНОГО ДЕЙСТВИЯ.
- НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ, ОТСУТСТВУЕТ РЕАКЦИЯ ТЕПЛООВОГО ШОКА **НЕТ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПЕРИОДА.**
- ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА И НЕБОЛЬШОЙ ВЕС: **УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ** ВО ВРЕМЯ СЕАНСА.




КОМФОРТНАЯ  
ПРОЦЕДУРА



ПОВЫШЕНИЕ  
ПРОНИКНОВЕНИЯ  
КОСМЕТИКИ



НЕТ ТРАВМЫ  
И НЕТ БОЛИ



НЕТ НАРУШЕНИЯ  
ЦЕЛОСТНОСТИ  
КОЖИ




АБСОЛЮТНО  
БЕЗОПАСНО



УДОБНО ДЕРЖАТЬ  
В РУКЕ





## ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



РАБОТАЕТ ОТ  
АККУМУЛЯТОРА



ШНУР USB  
В КОМПЛЕКТЕ



200  
ГРАММ



220 мм



РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КЕРАМИЧЕСКОГО  
ЭЛЕКТРОДА

ЗАЩИТНАЯ РАМКА ИЗ ПЛАСТИКА

БОКОВЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПЛАСТИНЫ  
С ДВУХ СТОРОН КОРПУСА АППАРАТА

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ /  
ЗАРЯДА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА

КОРПУС АППАРАТА

ГНЕЗДО ДЛЯ ЗАРЯДКИ

Арт. 1301268



## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР С АППАРАТОМ GEZATONE BIOLIFT PLASMA ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОСМЕТИКА С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ. ПОД ДЕЙСТВИЕМ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ АКТИВЫ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮТ И ПОПАДАЮТ «ТОЧНО В ЦЕЛЬ», УСИЛИВАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА.

СЫВОРОТКА  
С КОЛЛАГЕНОМ 5%



4506006 – 50 мл

СЫВОРОТКА  
«ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА» 2%



4506004 – 50 мл

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА С  
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ  
И КОМПЛЕКСОМ «АКВАКИЛ»



4506021K – 30 мл

СЫВОРОТОЧНЫЙ  
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
КОНЦЕНТРАТ С ПЕПТИДАМИ  
«SUPERLIFT PEPTIDE»



4506014KPRO – 3 мл x 5

СЫВОРОТОЧНЫЙ  
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ  
24 ЧАСА «HYDRO BALANCE»




4506010KPRO - 3 мл x 5

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ  
АНТИ-АКНЕ  
"STOP ACNE"



4506013KPRO – 5 x 3 мл



**КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР**

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
УВЛАЖНЯЮЩАЯ  
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА  
С БЕТА-ГЛЮКАНОМ "SEA ICE  
SPRING"



4515939K

ПОДЯГИВАЮЩАЯ  
МАСКА С ЭФФЕКТОМ  
"ВТОРАЯ КОЖА"



4516425K

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА С  
УРСОВОЙ КИСЛОТОЙ  
И МАТРИКСИЛОМ  
"MATRYX S6 "



4515938K

МАСКИ СЕРИЯ  
"PLANT FERMENT NUTRITION"



4501330K  
4501331K  
4501332K

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА  
ПРОТИВ КУПЕРОЗА С  
ПАНТЕНОЛОМ И  
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ




4516404K

МАСКИ  
СЕРИЯ "PREBIOSKIN"



4515941K  
4515942K  
4515940K

ТАКЖЕ, ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШЕЛКОВЫЕ  
И БИОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МАСКИ.



## РЕЗУЛЬТАТЫ\*



- ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВИДИМОГО РЕЗУЛЬТАТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ КУРС ИЗ 15-20 ПРОЦЕДУР.
- ПЕРВЫЕ 10 СЕАНСОВ ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, ДАЛЕЕ СЕАНСЫ ПРОВОДЯТСЯ С ИНТЕРВАЛОМ 1 ДЕНЬ.
- КУРСЫ МОЖНО ПОВТОРЯТЬ ЧЕРЕЗ 4-6 МЕСЯЦЕВ, В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ КУРСАМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 1-2 РАЗА В МЕСЯЦ.



ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ  
И СОКРАЩЕНИЕ  
ПОР



ПОВЫШЕНИЕ  
ПЛОТНОСТИ И  
УПРУГОСТИ КОЖИ



ПОВЫШЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОСМЕТИКИ



УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА




МОРЩИНЫ МЕНЕЕ  
ВЫРАЖЕНЫ




ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
УВЛАЖНЕННОСТИ



СНИЖЕНИЕ  
РЕАКТИВНОСТИ  
КОЖИ




УМЕНЬШЕНИЕ  
ОТЕЧНОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ  
ВОСПАЛЕНИЙ

*\* Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса и регулярного использования аппарата.*



## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---



- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ С ВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ И СОСУДОВ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: СВЕЖИЕ ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОМ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ), НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ.
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА  
(в комплект не входит): = 5В, 1.5А

ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРА: Li-Ion  
3,7В 1000 мА\*ч

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ:  
+5...+35°С ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ  
ВОЗДУХА: 20...80%

ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ: 138 X 260 X 52

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИБОР GEZATONE, BIOLIFT PLASMA -  
1 шт.

ШНУР ЗАРЯДКИ - 1 шт.

Руководство по эксплуатации

Арт. 1301268



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>