

GÉZATONE



ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА
КОЖЕЙ ЛИЦА

BIOLIFT PLASMA

ХОЛОДНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ ДУШ

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ


ПЛАЗМОПОРАЦИЯ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ





РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПОРТАТИВНЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОМОЛАЖИВАЮЩИХ И КОРРЕКТИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША В СОЧЕТАНИИ С МИКРОТОКОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ. ПРОЦЕДУРЫ С АППАРАТОМ BIOLIFT PLASMA ПОМОГУТ ПОДТЯНУТЬ КОЖУ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ, ПОВЫСИТЬ ТОНУС КОЖИ, СОКРАТИТЬ РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, А ТАКЖЕ УЛУЧШИТЬ СОСТОЯНИЕ КОЖИ, СКЛОННОЙ К ВОСПАЛЕНИЮ.



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ



СНИЖЕНИЕ ТОНУСА, УПРУГОСТИ,
ЭЛАСТИЧНОСТИ И ПЛОТНОСТИ
КОЖИ, МОРЩИНЫ



ГИПЕРПРОДУКЦИЯ КОЖНОГО
САЛА, САЛЬНЫЙ БЛЕСК




СКЛОННОСТЬ К ВОСПАЛЕНИЯМ,
ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ АКНЕ,
ПОСТАКНЕ



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ,
«УСТАВШАЯ» КОЖА.
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА



ОТЕЧНОСТЬ
СТРЕССОВАЯ КОЖА



ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

АППАРАТ GEZATONE BIOLIFT PLASMA ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИК.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА ОСНОВАН НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША, КОТОРЫЙ СОЧЕТАЕТСЯ С МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИЕЙ.



Арт. 1301268



ХОЛОДНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ ДУШ

ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ, ТЕМПЕРАТУРА КОТОРОЙ КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ **35-40 ГРАДУСОВ**, ПОЗВОЛЯЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ТРАВМИРУЮЩЕГО И ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ ОБУСЛОВЛЕН ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ АКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И СЛАБЫМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ.




МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

- ОМОЛОЖЕНИЕ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТОК
- АКТИВИЗАЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ТОНИЗАЦИЯ И ПОДЪЯЖКА КОЖИ, КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАГИ В КОЖЕ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ

- ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ КОЖИ
- АКТИВИЗАЦИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ.
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК.
- ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ И БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ.
- УСКОРЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ.







ПЛАЗМА

ПЛАЗМА – ЧЕТВЕРТОЕ АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА, ИОНИЗИРОВАННЫЙ ГАЗ, ОБЛАДАЮЩИЙ СВОЙСТВОМ ПРОВОДИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. В СОСТОЯНИИ ПЛАЗМЫ РАЗРЫВАЮТСЯ АТОМНЫЕ СВЯЗИ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ С ЭЛЕКТРОНАМИ ОБРАЗУЮТ ГАЗООБРАЗНУЮ СМЕСЬ.


ТВЕРДОЕ ТЕЛО



ЖИДКОСТЬ



ГАЗ



ПЛАЗМА



ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА – ИОНИЗИРОВАННЫЙ ГАЗ, ОБЛАДАЮЩИЙ СВОЙСТВОМ ПРОВОДИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (ХОЛОДНАЯ) ПЛАЗМА ОБЛАДАЕТ НИЗКОЙ СТЕПЕНЬЮ ИОНИЗАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ИОНИЗИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ ДОСТИГАЕТ 1%.

МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ **ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ**, ТЕМПЕРАТУРА КОТОРОЙ КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ 35-40 ГРАДУСОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ТРАВМИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.



ПАТОГЕННЫЕ
МИКРООРГАНИЗМЫ


- РАЗРУШЕНИЕ МЕМБРАНЫ МИКРОБНЫХ КЛЕТОК
- ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
- БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- СНИЖЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ



ЗДОРОВЫЕ КЛЕТКИ


- ВРЕМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАНЫ
- АКТИВИЗАЦИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И АКТИВНОСТИ





ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША


ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В КОРПУСЕ АППАРАТА ПРОИСХОДИТ ИОНИЗАЦИЯ МОЛЕКУЛ ГАЗА И ОБРАЗУЕТСЯ ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА.



ЭНЕРГИЯ ПЛАЗМЫ БЫСТРО РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ И ВЫЗЫВАЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МЕСТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, КОТОРОЕ ОЩУЩАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ.

ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА **ПОВЫШАЕТ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КОЖИ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ** ЗА СЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ КАНАЛОВ, ПО КОТОРЫМ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОНИКАЮТ В КОЖУ. ЭТО ЯВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ **ПЛАЗМАПОРАЦИЕЙ**

РЕЗУЛЬТАТЫ




ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ



УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ
И ОБНОВЛЕНИЯ




ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КРОВООБРАЩЕНИЯ
И ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ
ДЕТОКСИКАЦИЯ




НОРМАЛИЗАЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ,
УМЕНЬШЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ ПОР




КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ТОНИЗАЦИЯ И
УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ,
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



АКТИВИЗАЦИЯ
СИНТЕЗА
КОЛЛАГЕНА



БАКТЕРИЦИДНОЕ Д-Е,
ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЙ



МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ



УСКОРЕНИЕ СИНТЕЗА БЕЛКОВ И ДНК.
СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КЛЕТОК
КЛЕТКА «ПРОСЫПАЕТСЯ»
И НАЧИНАЕТ НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ.

ПОМИМО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛЕТКИ, МИКРОТОКОВАЯ
ТЕРАПИЯ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА КОЖУ. СОКРАЩАЕТ
ОТЕЧНОСТЬ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ УРОВЕНЬ ВЛАГИ.
ПОВЫШАЕТ ТОНУС, ПЛОТНОСТЬ И УПРУГОСТЬ КОЖИ,
УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА, СПОСОБСТВУЕТ
УМЕНЬШЕНИЮ МОРЩИН.

РЕЗУЛЬТАТЫ



ТОНИЗАЦИЯ,
УКРЕПЛЕНИЕ И
ПОДТЯЖКА КОЖИ



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН




УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ




АКТИВИЗАЦИЯ
СИНТЕЗА
КОЛЛАГЕНА




НОРМАЛИЗАЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ,
СОКРАЩЕНИЕ ПОР




КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ТОНИЗАЦИЯ И
УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ



ДРЕНАЖ
ДЕТОКСИКАЦИЯ



УВЛАЖНЕНИЕ
КОЖИ, УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА



ШНУР USB
В КОМПЛЕКТЕ

Арт. 1301268

- **КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД** ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА
- СОЧЕТАЕТ 2 ВИДА ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША И МИКРОТОКОВ.
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И **БЕЗОПАСНОСТЬ**
- ПРОЦЕДУРА АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНА, БЕЗБОЛЕЗНЕННА И КОМФОРТНА
- НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКАТЬ РОЗЕТКУ: ПРИБОР РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА
- ПРОСТОТА **ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ.
- ОСНАЩЕН СМАРТ-ТАЙМЕРОМ, ЧЕРЕЗ **10 МИНУТ** ВЫКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.
- АППАРАТ ИМЕЕТ НЕБОЛЬШОЙ ВЕС И РАЗМЕРЫ, ЕГО МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ И ПОЕЗДКИ.

1

1 РЕЖИМ РАБОТЫ



БОЛЬШАЯ
ПЛОЩАДЬ ЭЛЕКТРОДА

2

2 ВИДА
ВОЗДЕЙСТВИЯ



УПРАВЛЕНИЕ
1 КНОПКОЙ



ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ



КОМПАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ




УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ



КОМФОРТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА





ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



СМАРТ –
ТАЙМЕР
10 МИНУТ



Арт. 1301268

- **КОМФОРТ И УДОБСТВО:** ВСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ НА БОЛЕЕ 20 – 30 МИНУТ В ДЕНЬ.
- ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮТ, ЧТО УСИЛИВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.
- ЭНЕРГИЯ ПЛАЗМЫ ЛЕГКО РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ И НЕ ОКАЗЫВАЕТ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ТОЧЕЧНОГО ДЕЙСТВИЯ.
- НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ, ОТСУТСТВУЕТ РЕАКЦИЯ ТЕПЛОВОГО ШОКА **НЕТ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПЕРИОДА.**
- ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА И НЕБОЛЬШОЙ ВЕС: **УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ** ВО ВРЕМЯ СЕАНСА.



КОМФОРТНАЯ
ПРОЦЕДУРА



ПОВЫШЕНИЕ
ПРОНИКНОВЕНИЯ
КОСМЕТИКИ



НЕТ ТРАВМЫ
И НЕТ БОЛИ



НЕТ НАРУШЕНИЯ
ЦЕЛОСТНОСТИ
КОЖИ




АБСОЛЮТНО
БЕЗОПАСНО



УДОБНО ДЕРЖАТЬ
В РУКЕ





ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА



ШНУР USB
В КОМПЛЕКТЕ



220 мм



РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КЕРАМИЧЕСКОГО
ЭЛЕКТРОДА

ЗАЩИТНАЯ РАМКА ИЗ ПЛАСТИКА

БОКОВЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПЛАСТИНЫ
С ДВУХ СТОРОН КОРПУСА АППАРАТА

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ /
ЗАРЯДА


КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА

КОРПУС АППАРАТА

ГНЕЗДО ДЛЯ ЗАРЯДКИ

Арт. 1301268





КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР С АППАРАТОМ GEZATONE BIOLIFT PLASMA ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОСМЕТИКА С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ. ПОД ДЕЙСТВИЕМ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ АКТИВЫ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮТ И ПОПАДАЮТ «ТОЧНО В ЦЕЛЬ», УСИЛИВАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА.

СЫВОРОТКА
С КОЛЛАГЕНОМ 5%



4506006 – 50 мл

СЫВОРОТКА
«ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА» 2%



4506004 – 50 мл

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ
КОЖИ «SEBO BALANCE»



4506012KPRO – 3 мл x 5

СЫВОРОТОЧНЫЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КОНЦЕНТРАТ С ПЕПТИДАМИ
«SUPERLIFT PEPTIDE»



4506014KPRO – 3 мл x 5

СЫВОРОТОЧНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ
24 ЧАСА «HYDRO BALANCE»




4506010KPRO - 3 мл x 5

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
УСПОКАИВАЮЩИЙ
"ANTI COUPEROSE"



4506011KPRO – 3 мл x 5





КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА
С БЕТА-ГЛЮКАНОМ "SEA ICE
SPRING"



4515939K

ПОДЪЯГИВАЮЩАЯ
МАСКА С ЭФФЕКТОМ
"ВТОРАЯ КОЖА"



4516425K

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА С
УРСОВОЙ КИСЛОТОЙ
И МАТРИКСИЛОМ
"MATRYX S6"



4515938K

МАСКИ СЕРИЯ
"PLANT FERMENT NUTRITION"



4501330K
4501331K
4501332K

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
ПРОТИВ КУПЕРОЗА С
ПАНТЕНОЛОМ И
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ



4516404K


МАСКИ
СЕРИЯ "PREBIOSKIN"



4515941K
4515942K
4515940K

ТАКЖЕ, ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШЕЛКОВЫЕ
И БИОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МАСКИ.





РЕЗУЛЬТАТЫ*



- ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВИДИМОГО РЕЗУЛЬТАТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ КУРС ИЗ 15-20 ПРОЦЕДУР.
- ПЕРВЫЕ 10 СЕАНСОВ ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, ДАЛЕЕ СЕАНСЫ ПРОВОДЯТСЯ С ИНТЕРВАЛОМ 1 ДЕНЬ.
- КУРСЫ МОЖНО ПОВТОРЯТЬ ЧЕРЕЗ 4-6 МЕСЯЦЕВ, В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ КУРСАМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 1-2 РАЗА В МЕСЯЦ.



ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ
И СОКРАЩЕНИЕ
ПОР



ПОВЫШЕНИЕ
ПЛОТНОСТИ И
УПРУГОСТИ КОЖИ



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА




МОРЩИНЫ МЕНЕЕ
ВЫРАЖЕНЫ




ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УВЛАЖНЕННОСТИ



СНИЖЕНИЕ
РЕАКТИВНОСТИ
КОЖИ




УМЕНЬШЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ
ВОСПАЛЕНИЙ

** Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса и регулярного использования аппарата.*






ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ И СОСУДОВ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: СВЕЖИЕ ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОМ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ), НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ.
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
(в комплект не входит): = 5В, 1.5А

ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРА: Li-Ion
3,7В 1000 мА*ч

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ:
+5...+35°C ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ
ВОЗДУХА: 20...80%

ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ: 138 X 260 X 52

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИБОР GEZATONE, BIOLIFT PLASMA -
1 шт.

ШНУР ЗАРЯДКИ - 1 шт.

Руководство по эксплуатации

Арт. 1301268



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>