

GÉZATONE



2 в 1
лицо и тело

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖЕР

VACU EXPERT

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ

МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ

ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

С ПОМОЩЬЮ МАССАЖЕРА VACU EXPERT МОЖНО УМЕНЬШИТЬ ОБЪЕМЫ, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭФФЕКТА АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКИ, ПОДТЯНУТЬ И УКРЕПИТЬ КОЖУ ТЕЛА, СОКРАТИТЬ ОТЕЧНОСТЬ, ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ ПОЛНОЦЕННОГО АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО МАССАЖА, УСТРАНИТЬ СПАЗМЫ МЫШЦ, РАССЛАБИТЬСЯ И ПРОГНАТЬ УСТАЛОСТЬ, А ТАКЖЕ ПРОВЕСТИ МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ ЛИЦА.



ЦЕЛЛЮЛИТ ЛЮБОЙ СТАДИИ,
НЕРОВНЫЙ КОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ



ИЗБЫТОЧНЫЕ ЖИРОВЫЕ
ОТЛОЖЕНИЯ



СНИЖЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ
ТЕЛА, ДРЯБЛОСТЬ



БОЛЕЗНЕННЫЕ И НЕПРИЯТНЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ В НОГАХ, ОТЕКИ И
ТЯЖЕСТЬ



СПАЗМЫ И БОЛЕЗНЕННОСТЬ В
МЫШЦАХ, СТРЕССОВЫЕ
СОСТОЯНИЯ



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ
ЛИЦА И ПРОФИЛАКТИКА
РАННЕГО СТАРЕНИЯ

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ



Артикул: 1301028

ПРИНЦИП, НА КОТОРОМ ОСНОВАНА **ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ**, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В УВЕЛИЧЕНИИ ПРИТОКА КРОВИ И УСИЛЕНИИ ЦИРКУЛЯЦИИ В ЗОНЕ МЕСТНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМОГО ВАКУУМОМ.

ВАКУУМ СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОКСИГЕНАЦИИ И ПИТАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ. УЛУЧШАЮТСЯ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, УСИЛИВАЕТСЯ ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ И ИЗБЫТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ, АКТИВИЗИРУЮТСЯ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКУУМНОГО МАССАЖА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОРАБОТАТЬ ТКАНИ И МЫШЕЧНЫЕ СТРУКТУРЫ, КОТОРЫЕ НЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ МАССАЖА

ЭФФЕКТЫ ВАКУУМНОГО МАССАЖА ТЕЛА



СТИМУЛЯЦИЯ КРОВО-ОБРАЩЕНИЯ



КОРРЕКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА



ВЫВЕДЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ



УСТРАНЕНИЕ СПАЗМОВ МЫШЦ



ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ



УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ



РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ И АНТИСТРЕССОВОЕ ДЕЙСТВИЕ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



БЕДРА И ЯГОДИЦЫ



ОБЛАСТЬ ЖИВОТА



Артикул: 1301028



ОБЛАСТЬ БОКОВ И ТАЛИИ

- МАССАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН
- ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ И ТЕХ, КТО ВЕДЕТ МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
- VACU EXPERT МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН: ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА.



СПИНА, ПЛЕЧИ, ПОЯСНИЦА



НОГИ И РУКИ



ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ

4 ПРОГРАММЫ



ПРЕДНАЗНАЧЕНА
 ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕЛИКАТНЫЕ ЗОНЫ:
 ЛИЦО, ШЕЮ, ДЕКОЛЬТЕ, ВНУТРЕННЮЮ
 ПОВЕРХНОСТЬ РУК И БЕДЕР.
 А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКУУМНОГО
 МАССАЖА У ЛЮДЕЙ С ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
 КОЖЕЙ.



ПРОГРАММА СО СРЕДНЕЙ
 ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ МАССАЖА НОГ,
 ОБЛАСТИ ЖИВОТА И ТАЛИИ. ТАКЖЕ МОЖЕТ
 ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО
 МАССАЖА ЯГОДИЦ.



ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА,
 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ МАССАЖА
 ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН С ЦЕЛЛЮЛИТОМ И
 ИЗБЫТОЧНЫМИ ЖИРОВЫМИ
 ОТЛОЖЕНИЯМИ.



ПОСТОЯННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВАКУУМА БЕЗ
 ПАУЗ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
 «СТОЙКОГО И УПОРНОГО» ЦЕЛЛЮЛИТА И
 ПЛОТНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В
 ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ** МЕТОДИКИ ВАКУУМНОГО МАССАЖА ДОКАЗАНА И ПОДТВЕРЖДЕНА МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ.
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА **ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ**, И ЭТО ВРЕМЯ ВЫБИРАЕТЕ ВЫ, НЕ ПОДСТРАИВАЯСЬ ПОД ЗАПИСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ. ПРОВОДИТЬ СЕАНСЫ МАССАЖА МОЖНО В ЛЮБОМ УДОБНОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
- **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.
- **ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА** ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ В ПРИБОРЕ **ПРОГРАММ**, А ТАКЖЕ ПЛАВНАЯ **РЕГУЛИРОВКА СИЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ** ВАКУУМА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ КОМФОРТНЫЙ РЕЖИМ МАССАЖА.
- 5 СМЕННЫХ НАСАДОК ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА.
- **ВСЕГДА С СОБОЙ**: КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЗВОЛЯЮТ ВЗЯТЬ ПРИБОР НА ОТДЫХ ИЛИ В ПОЕЗДКУ.

Артикул: 1301028

4

4
ПРОГРАММЫ



РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА

5

5 НАСАДОК
ДЛЯ МАССАЖА



ВАКУУМНО-РОЛИКОВАЯ
НАСАДКА



УДОБНО
БРАТЬ С СОБОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ЧЕТЫРЕ ПРОГРАММЫ И ПЯТЬ НАСАДОК ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ УХОДЫ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМ.



ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВАКУУМА

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАВНО РЕГУЛИРОВАТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВАКУУМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОБРАТЬ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНУЮ СИЛУ МАССАЖА И ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОЦЕДУРЫ.

БЕСПРОВОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИБОР РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА, ВЫ НЕ ПРИВЯЗАНЫ К РОЗЕТКЕ. ПОЛНОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА ХВАТАЕТ НА НЕСКОЛЬКО СЕАНСОВ МАССАЖА.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШЛАНГ-УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ НАСАДОК, ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ПОДНОСИТЬ ПРИБОР К ЛИЦУ ВО ВРЕМЯ ЛИФТИНГОВОГО МАССАЖА



СПЕЦИАЛЬНАЯ РОЛИКОВАЯ НАСАДКА

НАСАДКА С ВРАЩАЮЩИМИСЯ РОЛИКАМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНТЕНСИВНУЮ ГЛУБОКУЮ ПРОРАБОТКУ ТКАНЕЙ.



МАССАЖНЫЕ НАСАДКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖНЫХ НАСАДОК РАЗНОЙ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБИРАТЬ ВИДЫ МАССАЖА И ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА РАЗНЫЕ УЧАСТКИ КОЖИ ТЕЛА И ЛИЦА.

ВАКУУМНО – РОЛИКОВАЯ НАСАДКА



ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО МОДЕЛИРУЮЩЕГО И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО МАССАЖА ТЕЛА

МАЛАЯ БАНОЧНАЯ НАСАДКА ДИАМЕТРОМ 30 мм



ДЛЯ МАССАЖА ДЕКОЛЬТЕ, ЛИЦА И ТЕЛА

СРЕДНЯЯ БАНОЧНАЯ НАСАДКА ДИАМЕТРОМ 60 мм



ДЛЯ МАССАЖА ТЕЛА, РУК И НОГ

БОЛЬШАЯ БАНОЧНАЯ НАСАДКА ДИАМЕТРОМ 100 мм



ДЛЯ МАССАЖА СПИНЫ, ЯГОДИЦ, ЖИВОТА

НАСАДКА ДЛЯ МАССАЖА ЛИЦА



ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ


ЭЛАСТИЧНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ НАСАДКИ 100 мм



УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ НАСАДОК



ВНЕШНИЙ ВИД МАССАЖЕРА



ГНЕЗДО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСАДОК

РЕГУЛЯТОР ИНТЕНСИВНОСТИ /
АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫКЛЮЧЕНИЯ МАССАЖЕРА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОГРАММ

СЕТЕВОЙ
ИНДИКАТОР ПОДЗАРЯДКИ

ГНЕЗДО ДЛЯ ШТЕКЕРА АДАПТЕРА



АДАПТЕР

Артикул:
1301028



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



НАНЕСИТЕ НА КОЖУ МАССАЖНЫЙ КРЕМ ИЛИ МАССАЖНОЕ МАСЛО.
УСТАНОВИТЕ НА АППАРАТ МАССАЖНУЮ НАСАДКУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ ПРОВОДИМОГО МАССАЖА.

ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР И УСТАНОВИТЕ ОДНУ ИЗ 4 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ.
НАЧИНАЙТЕ ПРОЦЕДУРУ С НИЗКОГО УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВАКУУМА.



1301028

ПЕРЕМЕЩАЙТЕ МАССАЖЁР ПО ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ, СЛЕДУЯ НАПРАВЛЕНИЮ МАССАЖНЫХ ЛИНИЙ.

ПЛАВНО РЕГУЛИРУЙТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ МАССАЖА В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МАССАЖА НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 30 МИНУТ.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ НЕ ПРОВОДИТСЯ ПО СУХОЙ КОЖЕ, НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА
МАСЛО ИМБИРНОЕ С РАЗОГРЕВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ «ТОНУС + АНТИЦЕЛЛЮЛИТ»



4501902K - 250 мл
4501901K - 500 мл

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ МАССАЖА
КРЕМ С ФОСФАТИДИЛХОЛИНОМ
«ПЛОСКИЙ ЖИВОТ»



4501815K - 200 мл

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ МАССАЖА
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
КРЕМ «CELL LIPOSOM»



4501817K - 200 мл

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ МАССАЖА
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА «PHYTOSONIC»



4516207 - 100 мл


РЕЗУЛЬТАТЫ*



РЕЗУЛЬТАТЫ ВАКУУМНОГО МАССАЖА БУДУТ ВИДНЫ УЖЕ ПОСЛЕ 1 СЕАНСА, КОЖА СТАНЕТ БОЛЕЕ УПРУГОЙ И ПОДТЯНУТОЙ, СОКРАТЯТСЯ БОЛЕЗНЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В МЫШЦАХ. КУРС МАССАЖЕЙ ПОМОЖЕТ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ЦЕЛЛЮЛИТ, УСТРАНИТЬ НЕРОВНОСТИ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА И СОКРАТИТЬ ОБЪЕМЫ ТЕЛА. ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ ПОМОЖЕТ УМЕНЬШИТЬ ОТЕЧНОСТЬ, ТЯЖЕСТЬ В МЫШЦАХ И УЛУЧШИТЬ ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ.



КОРРЕКЦИЯ
ЦЕЛЛЮЛИТА




УМЕНЬШЕНИЕ
ОБЪЕМОВ




МОДЕЛИРОВАНИЕ
СИЛУЭТА



УМЕНЬШЕНИЕ
ЛОКАЛЬНЫХ
ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ




УМЕНЬШЕНИЕ
ОТЕКОВ И ТЯЖЕСТИ
В НОГАХ



УМЕНЬШЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ В
МЫШЦАХ СПИНЫ



УСТРАНЕНИЕ
СКОВАННОСТИ В
МЫШЦАХ



МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОВАЛА ЛИЦА,
ТОНИЗАЦИЯ



УЛУЧШЕНИЕ
САМОЧУВСТВИЯ,
РЕЛАКС

** Результаты зависят от исходного состояния здоровья и возраста могут быть достигнуты только при проведении курса массажей*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ (РАНЫ, ЦАРАПИНЫ, ССАДИНЫ, ОЖОГИ) В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ,
- НАЛИЧИЕ ДЕРМАТИТОВ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ТРАВМЫ КОСТЕЙ, СУСТАВОВ И СВЯЗОК
- ХРОНИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ
- КАРДИОСТИМУЛЯТОР
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ (ВАРИКОЗ, ТРОМБОФЛЕБИТ И ДРУГИЕ)
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГИПЕРТЕНЗИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- ДЛЯ ВАКУУМНОГО МАССАЖА ЛИЦА ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ КУПЕРОЗ, АКНЕ, ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ГЕРПЕС В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ. ТАКЖЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ, ПИЛИНГОВ, ДЕРМАБРАЗИИ,, МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Артикул:
1301028



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	DC 4.2В, 800 мА
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР ИЛИ СЕТЕВОЙ АДАПТЕР	Li-ION 3.2В, 600 мА*ч DC 4.2В, 800 мА
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	5 – 6 ЧАСОВ
МАКСИМАЛЬНО СОЗДАВАЕМОЕ РАЗРЯЖЕНИЕ	50 кПА
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	+18...35°C при влажности 25...85%
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ	215 x 225 x 105 мм
ВЕС В УПАКОВКЕ	830 грамм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор для ухода и массажа Vacu Expert - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Сменные насадки - 5 шт.

Эластичное кольцо для насадки 100 мм - 1 шт.
Шланг-удлинитель – 1 шт.
Сетевой адаптер - 1 шт.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>