

GÉZATONE



BIO SONIC 770S

APT. 1301231



**Аппарат для ультразвуковой
чистки лица**

УЗ ПИЛИНГ / ФОНОФОРЕЗ / МИКРОМАССАЖ



GÉZATONE



BIO SONIC 770S

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



ПОВЫШЕННОЕ САЛОТДЕЛЕНИЕ



ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ
И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ



НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ, ПИГМЕНТАЦИЯ
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА



ВОСПАЛЕНИЯ
ПЯТНА И РУБЦЫ ПОСТАКНЕ



АРТ. 1301231



РАСШИРЕННЫЕ
ПОРЫ



СНИЖЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ
И ТОНУСА КОЖИ



сеть фирменных магазинов
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

GÉZATONE



BIO SONIC 770S

3 ФУНКЦИИ

ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ КОЖИ



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ




УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
МИКРОМАССАЖ

ЛОПАТОЧКА
ВЫПОЛНЕНА ИЗ
МЕТАЛЛА
ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ, СТОЙКОГО
К ОБРАЗОВАНИЮ
МИКРОТРЕЩИН



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

GÉZATONE




BIO SONIC 770S

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ



ПИТАНИЕ И
УВЛАЖНЕНИЕ



ЛИФТИНГ И
ТОНИЗАЦИЯ

- СОЧЕТАНИЕ МЕТОДИК: УЛЬТРАЗВУКА И МИКРОТОКОВ
- **ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ** МЕТОДИК ДОКАЗАНА И ПОДТВЕРЖДЕНА МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ
- **КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД** ЗА КОЖЕЙ: ОЧИЩЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ И ПОДТЯЖКА
- АБСОЛЮТНАЯ **БЕЗОПАСНОСТЬ**
- КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА И НЕБОЛЬШОЙ ВЕС: **УДОБНО** ДЕРЖАТЬ В РУКЕ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

CLEANSING / УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ



- БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ
- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ
- УСТРАНЕНИЕ КОМЕДОНОВ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР
- УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА ПОР
- ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

MOISTURIZING / РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ



- УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- НОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ САЛОТДЕЛЕНИЯ
- УМЕНЬШЕНИЕ ПОР
- СОКРАЩЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

LIFTING / РЕЖИМ ЛИФТИНГА



- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- УКРЕПЛЕНИЕ И ПОДТЯЖКА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- УМЕНЬШЕНИЕ РУБЦОВ И ШРАМОВ

ЭФФЕКТ РАЗРЫХЛЕНИЯ И ОТШЕЛУШИВАНИЯ ОРОГОВЕВШИХ КЛЕТОК ЭПИДЕРМИСА ВОЗНИКАЕТ ЗА СЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ

УДАЛЕНИЕ ОТМЕРШИХ КЛЕТОК


ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР И С
ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ



ОЧИСТКА И ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА КОЖИ

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗВОЗДУШНЫХ
ПУЗЫРЬКОВ В ОЧИЩАЮЩЕМ
КОСМЕТИЧЕСКОМ СРЕДСТВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ




ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
РЕЛЬЕФА



УМЕНЬШЕНИЕ
ДИАМЕТРА
ПОР




УДАЛЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ




УСТРАНЕНИЕ
КОМЕДОНОВ



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА
КОЖИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА




ОЩУЩЕНИЕ
КОМФОРТА



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ


УЛЬТРАЗВУК ПОВЫШАЕТ
АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ,
СПОСОБСТВУЕТ ИХ ГЛУБОКОМУ
ПРОНИКНОВЕНИЮ, УДЛИНЕНИЮ
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
ПРОНИКАЮТ В ЭПИДЕРМИС И
ВЕРХНИЕ СЛОИ ДЕРМЫ

ЭФФЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
УСИЛИВАЮТСЯ И ОКАЗЫВАЮТСЯ
БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ

РЕЗУЛЬТАТЫ




УКРЕПЛЕНИЕ И
ПОДТЯЖКА
КОЖИ




КОРРЕКЦИЯ
ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ




УМЕНЬШЕНИЕ
ВОСПАЛЕНИЯ




ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
РЕЛЬЕФА



УСТРАНЕНИЕ
ЗАСТОЯ И
ОТЕЧНОСТИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



УВЛАЖНЕНИЕ
КОЖИ

GÉZATONE



BIO SONIC 770S

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



АРТ. 1301231



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛОПАТОЧКА
ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМЫ

КОРПУС АППАРАТА

БОКОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫБОР РЕЖИМА АППАРАТА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКА: 24 кГц

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ:

не более 0.8 Вт/см²



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



АРТ. 1301231

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД

УЗ ПИЛИНГ

MOISTURIZING
РЕЖИМ
УВЛАЖНЕНИЯ

LIFTING
РЕЖИМ ЛИФТИНГА

ЖИРНАЯ КОЖА
РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ

[ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
«УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ»
4501403](#)

[ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА»
4501417A](#)

[ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА»
4501417A](#)

СУХАЯ КОЖА

[ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
«УЛЬТРАКЛИН СЕНС»
4501401](#)

[СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С КОЛЛАГЕНОМ
4506006](#)

УВЯДАЮЩАЯ КОЖА
МОРЩИНЫ

[ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
«УЛЬТРАКЛИН СЕНС»
4501401](#)

[ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «УЛЬТРАЛИФТ»
4501416A](#)

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТОНКАЯ
КОЖА

[ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
«УЛЬТРАКЛИН СЕНС»
4501401](#)

[ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ»
4501418A](#)

ПИГМЕНТАЦИЯ, НЕРОВНЫЙ
КОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ

[ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
«УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ»
4501403](#)

[ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА»
4501417A](#)




GÉZATONE



BIO SONIC 770S




РЕЗУЛЬТАТЫ




ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
КОЖИ



КОЖА
УПРУГАЯ И
ЭЛАСТИЧНАЯ



УМЕНЬШЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ
МОРЩИН



ПОВЫШЕНИЕ
УВЛАЖНЕННОСТИ
КОЖИ




УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



УМЕНЬШЕНИЕ
РУБЦОВ И
ШРАМОВ



УСТРАНЕНИЕ
ПРИЗНАКОВ
УСТАЛОСТИ



КОРРЕКЦИЯ
САЛОУДЕЛЕНИЯ
СУЖЕНИЕ ПОР



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

GÉZATONE



BIO SONIC 770S

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ, ТРОМБОФЛЕБИТЫ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОМ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ), НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ.
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок
бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>