

GÉZATONE



BIO SONIC 770S

УЗ ПИЛИНГ / ФОНОФОРЕЗ /
МИКРОМАССАЖ + МИКРОТОКИ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

GÉZATONE

BIO SONIC 770S

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

НЕДОСТАТОК ВЛАГИ
И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ



ВОСПАЛЕНИЯ
ПЯТНА И РУБЦЫ ПОСТАКНЕ



РАСШИРЕННЫЕ
ПОРЫ



ПОВЫШЕННОЕ САЛООТДЕЛЕНИЕ



ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ



НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ, ПИГМЕНТАЦИЯ
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА



СНИЖЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ
И ТОНУСА КОЖИ



ART. 1301231



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

GÉZATONE

BIO SONIC 770S

4 функции
для
ПРЕОБРАЖЕНИЯ
КОЖИ



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ




УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
МИКРОМАССАЖ



МИКРОТОКИ

ЛОПАТОЧКА
ВЫПОЛНЕНА ИЗ
МЕТАЛЛА
ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ, СТОЙКОГО
К ОБРАЗОВАНИЮ
МИКРОТРЕЩИН



АПТ. 1301231



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ



ПИТАНИЕ И
УВЛАЖНЕНИЕ



ЛИФТИНГ И
ТОНИЗАЦИЯ

- СОЧЕТАНИЕ МЕТОДИК: УЛЬТРАЗВУКА И МИКРОТОКОВ
- **ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ** МЕТОДИК ДОКАЗАНА И ПОДТВЕРЖДЕНА МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ
- **КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД** ЗА КОЖЕЙ: ОЧИЩЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ И ПОДТЯЖКА
- АБСОЛЮТНАЯ **БЕЗОПАСНОСТЬ**
- КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА И НЕБОЛЬШОЙ ВЕС: **УДОБНО** ДЕРЖАТЬ В РУКЕ



CLEANSING / УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ



- БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ
- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ
- УСТРАНЕНИЕ КОМЕДОНОВ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР
- УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА ПОР
- ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

MOISTURIZING / РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ



- УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- НОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ САЛОТДЕЛЕНИЯ
- УМЕНЬШЕНИЕ ПОР
- СОКРАЩЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

LIFTING / РЕЖИМ ЛИФТИНГА



- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- УКРЕПЛЕНИЕ И ПОДТЯЖКА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- УМЕНЬШЕНИЕ РУБЦОВ И ШРАМОВ



ЭФФЕКТ РАЗРЫХЛЕНИЯ И ОТШЕЛУШИВАНИЯ ОРОГОВЕВШИХ КЛЕТОК ЭПИДЕРМИСА ВОЗНИКАЕТ
ЗА СЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ

УДАЛЕНИЕ ОТМЕРШИХ КЛЕТОК


ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР И С
ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ



ОЧИСТКА И ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА КОЖИ

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗВОЗДУШНЫХ
ПУЗЫРЬКОВ В ОЧИЩАЮЩЕМ
КОСМЕТИЧЕСКОМ СРЕДСТВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ




ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
РЕЛЬЕФА



УМЕНЬШЕНИЕ
ДИАМЕТРА
ПОР



УДАЛЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ



УСТРАНЕНИЕ
КОМЕДОНОВ



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА
КОЖИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА




ОЩУЩЕНИЕ
КОМФОРТА



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ


УЛЬТРАЗВУК ПОВЫШАЕТ
АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ,
СПОСОБСТВУЕТ ИХ ГЛУБОКОМУ
ПРОНИКНОВЕНИЮ, УДЛИНЕНИЮ
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
ПРОНИКАЮТ В ЭПИДЕРМИС И
ВЕРХНИЕ СЛОИ ДЕРМЫ

ЭФФЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
УСИЛИВАЮТСЯ И ОКАЗЫВАЮТСЯ
БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ

РЕЗУЛЬТАТЫ




УКРЕПЛЕНИЕ И
ПОДЪЯЖКА
КОЖИ



КОРРЕКЦИЯ
ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ



УМЕНЬШЕНИЕ
ВОСПАЛЕНИЯ



ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
РЕЛЬЕФА



УСТРАНЕНИЕ
ЗАСТОЯ И
ОТЕЧНОСТИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



УВЛАЖНЕНИЕ
КОЖИ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ
ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КЛЕТОК

УСКОРЕНИЕ СИНТЕЗА БЕЛКОВ И
ДНК.
КЛЕТКА «ПРОСЫПАЕТСЯ»
И НАЧИНАЕТ НОРМАЛЬНО
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ.




ДЕТОКСИКАЦИЯ, ЛИМФОДРЕНАЖ

НОРМАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ САЛЬНЫХ
ЖЕЛЕЗ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ




УКРЕПЛЕНИЕ И
ПОДТЯЖКА
КОЖИ



УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ



КОРРЕКЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ
СУЖЕНИЕ ПОР



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН



УСТРАНЕНИЕ
ЗАСТОЯ И
ОТЕЧНОСТИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



УВЛАЖНЕНИЕ
КОЖИ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

GÉZATONE

BIO SONIC 770S

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



АПТ. 1301231



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛОПАТОЧКА
ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМЫ

КОРПУС АППАРАТА

БОКОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫБОР РЕЖИМА АППАРАТА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКА: 24 кГц

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ:
не более 0.8 Вт/см²



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



APT. 1301231

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД

УЗ ПИЛИНГ

MOISTURIZING / РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ

LIFTING / РЕЖИМ ЛИФТИНГА

ЖИРНАЯ КОЖА
РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
«УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ»
4501403

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА»
4501417A

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА»
4501417A

СУХАЯ КОЖА

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
«УЛЬТРАКЛИН СЕНС»
4501401

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С КОЛЛАГЕНОМ
4506006

УВЯДАЮЩАЯ КОЖА
МОРЩИНЫ

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
«УЛЬТРАКЛИН СЕНС»
4501401

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «УЛЬТРАЛИФТ»
4501416A

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТОНКАЯ
КОЖА

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
«УЛЬТРАКЛИН СЕНС»
4501401

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ»
4501418A

ПИГМЕНТАЦИЯ, НЕРОВНЫЙ
КОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
«УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ»
4501403

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА»
4501417A



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ


GÉZATONE



BIO SONIC 770S




РЕЗУЛЬТАТЫ




ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
КОЖИ



КОЖА
УПРУГАЯ И
ЭЛАСТИЧНАЯ



УМЕНЬШЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ




СОКРАЩЕНИЕ
МОРЩИН



ПОВЫШЕНИЕ
УВЛАЖНЕННОСТИ
КОЖИ




УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



УМЕНЬШЕНИЕ
РУБЦОВ И
ШРАМОВ



УСТРАНЕНИЕ
ПРИЗНАКОВ
УСТАЛОСТИ



КОРРЕКЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ
СУЖЕНИЕ ПОР



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ, ТРОМБОФЛЕБИТЫ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОМ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ), НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ.
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок
бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>