

# GÉZATONE



.....

## LED МАСКА ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ

модель m 1020



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



### РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫМ СВЕТОВЫМ СПЕКТРОМ НА КОЖУ СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ ВОСПАЛЕНИЯ, НОРМАЛИЗУЕТ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КЛЕТКАХ, СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ПОМОГАЕТ ПОВЫСИТЬ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ КОЖИ ВНЕШНИМ РАЗДРАЖИТЕЛЯМ И ПОВРЕЖДАЮЩИМ ФАКТОРАМ.



ВОЗРАСТНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ, ДРЯБЛОСТЬ,  
МОРЩИНЫ



ВОСПАЛЕНИЯ НА  
КОЖЕ, АКНЕ,  
ПОСТАКНЕ



НЕРОВНЫЙ ТОН,  
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА,  
ПИГМЕНТАЦИЯ



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ,  
СУХОСТЬ, ШЕЛУШЕНИЕ,  
БЛЕДНОСТЬ



РАЗДРАЖЕННАЯ,  
ПОВРЕЖДЕННАЯ,  
СТРЕССОВАЯ КОЖА



# 01

## ФОТОТЕРАПИЯ

3 цвета для активизации естественных процессов регенерации и клеточного обновления.

# 02

## ФОТОПОРАЦИЯ

Доставка световыми волнами в глубокие слои кожи активных компонентов косметических препаратов





## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LED МАСКИ

LED МАСКА ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ



16+

МОЛОДОЙ ВОЗРАСТ

- Коррекция акне и кожных высыпаний
- Восстановление после повреждений и в период постакне
- Сокращение расширенных пор
- Регуляция салоотделения
- Улучшение цвета лица и устранение раздражения



30+

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

- Улучшение цвета лица и выравнивание тона кожи
- Устранение стресса и усталости кожи
- Повышение эластичности и упругости
- Борьба с преждевременным старением
- Сокращение морщин
- Восстановление баланса влаги



45+

ЗРЕЛЫЙ ВОЗРАСТ

- Стимуляция синтеза коллагена
- Активное увлажнение
- Коррекция и сокращение морщин
- Повышение плотности и упругости кожи
- Уменьшение пигментации
- Выравнивание микрорельефа и улучшение текстуры кожи
- Свежий цвет лица



## МЕТОДИКА ФОТОТЕРАПИИ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ СВЕТОВЫМИ ВОЛНАМИ РАЗНОЙ ДЛИНЫ



- ОСНОВАНА НА СПОСОБНОСТИ КОЖИ ПОГЛОЩАТЬ СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КЛЕТОК, СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ, БОРЬБЫ С БАКТЕРИЯМИ И ВЫВЕДЕНИЯ ТОКСИНОВ.

3

3  
ЦВЕТА



ЗАЩИТА  
ГЛАЗ

32

32  
СВЕТОДИОДА

Арт. 1301235

## МЕТОДИКА ФОТОТЕРАПИИ

КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ ИЛИ СИНИЙ СВЕТ ДЕЛИКАТНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА КОЖУ, ВОССТАНАВЛИВАЯ СОСТОЯНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ УЧАСТКОВ И «ПРОБЛЕМНЫХ» ЗОН, ЧТО ПРИВОДИТ К ЕСТЕСТВЕННОМУ ОБНОВЛЕНИЮ КОЖИ.



### КРАСНЫЙ

длина волны  
625-630 нм

- СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА
- АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- СТИМУЛЯЦИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И РЕПАРАЦИИ
- КРАСНЫЙ ЦВЕТ СПОСОБСТВУЕТ ВЫРАБОТКЕ NMF, ЧТО ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ.
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ И СУЖЕНИЕ ПОР



### ОРАНЖЕВЫЙ

длина волны  
600-610 нм

- СТИМУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- СТИМУЛЯЦИЯ ЛИМФОДРЕНАЖА
- ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТОК
- ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ
- АНТИСТРЕССОВОЕ ДЕЙСТВИЕ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА, ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ
- СТИМУЛЯЦИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
- УСТРАНЕНИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ И КРАСНОТЫ
- СТИМУЛЯЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ




### СИНИЙ

длина волны  
465 – 470 нм

- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
- ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- СТИМУЛЯЦИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
- СНИЖЕНИЕ БОЛЕВОЙ И ТАКТИЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА РАЗДРАЖЕННУЮ, ВОСПАЛЕННУЮ КОЖУ
- СИНИЙ ЦВЕТ МИНИМИЗИРУЕТ РЕАКЦИЮ КОЖИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ СОЗДАЕТ НА КОЖЕ ОЩУЩЕНИЕ ПРОХЛАДЫ

## МЕТОДИКА ФОТОПОРАЦИИ

ДОСТАВКА СВЕТОВЫМИ ВОЛНАМИ В ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОСМЕТИКИ



**ХОРОШЕЕ СОЧЕТАНИЕ:**  
КОЛЛАГЕНОВЫЕ,  
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ МАСКИ



**ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:**  
КОЛЛАГЕНОВАЯ  
СЫВОРОТКА ДЛЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
С LED МАСКОЙ



ПОВЫШЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОСМЕТИЧЕСКОГО  
СРЕДСТВА на 60%



ДВОЙНОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА  
ПРОБЛЕМУ



ВОЗДЕЙСТВИЕ  
«ТОЧНО  
В ЦЕЛЬ»




### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Арт. 1301235


- АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- АБСОЛЮТНАЯ БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ, ПРОЦЕДУРА ОЧЕНЬ КОМФОРТНА
- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ
- БЫСТРЫЙ ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ УСИЛИВАЕТСЯ ОТ ПРОЦЕДУРЫ К ПРОЦЕДУРЕ
- ДЛИТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
- ЗАРЯДКА ОТ USB
- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ САМОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
- НЕ ВЫЗЫВАЕТ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И НЕ ПОВРЕЖДАЕТ ТКАНИ. МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ДО И ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ.
- ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДО 60%



ФОТОТЕРАПИЯ  
3 ДЛИНЫ ВОЛНЫ




USB  
ЗАРЯДКА



СНИЖЕНИЕ  
ВОСПАЛЕНИЯ ДО  
– 92%



АБСОЛЮТНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ



ДЛИТЕЛЬНЫЙ  
ВИДИМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ



КОМФОРТНАЯ  
ПРОЦЕДУРА




ВСЕГО 2 ПРОЦЕДУРЫ  
В НЕДЕЛЮ





## ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



КАБЕЛЬ USB  
В КОМПЛЕКТЕ



ВИД СПЕРЕДИ

ЗАЩИТА ДЛЯ ГЛАЗ

СИЛИКОНОВЫЕ  
ДУЖКИ ДЛЯ НОСА

ДУЖКИ



РАЗЪЕМ  
МИКРО USB

32  
СВЕТОДИОДА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ВИД СЗАДИ


## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

### ДЛЯ ПРОЦЕДУР


ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР С LED МАСКОЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ СЫВОРОТКУ ДЛЯ ФОТОПОРАЦИИ, А ТАКЖЕ НЕТКАНЫЕ, ГИДРОГЕЛЕВЫЕ, БИОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ, ШЕЛКОВЫЕ И КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ ПО ТИПУ КОЖИ.




КОЛЛАГЕНОВАЯ  
СЫВОРОТКА ДЛЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
С LED МАСКОЙ



КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ  
BEAUTY STYLE



ШЕЛКОВЫЕ МАСКИ BEAUTY  
STYLE



ГИДРОГЕЛЕВЫЕ МАСКИ  
BEAUTY STYLE



### РЕЗУЛЬТАТЫ\*

КОРРЕКЦИЯ АКНЕ,  
СНИЖЕНИЕ  
ВОСПАЛЕНИЯ  
ДО 75%

75 %

СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ  
РЕЦИДИВОВ  
ВЫСЫПАНИЙ ДО 92%


92 %

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ТОНА  
КОЖИ

НОРМАЛИЗАЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ

УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ  
ПОСЛЕ ПОВРЕЖДАЮЩИХ  
КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

УМЕНЬШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ СТРЕССА  
И УСТАЛОСТИ НА КОЖЕ И ОБЩЕЕ  
АНТИСТРЕССОВОЕ ДЕЙСТВИЕ



100 %

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА  
КОЖИ ОТМЕТИЛИ  
100% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
LED МАСКИ

60 %

ПОВЫШЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОСМЕТИКИ И ДРУГИХ  
ПРОЦЕДУР ДО 60%

ПОВЫШЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И  
УПРУГОСТИ КОЖИ,  
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ И  
КРАСНОТЫ  
СНИЖЕНИЕ РЕАКЦИИ КОЖИ НА  
ВНЕШНИЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ  
УСИЛЕНИЕ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА

УВЛАЖНЕНИЕ, УСТРАНЕНИЕ  
ДИСКОМФОРТА, СУХОСТИ  
И ШЕЛУШЕНИЯ

\* По результатам курсового тестирования на контрольной группе женщин в возрасте 18 – 60 лет.  
Продолжительность курса 56 дней





### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ПРИЕМ ИЗОТРЕТИНОИНА В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 6 МЕСЯЦЕВ (ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ АКНЕ АКНЕКУТАН, ВЕРОКУТАН, РОАККУТАН И СОТРЕТ)
- ПРИЕМ ФОТОСЕНСЕБИЛИЗИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ФОТОДЕРМАТОЗ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ НАРУШЕНИЕ ПИГМЕНТНОГО ОБМЕНА (ПОРФИРИЮ)
- АУТОИМУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- СИЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ (ОЖОГИ, ПОРЕЗЫ, ССАДИНЫ, ЦАРАПИНЫ)
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ЭПИЛЕПСИЯ
- НАЛИЧИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА
- ГРИПП, ОРВИ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ





### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Арт. 1301235



USB  
ЗАРЯДКА

РАЗМЕР	195X135X95 мм
ВЕС	80 г
ДЛИНЫ ВОЛН СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ	
КРАСНЫЙ СВЕТ	625-630 нм
ГОЛУБОЙ СВЕТ	465-470 нм
ОРАНЖЕВЫЙ СВЕТ	600-610 нм
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ	от 16 до 60 лет
ТИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ДОМАШНИЙ
В КОМПЛЕКТЕ	КАБЕЛЬ USB (ДЛИНА ПРИМЕРНО 100 см)
БЛОК ПИТАНИЯ	5В 1А (не прилагается)



сеть фирменных магазинов

# СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8 (800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>