

GÉZATONE



МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА

—
"МАССАЖНАЯ РУКА"

ТОНУС И ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

МАССАЖЕР В ФОРМЕ ЛАДОНИ НА ДЛИНОЙ РУЧКЕ – УДОБНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАССАЖА ТЕЛА, УСТРАНЕНИЯ СПАЗМОВ МЫШЦ В СТРЕСС-ЗАВИСИМЫХ ЗОНАХ, УЛУЧШЕНИЯ ОБЩЕГО САМОЧУВСТВИЯ, УСТРАНЕНИЯ УСТАЛОСТИ, АКТИВИЗАЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ ТОНУСА КОЖИ И КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ.




СТРЕСС
И
УСТАЛОСТЬ



БОЛИ В МЫШЦАХ
И СПИНЕ



ЦЕЛЛЮЛИТ
СНИЖЕНИЕ
ТОНУСА КОЖИ



СИДЯЧАЯ РАБОТА И
МАЛОПОДВИЖНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ



ПОВЫШЕННАЯ
НАГРУЗКА
ТРЕНИРОВКИ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Массажер НЕ используется на голове, лице, в области бюста, декольте, промежности и передней поверхности шеи.





МАССАЖНАЯ ТЕХНИКА «ТЕППИНГ»

ДЕЙСТВИЕ МАССАЖЕРА ОСНОВАНО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРКУССИОННОЙ МАССАЖНОЙ ТЕХНИКИ «ТЕППИНГ» (АНГЛ. TAPPING), ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ПОСТУКИВАНИЕ». ДАННАЯ МАССАЖНАЯ ТЕХНИКА ОКАЗЫВАЕТ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ И ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОБЩЕЕ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЛИ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.



СТИМУЛИРУЕТ
КРОВО-
ОБРАЩЕНИЕ



УСТРАНЯЕТ СПАЗМЫ
МЫШЦ И БОЛЕЗНЕННЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ



УСТРАНЯЕТ
СТРЕСС И
УСТАЛОСТЬ



УЛУЧШАЕТ
ОБЩЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ




СОКРАЩАЕТ
ОТЕЧНОСТЬ И
ЗАСТОЙ



АКТИВИЗИРУЕТ
ДЕТОКСКАЦИЮ



ПОВЫШАЕТ ТОНУС
КОЖИ



КОРРЕКТИРУЕТ
ЦЕЛЛЮЛИТ



ГАРМОНИЗИРУЕТ
СОН



ЗАРЯЖАЕТ
БОДРОСТЬЮ И
ЭНЕРГИЕЙ



ПОВЫШАЕТ
ОКСИГЕНАЦИЮ
ТКАНЕЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



УДОБНО
БРАТЬ С СОБОЙ



1301262В – голубой
1301262G – зеленый
1301262Р – розовый

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КАК ЖЕНЩИНАМ, ТАК И МУЖЧИНАМ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: СЕАНС МАССАЖА ДЛИТСЯ ОКОЛО 10-15 МИНУТ, ЧТО ПОМОГАЕТ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ПОМОГАЕТ ДОБРАТЬСЯ ДО «ТРУДНОДОСТУПНЫХ» ОБЛАСТЕЙ НА СПИНЕ, НЕ НУЖНО НИКОГО ПРОСИТЬ, ЧТОБЫ ПОМАССИРОВАЛИ ВАМ СПИНКУ.

ДВА ВИДА МАССАЖНЫХ ПОЛУСФЕР НА РАЗНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ МАССАЖНОЙ ЛАДОШКИ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ МАССАЖ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ИНТЕНСИВНОСТИ

ВЫ МОЖЕТЕ САМИ РЕГУЛИРОВАТЬ СТЕПЕНЬ И СИЛУ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
МАССАЖЕР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОД ДУШЕМ И В СОЧЕТАНИИ С МАССАЖНЫМИ МАСЛАМИ И КРЕМАМИ.

2

2
ВИДА
МАССАЖА



МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ С
МАСЛАМИ И
КРЕМАМИ

2

2 ВИДА
МАССАЖНЫХ
ПОЛУСФЕР



БЕЗОПАСНЫЙ
МАТЕРИАЛ



МАССАЖ ЛЮБОЙ
ОБЛАСТИ ТЕЛА





ВНЕШНИЙ ВИД МАССАЖЕРА



МАССАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ДВА ВИДА ПОЛУСФЕР С ДВУХ СТОРОН:
КРУПНЫЕ И БОЛЕЕ МЕЛКИЕ

РУКОЯТКА МАССАЖЕРА

1301262В – голубой
1301262G – зеленый
1301262P – розовый



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ МАССАЖ 2 РАЗА В ДЕНЬ: УТРОМ И ВЕЧЕРОМ.

УТРОМ, ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ ДУША, ЭТА ПРОЦЕДУРА ПОМОЖЕТ ВАМ ПРОСНУТЬСЯ И ЗАРЯДИТЬСЯ БОДРОСТЬЮ И ЭНЕРГИЕЙ, А ВЕЧЕРОМ ПОМОЖЕТ ПРОГНАТЬ УСТАЛОСТЬ И НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ УХОДЯЩЕГО ДНЯ.



МАССАЖ ПРОВОДИТСЯ РИТМИЧНЫМИ ПОХЛОПЫВАЮЩИМИ ДВИЖЕНИЯМИ НА ВЫБРАННОЙ ЧАСТИ ТЕЛА.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ЧАСТОТА ПОХЛОПЫВАНИЙ ЗАВИСИТ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ, ОДНАКО, НЕ ДОЛЖНА ВЫЗЫВАТЬ БОЛЕЗНЕННЫХ ОЩУЩЕНИЙ. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ОДНОЙ ЗОНЫ СОСТАВЛЯЕТ 5-10 МИНУТ.

ПРИ МАССАЖЕ ДОЛЖНА ВОЗНИКАТЬ ГИПЕРЕМИЯ (КРАСНОТА) КОЖНЫХ ПОКРОВОВ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ, КОТОРАЯ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ АКТИВИЗАЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ. ПОСЛЕ МАССАЖА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНЯТЬ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ ДУШ.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССАЖА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЦЕЛЛЮЛИТА ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ ТОНУСА КОЖИ ТЕЛА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАНЕСТИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ИЛИ ТОНИЗИРУЮЩИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ (КРЕМ, МАСЛО, БАЛЬЗАМ)

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



ДЛЯ ПЕРКУССИОННОГО МАССАЖА, ПРОВОДИМОГО С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ, УМЕНЬШЕНИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ ЦЕЛЛЮЛИТА, УКРЕПЛЕНИЯ И ТОНИЗАЦИИ КОЖИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ.

ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
КРЕМ BODY CREAM
PHYTOSONIC



4516207 - 100 мл

ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

МАСЛО ИМБИРНОЕ С
РАЗОГРЕВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ «ТОНУС +
АНТИЦЕЛЛЮЛИТ»



4501902K - 250 мл
4501901K - 500 мл

ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

КРЕМ С
ФОСФАТИДИЛХОЛИНОМ
«ПЛОСКИЙ ЖИВОТ»



4501815 - 200 мл
4501815K - 200 мл

ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
МОДЕЛИРУЮЩИЙ
«CELL LIPOSOM»



4501817 - 200 мл
4501817K - 200 мл

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ


КРЕМ – МАСЛО ДЛЯ
ТЕЛА «CHOCO CREAM-
BUTTER»



4516009 - 200 мл
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ФЛЮИД ДЛЯ ТЕЛА



4515722K - 300 мл



РЕЗУЛЬТАТЫ

- УЛУЧШЕНИЕ ОБЩЕГО САМОЧУВСТВИЯ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ И ЗАСТОЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ
- ОБЩЕЕ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
УСТРАНЕНИЕ СТРЕССА И УСТАЛОСТИ
- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМОВ И БОЛЕЗНЕННЫХ
ОЩУЩЕНИЙ В МЫШЦАХ
- ПРИЛИВ БОДРОСТИ И ЭНЕРГИИ ПОСЛЕ
ТОНИЗИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ
- КОРРЕКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА И НЕРОВНОСТЕЙ
КОЖНОГО РЕЛЬЕФА
- ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- ГАРМОНИЗАЦИЯ СНА

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ (РАНЫ, ЦАРАПИНЫ, ССАДИНЫ, ОЖОГИ) В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ, СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ И РАЗДРАЖЕНИЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ КОЖИ ФАКТОРАМИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
- РОДИНКИ, НЕВУСЫ, ПАПИЛЛОМЫ, БОРОДАВКИ В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- НАЛИЧИЕ ДЕРМАТИТОВ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- НАРУШЕНИЕ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ, ВАРИКОЗ, ФЛЕБИТЫ, ТРОМБОФЛЕБИТЫ
- ДЫХАТЕЛЬНАЯ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ, ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР, НАРУШАЮЩИХ ЦЕЛОСТНОСТЬ КОЖИ
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>