

SLENDERTONE®

Abs 8

**ПОЯС
МИОСТИМУЛЯТОР
ABS8 UNISEX SLENDERTONE**

ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



ВСЕГО **20** МИНУТ В ДЕНЬ
5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР SLENDERTONE ABS8, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ПОМОЖЕТ КАЖДОМУ СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОДТЯНУТОГО ЖИВОТА, УПРУГИХ МЫШЦ И РЕЛЬЕФНОГО ПРЕССА.




Арт. 1701038

НИКАКИХ УСИЛИЙ, ДИЕТ, ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК И ОГРАНИЧЕНИЙ! СОВЕРШЕННОЕ ТЕЛО ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО КАЖДОМУ!




ЖИР В ОБЛАСТИ ЖИВОТА




ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА БОКАХ




СЛАБЫЕ МЫШЦЫ БРЮШНОГО ПРЕССА



ИЗБЫТОЧНЫЙ ЖИР НА ТАЛИИ



«ОБВИСШИЙ» ПИВНОЙ ЖИВОТ



ИЗБЫТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ ТЕЛА

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABS8

ТОНИЗИРУЕТ МЫШЦЫ БРЮШНОГО ПРЕССА, СОЗДАЕТ СКУЛЬПТУРНЫЙ РЕЛЬЕФ



БРЕНД # 1 В ОБЛАСТИ EMS
ИРЛАНДСКИЙ КОНЦЕРН BIO MEDICAL
RESEARCH – ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ
МИОСТИМУЛЯЦИИ.



БОЛЕЕ 50 ЛЕТ ПРОИЗВОДИТ
УНИКАЛЬНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ И ПРОСТЫЕ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТЫ С
КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.



SLENDERTONE ИСПОЛЬЗУЕТ
УНИКАЛЬНУЮ ЗАПАТЕНТОВАННУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ТЕХНОЛОГИЮ EMS.

1

КАЖДУЮ МИНУТУ В МИРЕ ПРОДАЕТСЯ
ОДИН ПОЯС SLENDERTONE



Арт. 1701038



ПОЯС UNISEX SLENDERTONE ABS8, ТОНКИЙ И ЛЕГКИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНУЮ КОМПРЕССИЮ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР ABS8

СИДЯЧАЯ РАБОТА /
МАЛОПОДВИЖНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ



УДОБНЫЙ СПОСОБ
ТРЕНИРОВКИ, КОТОРЫЙ
НЕ ТРЕБУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ

ПРИ НЕХВАТКЕ ВРЕМЕНИ
НА ЗАНЯТИЯ И СИДЯЧЕЙ
РАБОТЕ, ПОЯС ABS8
ПОМОЖЕТ ПРОВОДИТЬ
ТРЕНИРОВКУ «БЕЗ ОТРЫВА
ОТ ПРОИЗВОДСТВА».

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФИГУРЫ И СОЗДАНИЕ
ФОРМ



ПОЯС ABS8 ПОМОЖЕТ ТЕМ,
КТО ХОЧЕТ НЕМНОГО
СБРОСИТЬ ВЕС И УБРАТЬ
НЕСКОЛЬКО САНТИМЕТРОВ
В ТАЛИИ И НЕ ИМЕЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ТРЕНИРОВОК.

ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ К
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕЛА
И НУЖДАЕТСЯ В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ.

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРЕНИРОВОК



УСТРОЙСТВО ПОМОЖЕТ
БЫТЬ ВСЕГДА В ТОНУСЕ И
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УПРАЖНЕНИЙ ТЕМ, КТО
РЕГУЛЯРНО ТРЕНИРУЕТСЯ И
ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ.

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МЕЖДУ УПРАЖНЕНИЯМИ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ И ВО ВРЕМЯ
ТРЕНИРОВОК

ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ФОРМУ ПОСЛЕ
БЕРЕМЕННОСТИ



ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ
ЖИВОТА, КОТОРЫЕ ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ СТАЛИ
СЛАБЕЕ.


ПОЯС МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ
ВОЗВРАЩЕНИЯ В ФОРМУ
ПОСЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ,
КОГДА НАЙТИ ВРЕМЯ ДЛЯ
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

EMS / ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ МЫШЦ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МЫШЦЫ СЛАБЫМИ ИМПУЛЬСНЫМИ ТОКАМИ, КОТОРЫЕ СТИМУЛИРУЮТ МЫШЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ СПОРТСМЕНАМИ И ФИЗИОТЕРАПЕВТАМИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И СПОРТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.



- НАГРУЗКА МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕНА К ЕСТЕСТВЕННОЙ, ПОВЫШАЕТ ТОНУС МЫШЦ И ИХ ВЫНОСЛИВОСТЬ.
- ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЭМС АКТИВНЫЕ МЫШЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ТРЕБУЮТ БОЛЬШИХ ЭНЕРГОЗАТРАТ. В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ДЛЯ РАБОТЫ МЫШЦ ОРГАНИЗМ ИСПОЛЬЗУЕТ ДЕПОЗИТЫ ЖИРА, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ ОБЪЕМОВ ИЗБЫТОЧНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ БОКОВ, ЖИВОТА И ТАЛИИ.
- СОКРАЩАЮТСЯ ОБЪЕМЫ, ВЫВОДИТСЯ ЛИШНЯЯ ЖИДКОСТЬ, УЛУЧШАЕТСЯ МЕТАБОЛИЗМ.
- НЕ ПРОИСХОДИТ ПЕРЕГРУЗКИ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

МЕТОД KMB SLENDERTONE - ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО МЫШЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ В МИРЕ.

В ОТЛИЧИЕ ОТ КЛАССИЧЕСКИХ МИОСТИМУЛЯТОРОВ, ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ НА МНОЖЕСТВО НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ И ЗАСТАВЛЯЕТ **ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАТЬ НЕ ТОЛЬКО ПОВЕРХНОСТНЫЕ, НО И ГЛУБОКИЕ МЫШЦЫ**, ЧТО В ДЕСЯТКИ РАЗ ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

SLENDERTONE ABS8 ТРЕНИРУЕТ ВСЕ МЫШЦЫ ПРЕССА **ОДНОВРЕМЕННО**

ЧТОБЫ ПРОРАБОТАТЬ ВСЕ 4 МЫШЦЫ ПРЕССА, РАЗРАБОТЧИКИ ПРОДУМАЛИ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ И ОТРЕГУЛИРОВАЛИ СИЛУ СТИМУЛЯЦИИ.

ПРИ ЗАНЯТИЯХ С ПОЯСОМ SLENDERTONE, МЫШЦЫ СОКРАЩАЮТСЯ И РАССЛАБЛЯЮТСЯ КАК ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВКАХ ПРЕССА В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ.



ПОПЕРЕЧНАЯ МЫШЦА



ПРЯМАЯ МЫШЦА



НАРУЖНЫЕ КОСЫЕ МЫШЦЫ



ВНУТРЕННИЕ КОСЫЕ МЫШЦЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



УНИКАЛЬНАЯ
ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛОТНОЕ
ПРИЛЕГАНИЕ К ТЕЛУ

ПОЯС АБСОЛЮТНО
НЕ ЗАМЕТЕН ПОД
ОДЕЖДОЙ




Арт. 1701038




ОПТИМАЛЬНАЯ
КОМПРЕССИЯ



ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ
КОНТРОЛЛЕР



ФУНКЦИЯ
ПАМЯТИ



ПОКАЗАНИЯ НА
ДИСПЛЕЕ ЛЕГКО
УВИДЕТЬ



МАГНИТНЫЕ
КРЕПЛЕНИЯ
КОНТРОЛЛЕРА



100 УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Простота в использовании – блок управления крепится с помощью магнитных разъемов.



Арт. 1701038

OLED

OLED
ДИСПЛЕЙ

10

10 ПРОГРАММ
ТРЕНИРОВОК





ВСЕГО 20
МИНУТ В ДЕНЬ



ЗАРЯДКА
USB

- УКРЕПЛЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ ВСЕХ МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕССА БЕЗ АКТИВНЫХ НАГРУЗОК
- ABS8 ПОЛНОСТЬЮ ПОВТОРЯЕТ ВСЕ ИЗГИБЫ ТЕЛА.
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ABS8 АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНО И ЭФФЕКТИВНО, О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАТ FDA.
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, НУЖНО ВСЕГО 20 МИНУТ В ДЕНЬ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
- ДИСПЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВВЕРХ, ПОЗВОЛЯЕТ ВИДЕТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПРИ НАСТРОЙКЕ И ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ.
- OLED-ДИСПЛЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ ЯРКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ, ЧЕМ ЖК-ДИСПЛЕИ.
- ПРЕДУСМОТРЕНЫ 10 ПРОГРАММ: 7 ПРОГРАММ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И 3 ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК.
- ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НЕ НУЖЕН ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ГЕЛЬ
- УСИЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ В СОЧЕТАНИИ С УПРАЖНЕНИЯМИ ИЛИ ЗАНЯТИЯМИ В СПОРТЗАЛЕ
- КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯЖАЕТСЯ ЧЕРЕЗ USB КАБЕЛЬ, ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 3 ЧАСА

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ



- РАСПОЛОЖИТЕ ГЕЛЕВЫЕ НАКЛАДКИ НА ПОЯСЕ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБХВАТА ВАШЕЙ ТАЛИИ.
- ПРИКРЕПИТЕ КОНТРОЛЛЕР
- ОБЕРНИТЕ ПОЯС ВОКРУГ ТЕЛА.
- ВЫБЕРИТЕ ЖЕЛАЕМУЮ ПРОГРАММУ.
- ПОВЫШАЙТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ПРОЦЕДУРЫ.
- КОГДА ПРОЦЕДУРА ЗАВЕРШИТСЯ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SLENDERTONE ABS8 АВТОМАТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИТ РАБОТУ.



ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 10 ПРОГРАММ: 7 ПРОГРАММ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (ОТ НОВИЧКА ДО ЭКСПЕРТА) И 3 ПРОГРАММЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ АКТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК.


7 БАЗОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	ДИАПАЗОН ИНТЕНСИВНОСТИ
1. ВВЕДЕНИЕ	20 мин	0 - 100
2. НАЧИНАЮЩИЙ	25 мин	
3. СРЕДНИЙ	30 мин	
4. ПРОДВИНУТЫЙ		
5. ЭКСПЕРТ		
6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ		
7. СИЛЬНЫЙ ПРЕСС		

3 БАЗОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ / УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРЕССА	ДИАПАЗОН ИНТЕНСИВНОСТИ
8. ВЫНОСЛИВОСТЬ МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ ВО ВРЕМЯ ЛЕГКОЙ ПРОБЕЖКИ ИЛИ ОБЫЧНОЙ ДОМАШНЕЙ ЗАРЯДКИ.	40 мин	0 - 100
9. НАКЛОНЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ	3 x 10 наклонов	
10. БОКОВЫЕ НАКЛОНЫ ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ	3 x 10 (наклоны в сторону)	
ПРОГРАММЫ 9 И 10 ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.		


РЕЗУЛЬТАТЫ*



10




Арт. 1701038




УМЕНЬШЕНИЕ
ОБЪЕМА ТАЛИИ



УКРЕПЛЕНИЕ И
ТОНИЗАЦИЯ
МЫШЦ БРЮШНОГО
ПРЕССА



УМЕНЬШЕНИЕ
ОБЪЁМОВ,
УКРЕПЛЕНИЕ И
ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ
ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ЖИВОТА И
БОКОВ



МЫШЦЫ ПРЕССА
СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ
РЕЛЬЕФНЫМИ



УЛУЧШЕНИЕ
ОСАНКИ
ПОВЫШЕНИЕ
ВЫНОСЛИВОСТИ


* достижение результатов возможно только после курсового использования пояса Slendertone ABS8 и зависит от индивидуальных особенностей.



РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ*




ОТМЕЧЕНО УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА ТАЛИИ В СРЕДНЕМ НА -3,5 см ПОСЛЕ 8 НЕДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЯСА SLENDERTONE ABS8.



УКРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ НА 49% ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЯСА SLENDERTONE ABS8.



100% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОДТВЕРЖДАЮТ ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ, КОТОРЫЕ СТАЛИ БОЛЕЕ ПРОЧНЫМИ ПОСЛЕ 6 НЕДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



54% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТМЕТИЛИ, УЛУЧШЕНИЕ ОСАНКИ ПОСЛЕ 4x НЕДЕЛЬ СЕАНСОВ.

*Клинические испытания, проведенные в 2018 году доктором Поркари (Dr Porcari) Университет Висконсин-Ла-Кросс (University of Wisconsin-La Crosse)

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОБЛЕМУ ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ БОЛЕЕ
ВЫРАЖЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИН
«SLIM EXPRESS»



4501812 - 200 мл
4501812К - 200 мл

КРЕМ С
ФОСФАТИДХОЛИНОМ
ДЛЯ ЖЕНЩИН
«ПЛОСКИЙ ЖИВОТ»



4501815 - 200 мл
4501815К - 200 мл

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
МОДЕЛИРУЮЩИЙ С
ЭФФЕКТОМ РАЗОГРЕВА
«CELL LIPOSOM»



4501817 - 200 мл
4501817К - 200 мл

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
«PHYTOSONIC»



4516207 - 100 мл

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ЭПИЛЕПСИЯ, ТЯЖЕЛЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ПАТОЛОГИИ КРОВИ, СКЛОННОСТЬ К КРОВОТЕЧЕНИЯМ
- ОСТРЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ВИРУСНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ТУБЕРКУЛЕЗ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В СТАДИЯХ IIВ И III, ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ АРТЕРИОСКЛЕРОЗ, НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Арт. 1701038

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Блок управления
- Пояс: Подходит для талии обхватом 61-107 см
- Набор клейких гелевых накладок
- Зарядный шнур USB
- Инструкция

- ПРИ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ используется зарядное устройство со следующими параметрами на выходе: выходное напряжение: 5 В; выходной ток: 0,5 А (500 мА) мин; выходной разъем: Micro-B USB.
- ЛИТИЕВО-ИОННАЯ полимерная батарея 1 x 3,7 В.
- ФОРМА ВОЛНЫ: симметричная двухфазная прямоугольная форма волны, замеренная при омической нагрузке.
- ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА: 50-70 Гц
- ШИРИНА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМПУЛЬСА: 200–315 мксек
- ШИРИНА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ИМПУЛЬСА: 200–315 мксек
- МЕЖФАЗНЫЙ ИНТЕРВАЛ: 100 мксек
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: +5...40°C
- ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ: 15-93 % (без конденсации)
- МАТЕРИАЛ ПОЯСА: внешняя сторона: нейлон 87%, эластан 13%; застежка: нейлон 100%;



сеть фирменных магазинов
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>