



**ГЕЛИ** ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР



# ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

## УЗ-ПИЛИНГ

### ГЕЛЬ ДЛЯ УЗ-ПИЛИНГА «УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ»

*Для нормальной, смешанной и жирной кожи.*



- ЛЕГКОЕ КЕРАТОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ОТМЕРШИХ КЛЕТОК ЭПИДЕРМИСА
- НОРМАЛИЗАЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ
- ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- НЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЯ И НЕ ПЕРЕСУШИВАЕТ КОЖУ



**ПОДГОТОВКА КОЖИ К ПРОЦЕДУРАМ**

**АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:** АНА-комплекс из яблока, грейпфрута и персика, молочная кислота, экстракты гамamelиса, ромашки, календулы, алоэ, салициловая кислота.

**Упаковка:**

150 мл арт. 4501403

600 мл арт. 4501404



# ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

## УЗ-ПИЛИНГ

### ГЕЛЬ ДЛЯ УЗ-ПИЛИНГА «УЛЬТРАКЛИН СЕНС»

*Для сухой, чувствительной и нормальной кожи.*



- МЯГКОЕ КЕРАТОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ОТМЕРШИХ КЛЕТОК ЭПИДЕРМИСА
- ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ
- ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- СМЯГЧАЕТ, УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ, НЕ ВЫЗЫВАЕТ ДИСКОМФОРТА



**ПОДГОТОВКА КОЖИ К ПРОЦЕДУРАМ**

**АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:** АНА-комплекс томатов, экстракт солодки, бикарбонат соды, экстракт алоэ вера.

#### **Упаковка:**

150 мл арт. 4501401

600 мл арт. 4501402



# ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

## ГЕЛЬ «УЛЬТРАЛИФТ»

*Для всех типов кожи с признаками увядания, морщинами, дряблостью, тусклым цветом лица.*



**НОВАЯ  
УПАКОВКА**

- ИНТЕНСИВНЫЙ ЛИФТИНГ
- УВЛАЖНЕНИЕ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- УКРЕПЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА



**Для УЗ-ФОНОФОРЕЗА,  
МИОСТИМУЛЯЦИИ И МТТ**

**АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:** гиалуроновая кислота, гидролизованный морской коллаген, морской эластин, органический кремний.

**Упаковка:**

300 мл арт. 4501416А



# ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

## ГЕЛЬ «АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА»

*Для всех типов кожи, особенно для сухой, тонкой и дегидратированной.*



- УВЛАЖНЕНИЕ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
- УСПОКАИВАЮЩЕЕ И СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ И ГИПЕРЕМИИ



ДЛЯ **УЗ-ФОНОФОРЕЗА,**  
**МИОСТИМУЛЯЦИИ И МТТ.**  
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В КАЧЕСТВЕ **УСПОКАИВАЮЩЕЙ МАСКИ**  
ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ

**Упаковка:**

300 мл арт. 4501417А

**АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:** *экстракт листьев алоэ, успокаивающий комплекс CovaFresh IV.*



# ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

## КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

*Для всех типов кожи, особенно для тусклой, «уставшей» кожи со сниженным тонусом.*



**Упаковка:**

300 мл арт. 4501418А

- СТИМУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОКСИГЕНАЦИИ
- ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- УСПОКАИВАЕТ, УМЕНЬШАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ

ДЛЯ УЗ-ФОНОФОРЕЗА, МИОСТИМУЛЯЦИИ,  
**ГАЛЬВАНИКИ ( - ) И МТТ.**



МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ  
**УСПОКАИВАЮЩЕЙ МАСКИ**

**АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:** *экстракт тамаринда (увлажняющий комплекс Unitamiron H22), экстракт морского планктона (антивозрастной комплекс Epidermist 4.0), экстракт дрожжей, гиалуронат натрия.*





# ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

## ГЕЛЬ «ВИТАЛИФТ» с микроспонжами

*Для всех типов кожи, особенно для увядающей, обезвоженной, тусклой и сухой кожи со сниженным тонусом.*



- УВЛАЖНЕНИЕ И НАСЫЩЕНИЕ ВИТАМИНАМИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ЛИФТИНГОВОЕ ДЕЙСТВИЕ
- ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ КОЖИ



**ДЛЯ УЗ-ФОНОФЕРЕЗА,  
МИОСТИМУЛЯЦИИ И МТТ**

**АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:** пантенол, витамины E, PP, C, гиалуронат натрия, гликолевая кислота, молочная кислота (в составе «микроспонжей»).

**Упаковка:**

300 мл арт. 4501419А



# ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

## ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ

*Для всех типов кожи с признаками увядания и для профилактики процессов старения.*



- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ
- ВЫРАВНИВАНИЕ РЕЛЬЕФА КОЖИ



**ДЛЯ УЗ-ФОНОФОРЕЗА,  
МИОСТИМУЛЯЦИИ И МТТ**

**Упаковка:**

*120 мл арт. 4504006*

**АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:** *экстракт икры, гиалуроновая кислота, гидролизованный морской коллаген.*





# ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

## ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ «ДЕЗИНКРУСТАНТ»

*Для глубокого очищения кожи любого типа, включая чувствительную.*



- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
- УСТРАНЕНИЕ ИЗБЫТКА КОЖНОГО САЛА
- РЕГУЛЯЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ
- РАЗМЯГЧЕНИЕ КОМЕДОНОВ
- ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА ПОР
- СТИМУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБНОВЛЕНИЯ

**НЕ СУШИТ КОЖУ**



**ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ ( + )**  
**ПОДГОТОВКА К МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ**

**Упаковка:**

300 мл арт. 4501420А

**АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:** *тетраборат натрия (бура), экстракт лопуха, экстракт плюща, экстракт овса.*



# ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

## ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ И RF-КОРРЕКЦИИ КОЖИ



- УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТА ОТ ПРОЦЕДУР
- ПРОФИЛАКТИКА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ КОЖИ
- УВЛАЖНЕНИЕ
- УСПОКАИВАЮЩЕЕ И СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
- УМЕНЬШЕНИЕ РЕАКТИВНОСТИ КОЖИ



**ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ И RF-КОРРЕКЦИИ,  
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ДРУГИМИ  
АППАРАТНЫМИ МЕТОДИКАМИ**

**АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:** *экстракт эдельвейса,  
экстракт зверобоя, стеарат сахарозы.*

**Упаковка:**

*130 мл арт. 4515500*



# ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

## КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

*/после процедуры лазерной и RF-коррекции кожи*



- СМЯГЧЕНИЕ
- УВЛАЖНЕНИЕ
- УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
- ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



**ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ И RF-КОРРЕКЦИИ,  
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ  
УХОДА ЗА ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖЕЙ**

**АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:** сквален, соевое масло, масло жожоба, масло ши, экстракт корня солодки, гидролизированный коллаген, токоферола ацетат, гиалуронат натрия.

**Упаковка:**

*130 мл арт. 4515501*




# ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

## по ТЕЛУ

### ГЕЛЬ «УЛЬТРАФИРМ»

*Для атоничной и дряблой кожи, а также для кожи с проблемой растяжек.*



- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
- УВЛАЖНЕНИЕ
- АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- НАСЫЩЕНИЕ ВИТАМИНАМИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- ЛИФТИНГОВОЕ ДЕЙСТВИЕ



**для УЗ-ФОНОФОРЕЗА,  
МИОСТИМУЛЯЦИИ И МТТ**

**АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:** экстракты фукуса, спирулины, хвоща, центеллы азиатской, гиалуроновая кислота.

**Упаковка:**

600 мл арт. 4501410



# ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

## по ТЕЛУ

### ГЕЛЬ «УЛЬТРАЦЕЛЛ»

*Для коррекции целлюлита и стимуляции процессов липолиза.*



- ЛИМФОДРЕНАЖ
- СТИМУЛЯЦИЯ ЛИПОЛИЗА
- РАЗВОЛОКНЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ФИБРОЗНЫЕ ВОЛОКНА
- УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ



для **УЗ-ФОНОФОРЕЗА,**  
**МИОСТИМУЛЯЦИИ И МТТ**

**Упаковка:**

150 мл арт. 4501407

600 мл арт. 4501408

**АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:** кофеин, бромелаин, экстракт помаранца, экстракт лимона, пепсин, теофиллин, экстракт зеленого чая.



# АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

## ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



- АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА РАЗРАБОТАНА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ КОЖИ, ВКЛЮЧАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ И ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ КОЖУ
  - **СОЗДАНА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ АППАРАТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**
  - ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ **ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ** ДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКТОРА АППАРАТА
  - ИМЕЕТ **ВЫСОКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ** АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
  - НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОКСИЧЕСКИЕ ИЛИ ВРЕДНЫЕ ДЛЯ КОЖИ ВЕЩЕСТВА
- 
- РЕШАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР КОСМЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ ЗА КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ
  - **НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ** И **ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД**
  - **100% ЭФФЕКТИВНОСТЬ: ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ КУРСА ПРОЦЕДУР**
  - **ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО** ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ НАЛИЧИЕМ СЕРТИФИКАТОВ



# ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

Артикул	Наименование	Увлажнение кожи	Тонизация кожи	Уменьшение морщин	Успокаивающее действие	Лифтинг	Питание кожи	Уменьшение самоотделения	Устранение целлюлита	Устранение отеков	Очищение кожи	Защита
4501402	Гель активный «Ультраклин сенс», 600 мл				++						++	
4501404	Гель активный «Ультраклин контроль», 600 мл				+			++			++	
4501411A	Гель активный «Ультралифт», 500 мл	+	+	+	+	++	+					
4504006	Активный гель с экстрактом икры, 120 мл	+	+	+	+	++	++					
4501408	Гель активный «Ультрацелл», 600 мл	+	+						++	++		
4501410	Гель активный «Ультрафирм, 600 мл	+	++			++						
4515500	Контактный гель для проведения процедур лазерной и RF-коррекции кожи, 130 мл	+			++							++
4501412A	Гель «Аква-гель Алоэ вера», 500 мл	+	+		+							
4501413A	Кислородный гель с гиалуроновой кислотой, 500 мл	++	+	++	+							
4501414A	Гель «Виталифт» с микроспонжами, 500 мл	+	++	++		++	+					
4501415A	Лосьон для глубокого очищения «Дезинкрустант», 500 мл		+		+			++			++	





сеть фирменных магазинов  
**СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ**

Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8-800-500-95-94  
(звонок бесплатный)

[www.sozv.ru](http://www.sozv.ru)

**Присоединяйтесь:**

 [www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty](http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty)

 [facebook.com/sozvezdiekrasoti](https://facebook.com/sozvezdiekrasoti)

 [vk.com/sozvezdiekrasoti](https://vk.com/sozvezdiekrasoti)