



2016



НОВИНКА
СЕРИИ
«АКВА 24»

НОВАЯ ФОРМУЛА



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО
РЕЗУЛЬТАТА

ЗА **30** СЕКУНД



ЭКСПРЕСС-ПИЛИНГ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ «АКВА 24»

Для всех типов кожи, включая чувствительную.



УПАКОВКА:

150 мл арт. 4515864А

- УДАЛЕНИЕ ОТМЕРШИХ КЛЕТОК
- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПОР
- ЛЕГКОЕ ОСВЕТЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
- ВЫРАВНИВАНИЕ ЦВЕТА И ТОНА КОЖИ



**ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕНИЯ,
УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА,
ДЕЛАЕТ КОЖУ СВЕЖЕЙ И ОТДОХНУВШЕЙ**

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

*Папаин, розовая вода, растворимое масло авокадо,
растворимое масло оливы, экстракты календулы, зеленого
чая, ромашки, женьшеня, липы, пантенол, биотин.*

ЭКСПРЕСС-ПИЛИНГ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ «АКВА 24»



ЗЕЛЕНый ЧАЙ

Тонизирует кожу, сужает поры.
Обладает антисептическими свойствами.
Нейтрализует свободные радикалы.



РОЗОВАЯ ВОДА

Улучшает цвет лица, способствует устранению раздражений, тонизирует, освежает и увлажняет кожу.



ПАПАИН

Удаляет отмершие клетки с поверхности кожи, стимулирует процессы обновления и регенерации.



ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ

Смягчает и успокаивает кожу, ускоряет процессы регенерации, увлажняет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приятная «воздушная» текстура комфортна в использовании.
После использования оставляет на коже ощущение свежести.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Результат после 1-й процедуры
- Глубокое деликатное очищение за 30 секунд
- Экономичный расход
- Не вызывает раздражения
- Оказывает увлажняющее и тонизирующее действия

ЭКСПРЕСС-ПИЛИНГ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ «АКВА 24»

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ



- НАНЕСТИ МУСС ВАТНЫМ ДИСКОМ НА СУХУЮ, ОЧИЩЕННУЮ КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ.
- ЭНЕРГИЧНО МАССИРОВАТЬ КОЖУ ВАТНЫМ ДИСКОМ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ **30-40** СЕКУНД.
- ОБИЛЬНО СМЫТЬ ВОДОЙ.

Рекомендуется для очищения кожи после химических пилингов, мезотерапии и других процедур. Не используется для области глаз.



сеть фирменных магазинов
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва: 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8-800-500-95-94
(звонок бесплатный)

www.sozv.ru

Присоединяйтесь:

 www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti