

АППАРАТНЫЙ УХОД



СЕРИЯ

ЗАРЯЖЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ



АКТИВНЫЕ
СЫВОРОТКИ ДЛЯ
ИОНОФЕРЕЗА /
ГАЛЬВАНОТЕРАПИИ



СЕРИЯ ЗАРЯЖЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

АКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ ДЛЯ ИОНОФЕРЕЗА

Активные заряженные комплексы - ионизированные продукты (имеют заряд + или -) для использования с аппаратами гальваники для ионофореза и аппаратами микротоков.

Сочетанное действие гальванических токов и активных ионов позволяет за короткое время достигнуть великолепных результатов.



ПОКАЗАНИЯ: в зависимости от вида комплекса

- ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, МОРЩИНЫ, СНИЖЕННЫЙ ТОНУС КОЖИ
- НЕДОСТАТОК ВЛАГИ, СУХАЯ КОЖА, ШЕЛУШЕНИЕ
- ТУСКЛЫЙ И БЛЕДНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА
- ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА, КРАСНОТА И РАЗДРАЖЕНИЕ
- КУПЕРОЗ
- ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ



Для достижения стойкого продолжительного результата необходимо провести 8-10 процедур с интервалом 2-3 дня.



СЕРИЯ ЗАРЯЖЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КОМПЛЕКС ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ «МОЛОДОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ»



ЗАРЯД

Для всех типов кожи, с признаками увядания, а также для профилактики преждевременного старения. Для стрессовой и «усталой» кожи со сниженным тонусом.



- **УВЛАЖНЕНИЕ**
- **СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ**
- **ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ**
- **ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ**
- **УЛУЧШЕНИЕ ТЕКСТУРЫ КОЖИ**
- **УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН**

Улучшает цвет лица, способствует выравниванию микрорельефа.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
- КУРС 8-10 ПРОЦЕДУР, С ИНТЕРВАЛОМ 2-3 ДНЯ

Упаковка: 5 флаконов x 3 мл
Артикул: 4515005

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: коллаген, эластин, гиалуроновая кислота.



СЕРИЯ ЗАРЯЖЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

АНТИКУПЕРОЗНЫЙ КОМПЛЕКС «КОМФОРТ»



ЗАРЯД

Для всех типов кожи с повышенной чувствительностью, особенно для раздраженной, тонкой, сухой кожи и при куперозе.



- УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
- УМЕНЬШЕНИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ И ГИПЕРЕМИИ
- НОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ СОСУДОВ
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
- ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ

Улучшает цвет лица, выравнивает тон кожи, дарит ощущение комфорта.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
- КУРС 8-10 ПРОЦЕДУР, С ИНТЕРВАЛОМ 2-3 ДНЯ

Упаковка: 5 флаконов x 3 мл
Артикул: 4515001

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: гинкго билоба, экстракты конского каштана, василька, донника.



СЕРИЯ ЗАРЯЖЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КОМПЛЕКС ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК»



ЗАРЯД

Для всех типов кожи с признаками обезвоживания, особенно для тонкой, сухой кожи со сниженным тонусом. Для стрессовой и «усталой» кожи, а также для профилактики преждевременного старения.



Упаковка: 5 флаконов x 3 мл
Артикул: 4515003

- **ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ**
- **СОХРАНЕНИЕ ВЛАГИ**
- **ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ**
- **ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ**
- **УЛУЧШЕНИЕ ТЕКСТУРЫ КОЖИ**

Улучшает цвет кожи, придает лицу свежий, отдохнувший вид.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
- КУРС 8-10 ПРОЦЕДУР, С ИНТЕРВАЛОМ 2-3 ДНЯ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: экстракт алоэ, гиалуроновая кислота.



СЕРИЯ ЗАРЯЖЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КОМПЛЕКС ИНТЕНСИВНЫЙ ЛИФТИНГ «СОВЕРШЕНСТВО»



ЗАРЯД



Для всех типов кожи с признаками увядания, особенно для кожи со сниженным тонусом и морщинами. Для стрессовой и «усталой» кожи, а также для профилактики преждевременного старения.

- **ТОНИЗАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ**
- **ПОДТЯЖКА**
- **ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ**
- **УВЛАЖНЕНИЕ**
- **УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН**

Способствует выравниванию микрорельефа кожи, улучшает цвет лица.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
- КУРС 8-10 ПРОЦЕДУР, С ИНТЕРВАЛОМ 2-3 ДНЯ

Упаковка: 5 флаконов x 3 мл
Артикул: 4515004

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: гиалуроновая кислота, органический кремний, витамин С.



СЕРИЯ ЗАРЯЖЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

АКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ ДЛЯ ИОНОФОРЕЗА

Артикул	Номенклатура / Действие	Полярность	Увлажнение кожи	Тонизация кожи	Уменьшение морщин	Улучшение цвета лица	Успокаивающее действие	Лифтинг	Устранение отеков
4515001	Комплекс противокуперозный "Комфорт", 5 ампул x 3 мл	+	+	+		++	++		+
4515003	Комплекс интенсивное увлажнение "Кристалльный родник", 5 ампул x 3 мл	-	++	+	+	+			
4515004	Комплекс интенсивный лифтинг "Совершенство", 5 ампул x 3 мл	-	+	+	++	+		++	
4515005	Комплекс интенсивно омолаживающий "Молодость без границ", 5 ампул x 3 мл	-	++	+	++	+		+	





сеть фирменных магазинов
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8-800-500-95-94
(звонок бесплатный)

www.sozv.ru

Присоединяйтесь:

 www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti